

CORSETTI UNISEX AUTOMODELLANTI

CORSETTO LOMBO-SACRALE ALTO UNISEX Art. 572 - 582

Supporto immobilizzante della regione lombo-sacrale con funzione di attenuazione dello stato doloroso nei casi di patologie posturali, degenerative o muscolari. Grazie alla praticità e facilità di applicazione ed al perfetto adattamento a qualsiasi forma e misura, è garantito il massimo comfort ed una ampia possibilità di regolazione.



Art. 582



Art. 572

Indicazioni

- Patologie posturali: Lombalgie - Lombosciatalgie - Discopatie - Iper/ipo-lordosi.
- Patologie degenerative: Osteoporosi - Cedimenti vertebrali - Protusioni - Artrosi.
- Patologie muscolari: Contratture.

Caratteristiche


E' costituito da una struttura elastica di cotone, all'interno della quale sono inserite delle aste automodellanti e flessibili. Su queste scorrono dei tiranti rigidi che, incrociandosi nella parte posteriore al momento dell'allacciatura, irrigidiscono l'intera struttura ed immobilizzano in modo efficace la regione lombo-sacrale.

Benefici


Pratico e facile da indossare si adatta perfettamente alle diverse caratteristiche fisiche. L'esclusivo sistema di chiusura modulare con bloccaggio progressivo, **brevettato da Pavis**, risponde in modo molto funzionale alle esigenze di immobilizzo delle diverse fasi evolutive delle varie patologie e consente di differenziare il grado di tensione in tre aree distinte della regione lombo-sacrale.

Componenti specifici


Esclusivo tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante.



Art.572 - tre bande-altezza cm 32
Art.582 - due bande-altezza cm 27



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L	XL	XXL	3XL
Circonferenza del bacino (CM)	60-80	75-90	85-110	105-120	120-140	135-153

CORSETTO LOMBO-SACRALE ALTO UNISEX Art. 572 - 582

Come si indossa

Può essere indossato a contatto della pelle.

Per indossarlo correttamente:

- Afferrare entrambe le bande e tirarle esternamente.
- Posizionare la banda sinistra sull'addome aiutandosi con la mano sinistra e con la mano destra procedere all'allacciatura tirando la banda di destra prima verso l'esterno (fig.1).
- Partendo dal basso, afferrare contemporaneamente entrambe le estremità dei tiranti di chiusura di destra e sinistra fino ad ottenere la tensione desiderata, quindi agganciarle sull'addome (fig. 2).
- Procedere allo stesso modo con gli altri (fig. 3).

