

MANUALE D'ISTRUZIONE Rev05- 2021 **A9501-A9501A MATERASSO ANTIDECUBITO**

Destinazione d'uso

I materassi antidecubito A9501 e A9501A sono prodotti in poliuretano espanso flessibile di tipo indeformabile ad alta resistenza con struttura cellulare omogenea e completamente permeabile all'aria. Sono destinati ad essere utilizzati in ambiente domestico, ospedaliero, o nelle comunità, come dispositivo medico di prevenzione alla formazione di piaghe da decubito. Peso massimo paziente 100 Kg. La durata del prodotto è stimata 5 anni, se utilizzato, conservato e mantenuto secondo le istruzioni del fabbricante.



Dimensioni: 88 cm x 195 cm x 12 cm.

- A 9501 Densità: 25 Kg/m³ - Colore: A9501 giallo, A9501A verde chiaro

Istruzioni

Disimballare il prodotto e assicurarsi dell'integrità e pulizia. Porre il prodotto sulla rete del letto, verificarne l'idoneità controllando che il materasso non esca dal bordo esterno del piano rete. Verificarne la compatibilità nelle istruzioni d'uso del letto. Non utilizzare il materasso a contatto diretto con la pelle. Utilizzare lenzuola e coprimaterasso.

Manutenzioni

Il prodotto non necessita di manutenzioni particolari. Controllare settimanalmente, o qualora se ne scorga il rischio, che il materasso non si sia sporcato o impregnato con liquidi di alcun tipo.



Asciugare in piano



Non Stirare



Tenere asciutto



Lavaggio massimo 30°C



Non avvicinare fiamme libere e tenere lontano dalle fonti di calore

Lavaggio

Lavare con acqua tiepida a 30° con detersivo per capi delicati, non strizzare ed

KSP Italia srl

Zona industriale, via dell'Artigianato 1 – 06031 Bevagna (PG)
Tel. 0742.361947 – Fax 0742.361946 - E-mail: ksp@kspitalia.com - Web: www.kspitalia.com

asciugare lontano da fonti di calore e da radiazioni solari. Trattamento in autoclave a vapore 100°C max 10 minuti.

Avvertenze

Utilizzare solo coperture traspiranti per proteggere il materasso. Utilizzare con copri materassi e lenzuola traspiranti. Prima dell'utilizzo consultare il terapeuta o personale medico, Utilizzare con un solo paziente alla volta. Sanificare almeno prima del primo utilizzo e prima di utilizzare il materasso con un nuovo paziente e in caso venga impregnato di perdite di sangue e/o urine e/o altri liquidi corporei.

 = Peso max paziente 100 Kg.

GARANZIA

La garanzia ha validità di 24 mesi (12 mesi per Uso Professionale o nel caso di bene usato ricondizionato da KSP Italia) a decorrere dalla data di consegna all'utilizzatore finale riportata nei documenti di fatturazione e consegna.

L'acquirente o il titolare del contratto di vendita ha tempo **due mesi** dal momento della scoperta per denunciare il difetto di conformità, la denuncia va fatta per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o telegramma a KSP Italia o al venditore autorizzato attore nella vendita.

SMALTIMENTO

Rischi

Lo smaltimento comporta lo smontaggio e imballo del Ausilio, e la messa a disposizione per il prelievo.

I rischi presenti sono quelli di natura microbica/biologica dovuto allo stato di salute del precedente utilizzatore. Provvedere a formare informare il personale e fornire opportuni Dispositivi di Protezione Individuale.

Modalità

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Quando l'apparecchiatura sarà giunta a fine vita, lo smaltimento deve avvenire come rifiuto speciale non pericoloso o come rifiuto da attività sanitaria. Dipendentemente dall'uso che se ne è fatto dovrà essere fatta idonea classificazione e smaltito. in accordo con la normativa vigente.

Comunicazioni al fabbricante: qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo va comunicato immediatamente al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

KSP Italia srl

Zona industriale, via dell'Artigianato 1 – 06031 Bevagna (PG)

Tel. 0742.361947 – Fax 0742.361946 - E-mail: ksp@kspitalia.com - Web: www.kspitalia.com