

GUAINA PER LIPOSUZIONE

Art. 370 - 372

Le guaine elastocompressive Lipo PAVIS garantiscono un'efficace azione di compressione omogenea e costante, necessaria nel primo periodo di deambulazione, dopo interventi di liposuzione. Contengono efficacemente ematomi e gonfiori e favoriscono un graduale assestamento dei tessuti epidermici, favorendo una corretta cicatrizzazione sottocutanea e contrastando formazione di lassità e irregolarità. Sono costituite di un esclusivo tessuto elastico in morbido cotone traspirante a garanzia del massimo comfort e tollerabilità.



Indicazioni

Consigliata dopo interventi di liposuzione.

Caratteristiche

Disponibile nei colori NUDO e NERO.

Art. 370 - veste dal girovita fino sotto al ginocchio.

Art. 372 - veste dal girovita fino alla caviglia.




Benefici


Anallergica, per l'utilizzo a contatto della pelle.

Componenti specifici

Esclusivo tessuto elastico PAVIS in cotone, anallergico e traspirante.



100% COTONE SULLA PELLE



wellness
LINE

Size	S	M	L	XL
Circonferenza dei fianchi (CM)	60-80	75-95	85-105	95-130

GUAINA PER LIPOSUZIONE

Art. 370 - 372

Come si indossa

Indossarla a contatto della pelle facendo attenzione che tutte le cuciture e le etichette siano poste all'esterno. Non vada mai tolta per tutto il periodo indicato dal medico. E' predisposta di un' apertura al cavallo per i normali bisogni fisiologici.