

# Manuale per l'uso e la manutenzione MINERVA



Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Frazione Mappano Torino Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



## INDICE

1. Introduzione - Simbologia
2. Modello: MINERVA
3. Spedizione
  - Montaggio
  - Specifiche di utilizzo
  - Informazioni per la sicurezza
4. Denominazione dei componenti
5. Controlli prima dell'utilizzo
  - Uso del Seggiolone
  - Freno - Ruota con freno
6. Regolazioni
  - Braccioli
  - Regolazione in altezza - Assemblaggio e rimozione del bracciolo
7. Pedana unica regolabile in altezza (opzionale)
8. Manutenzione del Seggiolone
9. Misure
10. Accessori
11. Norme generali sulla sicurezza
12. Peso trasportabile
  - Trasferimento dalla sedia a rotelle
13. Dichiarazione di conformità
14. Garanzia
15. Targhetta e marcatura CE
16. Registro manutenzione
19. Note informative
20. Spazio per il rivenditore

# Istruzioni per l'uso e la manutenzione

## Introduzione

### Simbologia

Spesso, durante la lettura del manuale d'uso, potreste imbattervi in questi simboli di particolare importanza o interesse.



Indica di porre particolare attenzione pericolo in generale

La gamma di prodotti che verrà di seguito proposta, MINERVA è il risultato di un'esperienza ventennale che ha visto impegnata la nostra azienda in un processo di continua ricerca volta a migliorare ed affinare tecniche di progettazione e realizzazione dei prodotti; tutto ciò è stato possibile avvalendosi di Tecnici Ortopedici e consulenze da parte di esperti del settore della Riabilitazione, Educazione ed Assistenza.

Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso di questa categoria di modelli. Leggete attentamente le istruzioni che seguono, prima di utilizzare l'ausilio per la prima volta.

La particolare cura posta nella progettazione e nella fabbricazione di questi prodotti, Vi assicura un elevato grado di comfort.

Utilizzate la Vostra sedia a rotelle seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale.

**Modello MINERVA:** Seggiolone con ruote piroettanti

**Indicazioni cliniche prevalenti:** Seggiolone indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attività quotidiane, didattiche e ricreative. Schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile. Ruote per interni con sistema frenante. Telaio regolabile in altezza (ISO 18.09.18.136). Braccioli regolabili in altezza (18.09.18.145).

**Allestimento di base:** disponibile in diverse misure, dotata di ruote Ø80mm piroettanti, dispositivo di stazionamento, schienale imbottito, braccioli estraibili, piano di seduta imbottito, pedana unica regolabile in altezza.

**Optionals:** possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: poggiatesta imbottito, pedana unica regolabile in altezza, supporti laterali fissi imbottiti, divaricatore, tavolo bordo incavo, cinghia pettorale, cintura pelvica, cinturini fermapiède.

## Spedizione

Tutti i prodotti Nuova Blandino vengono verificati in Azienda per escludere difetti e sono quindi imballati in cartoni speciali.

Vi preghiamo perciò di controllare l'ausilio subito dopo il ricevimento, per verificare eventuali danni occorsi durante il trasporto, e in presenza del trasportatore.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'ausilio è stato danneggiato durante il trasporto, i danni devono essere denunciati immediatamente, facendo riserva scritta sulla bolla di ritiro.

Occorre quindi provvedere all'invio in porto Franco a Nuova Blandino S.r.l - entro 8 giorni dalla data di ricevimento - delle parti danneggiate, se queste sono smontabili, o dell'intera sedia, unitamente ad una copia della bolla di ritiro.

Il riconoscimento del danno da parte nostra non può avvenire nel caso di mancata osservazione di questa procedura, o di segnalazione del danno successivamente al ricevimento.

## Montaggio

Il tecnico ortopedico specializzato vi consegnerà il vostro seggiolone pronto per l'uso, adattato alle esigenze personali dell'utilizzatore.

## Specifiche di utilizzo


Il vostro seggiolone è stato progettato per essere utilizzato in ambiente chiuso. Esso ha esclusivamente lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiatesta e le

parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di trasporto o altro.

## Informazioni sulla sicurezza

Tutte le informazioni per un utilizzo sicuro del seggiolone sono riportate nella seconda parte di questo manuale.

## Denominazione dei componenti



1. Schienale imbottito
2. Braccioli regolabili in altezza
3. Sedile imbottito
4. Ruota anteriore piroettante Ø 80
5. Ruota piroettante Ø 80 con freno

## Controlli prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare il seggiolone, verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate, in particolare i braccioli e le strutture che regolano l'altezza.

Verificate il corretto funzionamento dei freni a pressione. Inserendo i freni su entrambe le ruote, ed imprimendo alle sedia una leggera forza in avanti ed all'indietro: le ruote non devono ruotare.

## Uso del Seggiolone

Il seggiolone MINERVA è ideale per interni.

Utilizzate inizialmente il seggiolone con molta prudenza.

Leggete attentamente la seconda parte del manuale "Informazioni per la sicurezza".

## Freno - Ruota piroettante con freno

La ruota piroettante con freno di stazionamento viene attivata dall'accompagnatore tramite una pressione del piede direttamente sulla leva della ruota. Vantaggi: azione frenante indipendentemente dal profilo della gomma

Utilizzo più sicuro dell'accompagnatore grazie al posizionamento della leva freno.

## Regolazioni

### Braccioli

I braccioli garantiscono una corretta posizione delle braccia rispetto al corpo, garantendo maggiore comfort per l'utilizzatore del seggiolone.

Sono regolabili in altezza.



**Attenzione: non sollevare mai seggiolone dai braccioli. Il seggiolone deve essere utilizzato solo quando i braccioli sono montati. Se avete rimosso i braccioli per effettuare un trasferimento, verificate di aver inserito i freni!**

### Regolazione in altezza - Assemblaggio e rimozione del bracciolo

#### Regolazione in altezza

- FIG.1: Allentare il dispositivo di serraggio (a) e alzare/abbassare il bracciolo (b). Richiudere il dispositivo di serraggio (a) fino a bloccare il bracciolo nella posizione desiderata.


#### Assemblaggio e rimozione:

- FIG. 2: Allentare il dispositivo di serraggio (a) e assemblare/rimuovere il bracciolo (b)

FIG.1



FIG.2



## Pedana unica regolabile in altezza (opzionale)

La pedana unica (opzionale) è regolabile in altezza: per personalizzare l'altezza della pedana, sbloccare i volantini (a) e far scorrere verso l'alto o verso il basso la pedana (b).

Una volta raggiunta la posizione desiderata, bloccare nuovamente i volantini (a)

La pedana unica è provvista di tagli che permettono la possibilità di montaggio dei cinturini fermapièdi.



## Manutenzione del seggiolone

### Controlli annuali:

La manutenzione deve essere eseguita una volta all'anno. Per la pulizia del telaio utilizzare acqua calda con poco sapone, oppure un detergente casalingo. Le parti in materiale sintetico dovranno essere pulite con i comuni detergenti specifici per questo materiale.



#### **Attenzione!**

I seggioloni non devono essere puliti con detergenti ed oggetti per la pulizia aggressiva.



#### **Attenzione!**

Tutti i componenti che possono essere a contatto con la pelle, se la carrozzina passa da un utilizzatore ad un altro, devono essere sostituiti.

### Riparazioni:

Per interventi di riparazione affidatevi al vostro rivenditore specializzato Nuova Blandino S.r.l., il quale è stato istruito presso il nostro stabilimento secondo le nostre specifiche, ed è in grado di offrire consulenza, assistenza e servizi di riparazione.

### Parti di ricambio:

Ordinarle tramite il proprio rivenditore. Ai fini di una corretta consegna delle parti di ricambio è necessario indicare il numero di telaio relativo al seggiolone. Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l. (per l'ubicazione del numero di telaio pag. 19)

### Smaltimento:

L'imballo del seggiolone può essere portato al riciclo materiali. Le parti in metallo vengono raccolte e riciclate nel metallo vecchio. Le parti in stoffa e le plastiche vanno consegnate ad un centro di raccolta.

Lo smaltimento deve avvenire in base alle relative Norme di Legge Nazionali.

## Misure



cm 28 - 33 - 36




cm 38 - 43 - 46




cm 47/52 - 47/52 - 53/58



cm 61/66 - 61/66 - 67/72



cm 30 - 36 - 40



cm 48 - 61



cm 35 - 40



cm 17 - 24



Portata Max. Kg 80



Peso: Kg 10

## Accessori



Poggiatesta imbottito



Pedana unica regolabile in altezza



Supporti laterali fissi imbottiti



Divaricatore



Tavolo bordo incavo




Cinghia pettorale



Cintura pelvica



Cinturini fermapiede



Tavolo plexiglass

## Norme generali di sicurezza

Utilizzare le sedie da comodo esclusivamente come previsto nelle istruzioni per l'uso.

Nell'utilizzo, scegliete sempre un fondo piano e stabile, assicurare il seggiolone per evitare che si muova utilizzando entrambi i freni (se dotata di ruote).

Se esposti direttamente ai raggi del sole, il rivestimento e l'imbottitura dei sedili e dei braccioli e le maniglie possono raggiungere temperature oltre i 41° C. Al contatto di queste parti con la pelle non protetta c'è il rischio di ustione. Per evitare il surriscaldamento di queste parti posizionate il vostro seggiolone all'ombra.

InformateVi presso il Vostro rivenditore autorizzato su tutte le possibili caratteristiche, allo scopo di escludere possibili pericoli e sulle possibilità di variazioni e regolazioni e sul loro effetto sul funzionamento e sulla sicurezza dello spostamento.

Il rivenditore autorizzato sarà lieto di regolare la vostra sedia in base alle vostre esigenze individuali, nel massimo rispetto della vostra sicurezza.

Quando attivate i dispositivi di regolazione, fate attenzione e non mettete mai le mani nella zona di orientamento dei componenti. C'è il rischio di ferirsi.

Quando si trasportano oggetti, assicurarsi che non pregiudichino o limitino la manovrabilità della sedia.

Controllare lo stato di usura delle gomme e controllare i freni.

## Peso trasportabile

Non sovraccaricare il seggiolone con pesi eccessivi e non usarlo mai per trasportare più di una persona.

Il carico massimo ammissibile è riportato nelle Istruzioni per l'uso e sulla targhetta del veicolo.

## Trasferimento dal seggiolone

Scendere dal seggiolone per passare in altro luogo, se effettuato autonomamente, è pericoloso.

Richiede:

- rilevanti forze fisiche
- buone capacità di coordinamento
- un appoggio antisdrucciolevole (ad es. con il palmo delle mani sulla superficie del sedile)
- molto esercizio
- La conoscenza di tutte le possibili situazioni di pericolo.

FateVi quindi aiutare da una persona. Discutete insieme lo svolgimento dell'operazione e fate presente che potrebbero insorgere dei pericoli imprevisti come ad es. eventuali punti d'inciampo, oppure spiegate il tipo del Vostro handicap.

Quando il seggiolone non è carico, per esempio quando ci si sposta dalla sedia a rotelle al letto, non fare mai forza sulla pedana.

- Pericolo di ribaltamento!

## Dichiarazione di conformità



La **NUOVA BLANDINO S.r.l.**  
con sede legale in Strada Cebrosa, 24  
10036 Settimo Torinese - Torino

Responsabile della progettazione, fabbricazione, imballaggio, ed etichettatura di questo prodotto rientrante nella famiglia delle  
SEGGIOLONI

### **GARANTISCE E DICHIARA**

che il suddetto ausilio, immesso in servizio ed in commercio a decorrere dalla data della presente attestazione, soddisfa integralmente le disposizioni enunciate negli allegati I e VII della Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, recepimento italiano della summenzionata Direttiva.

I prodotti sopra indicati sono classificati Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I secondo quanto previsto nell'allegato IX e X della direttiva 2007/47 CEE .

Per quanto concerne le rimanenti direttive e norme applicabili al prodotto, la dichiarazione "CE" di conformità completa è disponibile sul sito internet [www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com)

*Si dichiara altresì che detti prodotti:*

- *non sono strumenti di misura*
- *vengono commercializzati in confezione NON sterile*

Dichiariamo inoltre che i prodotti sopra indicati sono stati realizzati in conformità alle Procedure Tecniche definite dall'Azienda e che tutti i controlli e collaudi sono stati effettuati.

Settimo, 09 Dicembre 2015

## GARANZIA

Sui Seggioloni di nostra fabbricazione, forniamo una garanzia della durata di due anni dalla corretta compilazione del certificato di acquisto (pag. 19).

La garanzia è valida per i prodotti che presentano difetti di fabbricazione o di funzionamento.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che manifestano difetti dovuti ad incuria o ad un uso improprio.

Tramite i nostri rivenditori è comunque possibile ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni.

Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l.

L'uso di ricambi e accessori non autorizzati dalla Nuova Blandino S.r.l. sono motivo della immediata decadenza della garanzia.

Per garantire l'efficienza del seggiolone, esso deve essere tenuto pulito, curato e sottoposto a manutenzione come indicato nelle Istruzioni per l'uso.

Attenzione:

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dall'uso combinato dei nostri seggioloni con parti di ogni genere provenienti da altri produttori che implicano eventualmente rilevanti pericoli – salvo che un determinato prodotto non sia stato espressamente autorizzato in forma scritta da parte della Nuova Blandino S.r.l.

*La Nuova Blandino S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose, animali e terzi dovuti a modifiche o all'uso improprio della carrozzina.*

## TARGHETTA E MARCATURA CE

L'etichette CE (vedi immagine) presente sul Seggiolone la trovate sulla traversa anteriore sotto il sedile.



## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## Note Informative

il dispositivo descritto in questo manuale riporta il marchio CE in quanto conforme alle regole stabilite dalla Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, per i Dispositivi Medici e viene classificato come Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I, secondo quanto previsto dall'alegato IX e X della summenzionata direttiva.

- **destinazione d'uso**

il dispositivo viene fornito già montato dal tecnico ortopedico e regolato secondo le vostre esigenze.

*I Seggioloni sono stati progettati per essere utilizzati in ambiente chiuso. Essi hanno esclusivamente lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiamambe e le parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di trasporto o altro. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni per un uso corretto del dispositivo.*

- **controlli prima dell'utilizzo**

Prima di utilizzare *il Seggiolone*, verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate.

Qualora il prodotto presentasse danni visibili le parti danneggiate devono essere sostituite, per garantire la Vostra sicurezza

- **istruzioni per il lavaggio**

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione! Pericolo di danneggiamento della parte meccanica provocato dai getti d'acqua.

*I seggioloni non devono essere puliti con detersivi ed oggetti per la pulizia aggressiva.*

- **durata del dispositivo**

La durata del Seggiolone di nostra fabbricazione, dipende dal tempo di utilizzo e dall'intensità e impiego a cui è soggetto. Un corretto utilizzo e una adeguata manutenzione permette di mantenere e prolungare la vita del dispositivo; in media si stima una durata tra i 5 e i 7 anni.

- **allegato VII - Dichiarazione di Conformità-**

La Nuova Blandino S.r.l. istituisce e aggiorna una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, e prevede un sistema appropriato per l'applicazione delle misure correttive eventualmente necessarie, tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto.

Si richiede all'utilizzatore, o chi per esso di informare la Nuova Blandino S.r.l. nel caso in cui il prodotto presenti una qualsiasi disfunzione, o carenza di informazioni per l'uso e che abbia causato incidenti o danni all'utilizzatore.



PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE TECNICA O D'USO, UN NOSTRO TECNICO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE TELEFONANDO DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE 17:00 AL NUMERO 0112625140.

**TIMBRO RIVENDITORE**

--

**DATA VENDITA**

--	--	--

**DATA REGISTRAZIONE**

--	--	--

N.B.: IL PRESENTE LIBRETTO DEVE  
ESSERE PRESENTATO AD OGNI  
TIPO DI RIPARAZIONE

Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino - Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



Impegno e tecnologia al servizio dei disabili

# Use and maintenance handbook MINERVA



Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



## TABLE OF CONTENTS

1. Introduction - Sympbology
2. Model: MINERVA
3. Shipping
  - Assembling
  - Use specifications
  - Safety information
4. Components
5. Check before use
  - Highchair use
  - Brake - push brake
6. adjustments
  - Armrests
  - High adjustment - Assembling and remove armrests
7. Footboard height-adjustable (optional)
8. Highchair maintenance
9. Measures
10. Optionals
11. General safety rules
12. Portable weight
  - Transfer from the wheelchair
13. Declaration of compliance
14. Warranty
15. Plate and CE label
16. Maintenance log
19. Data sheet
20. Section for retailers

## Introduction

### Symbols

While reading the manual you might come across these symbols of particular importance or interest.



symbolizes danger in general. Particular attention must be paid

The product described below , “MINERVA” is the result of our company’s twenty years of experience. We have been engaged in a continuous process which seeks to improve and refine techniques for designing and manufacturing of products; everything has been possible thanks to the assistance and support of expert orthopedists, highly qualified in the field of Rehabilitation, Education and Assistance.

This manual provides instructions for this particular model. Please read the following instructions before using the device for the first time.

The special care taken in designing and manufacturing these products is a guarantee of top-level safety and comfort.

Use your wheelchair according to the instructions provided in this manual.

## Introduction - Models

**Model MINERVA:** Highchair with castors

**Prevailing clinical indications:** High chair suitable for children under 18 years who need a personalized session and control during the course of daily activities, educational and recreational activities. Seat and back upholstered and covered with washable material. Wheels with internal braking system. Height adjustable frame (ISO 18.09.18.136). Height-adjustable armrests (18.09.18.145).

**Basic equipment:** available in different sizes, with Ø80mm swivel wheels, parking device, padded back, removable armrests, padded seating plan, footboard height adjustable.

**Optionals:** customization options through the choice of accessories to meet your needs for comfort and safety: padded headrest, footboard height-adjustable, lateral fixed supports padding, retractor, table edge notch, sternum strap, pelvic girdle, footstraps.

## Shipping

All Nuova Blandino products are tested in-house to verify compliance with all specifications and are then shipped in extra cardboard boxes.

Therefore, checking the device immediately after receipt, and in the presence of the carrier, it is recommended to verify any damage that might have occurred during transport.

If the purchased product was damaged during transport, the damage must be reported immediately, by attaching an official written claim to the delivery note.

All damaged parts (if removable) or the whole wheelchair must be delivered carriage free to Nuova Blandino S.r.l - within 8 days from the date of receipt, together with a copy of the receipt.

No damage will be acknowledged unless the afore-mentioned procedure is followed, or if the damage is reported after the receipt note is issued.

## Assembling

The orthopedist will deliver your wheelchair ready for use, adjusted for your personal requirements.

## Use specifications


Your highchair has been designed to be used in a closed environment. It is intended only to transport a person in the seat with the leg and the side parts mounted, and not

used as a means of traction, transport or otherwise.

## Safety informations

All safety information on the highchair will be presented in the second part of this manual.

## Components



1. Padded back
2. Height adjustable arms
1. Padded seat
2. Front wheel castor  $\varnothing$  80
3. Swivel castor with brake  $\varnothing$  80

## Check before use

Before using the highchair, make sure that all parts are properly assembled and tightened, especially the armrests and the height adjusting structures.

Check the correct operation of the brake pressure. Applying the brakes on both wheels, and imparting a slight pressure to the chair forward and backward: the wheels must not rotate.

## Using the wheelchair

The highchair is perfect for indoor MINERVA.

Start with the large chair with great caution.

Please read the second part of the manual "Safety Information".

## Brake - Swivel castor with brake

The castor wheel with brake is activated by the accompanying by a foot pressure directly on the lever of the wheel. Advantages: braking action regardless of the profile of the tire.

Safer use of the companion thanks to the positioning of the brake lever.

## Adjustments

### Armrests

The armrests ensure a correct position of the arms relative to the body, ensuring greater comfort for the user of the chair.

They are adjustable in height.



**Caution: Never lift chair by the armrests. The chair should be used only when the armrests are mounted.**

**If you have removed the armrests to make a transfer, check that you entered the brakes!**

### Height adjustment - Assembly and removal of the armrests

Height adjustment

- FIG.1: Loosen the clamping device (a) and up / down armrest (b). Close the clamping device (a) up to lock the armrest in the desired position.

Assembly and removal:

- FIG.2: Loosen the clamping device (a) and assemble / remove the armrest (b)

FIG.1





FIG.2



## Footboard height-adjustable (optional)

The footboard (optional) is adjustable in height: to customize the height of the platform, release the leaflets (a) and slide up or down on the footboard (b). Once you have reached the desired position, retighten the knobs (a)

The platform is equipped with cuts that allow the possibility of mounting the footstraps.



## Maintenance of the highchair

### Annual checks:

Maintenance should be performed once a year. To clean the frame, use warm water with a little soap, or a household cleaner. The plastic parts should be cleaned with common detergents specific to this material.



### Attenzione!

Highchairs should not be cleaned with detergents and items for aggressive cleaning.



### Attenzione!

All the components that can be in contact with the skin, if the wheelchair passes from one user to another, must be replaced.

### Repairs:

For repair you should contact your dealer Nuova Blandino S.r.l., which was educated in our factory according to our specifications, and is able to offer advice, support and repair services.

### Replacement Parts:

Order them through your dealer. For the purposes of proper delivery of spare parts is necessary to indicate the number of the frame relative to the chair. For safety reasons, use spare parts and accessories authorized by Nuova Blandino Srl (for the location of the chassis number page 19.)

### Disposal:

The packaging of the highchair can be brought to the recycling materials. The metal parts are collected and recycled in old metal. The fabric parts and plastics must be delivered to a collection center.

Disposal should be in accordance with the relevant rules of national law.

## Measures



cm 28 - 33 - 36




cm 38 - 43 - 46




cm 47/52 - 47/52 - 53/58



cm 61/66 - 61/66 - 67/72



cm 30 - 36 - 40



cm 48 - 61



cm 35 - 40



cm 17 - 24



Max. load. Kg 80



Weight: Kg 10

## OPTIONALS



Padded headrest



Footplate with adjustable height



Fixed padded side supports



Retractor



Anatomic table edge notch



Sternum strap



Pelvic girdle



Footstraps

## General safety rules

Use the wheelchair only according to the instructions of this use handbook.

To station, get on and off the wheelchair, make sure the ground is flat and stable and secure the wheelchair to prevent it from moving by activating both brakes.

If exposed to direct sunlight, the covering and the upholstery of the seats and the armrests, the legrests and handles may reach temperatures over 41° C. Direct contact with unprotected skin may cause injury. In order to avoid the over-heating of the said parts, exposing the parked wheelchair to direct sunlight is not recommended.

Please ask your dealer about all the possible driving characteristics, in order to exclude possible dangers, and about changes and adjustments and their effect on the operation and safety of navigation.

The dealer will be happy to adjust your wheelchair to suit your individual needs with the utmost respect for your safety.

When you activate the adjustment devices, take care and do not put your hands on the moving parts. Possible risk of injury.

When objects are carried, make sure that they do not affect or impair wheelchair control. Check the pressure and the tire wear, and check the brakes.

## Portable weight

Do not overload the wheelchair and do not use it for carrying more than one person.

The recommended maximum load is reported in the handbook and on the wheelchair plate.

## Transfer from the highchair

Getting off the highchair to move to another place may be dangerous, if no assistance is available.

It requires:

- relative strength
- good coordination abilities
- an anti-slip back surface (i.e. set the palms of your hands on the seat surface)
- much training
- Being aware of all possible dangers.

Ask for assistance. Agree on how assistance should be provided, and be aware that there may be unforeseen hazards, i.e. stumbling; also make sure that the assistant is aware of the kind of handicap you suffer from.

When the wheelchair does not support any weight, for example when you move from the wheelchair to the bed, to the toilet or to the car, do not exert pressure on the footrest.

- Danger of tipping over

## Declaration of compliance



NUOVA BLANDINO S.r.l.  
registered office: via Enrico Fermi, 2/4  
10071 Borgaro Torinese Fraz. Mappano Torino

Responsible for designing, manufacturing, packaging, and labeling of the products falling within the category  
HIGHCHAIR

### **DOES GUARANTEE AND DECLARE**

That the aforementioned device, launched and marketed as of the date certified in this certificate, fully complies with the provisions stated in annexes I and VII to EEC Directive 2007/47 and L.D. No 37 of 25 January 2010, that confirmed EU provisions at Italian level.

The products listed above are classified as non-invasive medical devices in Class I as provided in Annex IX and X of Directive 2007/47 EEC.

Concerning the remaining guidelines and standards applicable to the product, the complete "EC" declaration of conformity is available on the website [www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com)

*These afore-mentioned products:*

- *are not measuring devices*
- *are marketed in non-sterile packaging*

This is also to certify that the above products were manufactured in compliance with the technical provisions set by the company and that all checks and trials were carried out before commercialization.

Settimo, 9th December 2015

## WARRANTY

On highchairs from our factory, we provide a warranty for a period of two years from the correct completion of the certificate of purchase (pag. 19).

The warranty covers any manufacturing flaw or malfunctions on guaranteed products.

Damages caused by carelessness or improper use are excluded from the warranty.

Authorized resellers will provide additional information and quotations if any repair is needed.

For safety reasons, only spare parts or accessories authorized by Nuova Blandino S.r.l. should be used.

The use of spare parts and accessories unauthorized by Nuova Blandino S.r.l. will result in the immediate cancellation of warranty coverage.

In order to guarantee it functions properly, the highchair must be kept clean, in order and maintained as described in the use handbook.


**Caution:**

We shall not be liable for any damage caused by the combined use of our wheelchairs with parts supplied by other manufacturers that may result insignificant risks – unless such products have been expressly authorized in writing by Nuova Blandino S.r.l.

*Nuova Blandino S.r.l. will not be liable for any damage to persons, things, animals, and any third party due to modification or misuse of the wheelchair.*

## Plate and EC label

The EC label (see picture) is printed on the rear axle.



## Maintenance log

Repair date	Repair date
Replaced or repaired	Replaced or repaired
Stamp or signature of the operator	Stamp or signature of the operator
Stamp or signature of the inspector	Stamp or signature of the inspector

## Maintenance log

Repair date	Repair date
Replaced or repaired	Replaced or repaired
Stamp or signature of the operator	Stamp or signature of the operator
Stamp or signature of the inspector	Stamp or signature of the inspector

The device described in this manual is EC labeled and complies with the regulations laid down in EEC Directive 2007/47 and L.D. 37 of 25 January 2010, for medical devices. It is classified as a Class 1 non-invasive medical device, in compliance with annex IX and X of the above-mentioned Directive

- **Intended use**

The device is already fitted to the orthoedist and adjusted according to your needs.

The highchairs have been designed to be used in a closed environment. They are exclusively designed to carry a person in the seat with the leg and sides mounted, and not used as a means of traction, transport or otherwise. Carefully read the Instruction Manual for a proper use of the device.

- **Check before use**

Before using your highchair, check that all the part have been properly fitted and tightened, with particular attention to the footrests. For safety reasons, if visible flaws are detected on the product, all damaged parts must be replaced.

- **How to clean the highchair**

*Do not use high pressure cleaning devices! Mechanical damage may be caused by water jets.  
Chairs must not be cleaned with aggressive cleaning products.*

- **Lifespan of the device**

The highchair may be used for a variable period of time, depending on the time and the frequency of use. A correct use and a proper maintenance of the wheelchair may extend its lifespan; on average, it is expected to be fully functional for 5-7 years.

- **Annex VII-Declaration of compliance-**

Nuova Blandino S.r.l. performs and updates a systematic post-production evaluation of the devices, on the basis of the provisions referred to in Annex X. It also provides support for the implementation of any corrective measure that may be necessary to carry out, bearing in mind the nature and the risks that may affect the product.

Malfunctions or any lack of information which has resulted in accidents or other type of damage on the user must be promptly communicated to Nuova Blandino S.r.l. by the user or anyone who acts in his or her stead.



FOR TECHNICAL OR USE INFORMATION, OUR EXPERT IS AVAILABLE MONDAY TO FRIDAY, FROM 08:30 TO 12:00 HOURS AND FROM 13:30 TO 17:00 HOURS. CALL +390112625140.

**RETAILER STAMP**

--

**DATE OF PURCHASE**

--	--	--

**REGISTRATION DATE**

--	--	--

N.B.: THIS HANDBOOK MUST BE  
PRODUCED IF ASSISTANCE  
IS REQUIRED

Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino - Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [inforb@nuovablandino.com](mailto:inforb@nuovablandino.com)



Commitment and technology for people with special needs