

Nome Prodotto

Materasso a Bolle d'Aria BP2.

Destinazione d'uso

Il materasso a bolle d'aria BP2 viene abbinato ai seguenti compressori: Vircare (cod. 05.03.6600A1), Butterfly (cod. 05.03.6600A2) e Prestige (cod. 05.03.6600A4). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.BP2
Materiale Bolle	PVC Atossico
Numero Bolle	130
Spessore PVC	300 Micron
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 85 x 8 cm
Dimensione Materasso Sgonfio	320 x 90 x 1 cm
Portata Terapeutica	120 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)

Lembi di 40 cm alle estremità per il fissaggio al letto

Avvertenze

Il materasso può essere utilizzato solo con i compressori consigliati dal fabbricante

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso

Manutenzione e Pulizia

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato

Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola 1 Pezzo

Garanzia

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S.

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I

Codice ISO 03.33.06.018

Codice CND Y033306

Codice RDM 9768/R

**Product Name**

Bubble Air Mattress BP2.

Use

The mattress BP2 has to be combined with: Vircare pump (code 05.03.6600A1), Butterfly pump (code 05.03.6600A2) and Prestige pump (code 05.03.6600A4). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.BP2
Bubbles Material	Non-Toxic PVC
Number of Bubbles	130
PVC Thickness	300 Microns
Dimensions Inflated	200 x 85 x 8 cm
Dimensions Deflated	320 x 90 x 1 cm
Therapeutic Capacity	120 Kg
Air Mode	Two Ways Dynamic (A-b-A-b)
Flaps 40 cm long at the ends for attachment to the bed	
Warnings	
The mattresses can be used only with pumps recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	03.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	9768/R