

Nome Prodotto

Materasso Ibrido Sadevo Active C.F.A.

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.



Caratteristiche

Codice	05.04.H1002CFA
Numero Celle	7
Caratteristiche delle Celle	Celle ad aria auto-espansibili SADCEL, si adeguano automaticamente alla conformazione del paziente in base al peso e al movimento corporeo di quest'ultimo
Dimensione Materasso	195 x 85 x 16 cm, sono disponibili altre misure su richiesta
Portata Terapeutica	160 Kg
Le celle sono realizzate con doppia camera indipendente, pertanto un compressore ad aria può essere inserito nel sistema	
Modalità statica e dinamica a due vie (A-b-A-b)	
Il materasso è completamente ignifugo, classe 1IM	
Sistema a riduzione pressoria continua con compressore (abbinabile con Supercare P08, codice 05.03.P08)	
Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell'aria, viene regolato da valvole ad aria autoregolanti poste all'interno del sistema	
Superficie d'appoggio realizzata in materiale viscoelastico AMF (Alta Memoria di Forma)	
La fodera esterna è in 100% tessuto Igny Dahlia (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera su 3 lati	
Zona talloniera C.F.A. (Critical Foot Area): questo sistema permette ai talloni di affondare, azzerando le pressioni e le frizioni da taglio. Questa parte del materasso è costituita da cilindri indipendenti in espanso ultrasoft, con superficie in espanso viscoelastico. In questo modo il rischio di creare una lesione da decubito si azzera.	

Manutenzione e Pulizia Fodera

Lavaggio Max 95°C	Non Stirare
-------------------	-------------

Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma

Manutenzione e Pulizia Materasso

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato
Disinfestazione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.006
Codice CND	Y033306
Codice RDM	1384101/R

Product Name

Hybrid Mattress Sadevo Active C.F.A.

Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.



Features

Code	05.04.H1002CFA
Number of Cells	7
Cell Features	Expandable air cells SADCEL adapt automatically to the shape of the patient according to the weight and the body movement of the latter
Dimensions	195 x 85 x 16 cm, available in different sizes on request
Therapeutic Capacity	160 Kg
The cells are divided in two different compartments, therefore it is possible to connect a pump	
Two ways STATIC and DYNAMIC mode (A-b-A-b)	
Totally fireproof, class 1IM	
Pressure reduction antidecubitus system with pump (Supercare P08, code 05.03.P08)	
The OUT-PUT and IN-PUT air flow are regulated by self-adjusting valves placed inside the system	
AMF viscoelastic foam contact surface (High Density Memory Foam)	
The external cover in 100% Igne Dahlia (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric) with zip on three sides	
Ventilated Critical Foot Area (C.F.A.): system allows the heels to sink, reducing the pressure and the friction. This part of the mattress consists of expanding independent cylinders with ultra soft viscoelastic foam. In this way, the risk of creating a decubitus lesion is cleared.	

Cover Maintenance and Cleaning

Water temperature not above 95° C	Do not iron
-----------------------------------	-------------

Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle

Mattress Maintenance and Cleaning

Clean the mattress with a damp cloth and mild soap

Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.006
CND Code	Y033306
RDM code	1384101/R