

## ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ

### Тутор на голеностопный сустав

#### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Как производитель, ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это медицинское изделие класса I и изготовлено в соответствии с требованиями Директивы 93/42 / CEE и 2007/47 / CEE. Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими принципами, упомянутыми выше. Они предназначены для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.

#### ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ

Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

Желательно, чтобы наким, оказываемый изделием, не был направлен на те части тела, на которых имеются раны, опухоли или припухлости. Рекомендуется не затягивать слишком сильно изделие, чтобы не создавать участков перекатки находящихся под ними нервов и/или сосудов. Рекомендуется надевать изделие на одежду, избегая прямого контакта с кожей. В случае каких-либо сомнений, следует обратиться к специалисту-ортопеду. Рекомендуется не надевать изделие вблизи открытого пламени или сильных электромагнитных полей. Внимательно ознакомьтесь с составом изделия на внутренней этикетке.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это медицинское приспособление имеет специальные показания, описанные ниже, должно быть выписано врачом и наложено ортопедом. Ортопед является вашим техником, который профессионально сможет наложить вам изделие и дать информацию о правильном использовании тутера, учитывая все ваши особенности и индивидуальные нужды. Любые возможные изменения конструкции или регулировки изделия должны быть предписаны врачом и выполнены специалистом-ортопедом. Ни в коем случае не следует изменять регулировку, выполненную врачом/ специалистом-ортопедом. Производитель не несет ответственности за ненадлежащее и неправильное использование изделия. Изделие рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность в соответствии с требованиями оборота медицинских изделий. У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появляться покраснение или раздражение. В случае появления болей, отеков, опухолей или любой другой аномальной реакции, следует немедленно обратиться за помощью к своему лечащему врачу. Ортопедическая эффективность изделия гарантируется только с использованием всех его компонентов.

#### ГАРАНТИЯ

Применяются положения закона, действующие в стране приобретения изделия. В некоторых случаях применяются гарантинные нормы между поставщиком и покупателем, действующие в стране. В случае предполагаемого использования изделия, следует, в первую очередь, обратиться непосредственно к дистрибутору, у которого было приобретено изделие. Orthoservice обязуется производить ремонт или замену всех компонентов устройства и соответствующих принадлежностей в случае дефектов обработки или материалов, выявленных в течение шести месяцев с даты приобретения.

#### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Арт.	REF.20050			
Размеры	XS	S	M	L
Окружность лодыжки см	13/17	17/21	21/25	25/29
Цвет:	черный - двуцветный			

#### АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРНЫХ РАЗМЕРОВ

Арт.	REF.20051		
Размеры	S	M	L
Окружность средней части стопы см	17/21	21/25	25/29
Цвет:	черный - вправо или влево		

#### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Не отбеливать
- Не подвергать химической чистке
- Не гладить
- Не сушить в сушилке
- Ручная стирка в теплой (30°C) воде с нейтральным мылом, аккуратно сполоснуть.
- Сушить вдали от источников тепла.

Высыпать в места, специально предназначенных для сбора мусора как само изделие, так и любую из составляющих его частей.

#### ПОКАЗАНИЯ

- Вальгусный паралич стопы
- Спастическая конская стопа легкой и средней тяжести

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

На данный момент не известно

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕРИАЛЫ

- Для использования ТОЛЬКО с обувью на шнурках
- С низким профилем
- Изготовлено из дышащей перфорированной ткани
- Мягкая прокладка для крепления к обуви
- Растигающаяся резинка для регулировки степени сгибания
- Гелевая накладка на ахиллову сухожилие
- Застежка с помощью оттяжек на липучках
- Дополнительный бандаж для среднего отдела стопы, предназначенный для босой ноги (дополнительная опция)

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- A Разделите три составных элемента ортеза (прокладка для обуви, растигающаяся резинка и большеберцовый захват) и полностью раскроите большеберцовый захват.  
 B Положите большеберцовый захват раскрытым сзади над лодыжку, с гелевой накладкой на ахилловом сухожилии и изгибом, обрамленным вверх (fig.1a), и обмотайте его вокруг лодыжки с помощью двух лент с липучками (fig.b). Оставьте D-образное кольцо открытым.  
 C Вставьте прокладку в обувь между шнурками и язычком.  
 D Наденьте обувь и завяжите шнурки (fig.3).  
 E Проденьте в D-образное кольцо растигающуюся резинку, сложенную пополам, сверху вниз (fig.4).  
 F Зашептите сложенный конец резинки за прокладку (fig.5).  
 G Наконец, прикрепите резинку к бандажу с желаемой степенью натяжения, чтобы два конца липучек прилегали на уровне лодыжек (fig.6).

#### АКСЕССУАР: БАНДАЖ ДЛЯ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

#### ХАРАКТЕРИСТИКА И МАТЕРИАЛЫ

- Для использования на босую ногу или с расстегнутой обувью вместе с тутром на голеностопный сустав.
- С низким профилем.
- Изготовлено из дышащей перфорированной ткани.
- Анатомический дизайн для правой или левой ноги.
- Застежка на липучке.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- A Положите большеберцовый захват раскрытым сзади над лодыжку, с гелевой накладкой на ахилловом сухожилии и изгибом, обрамленным вверх (fig.10a), и обмотайте его вокруг лодыжки с помощью двух лент с липучками (fig.10b). Оставьте D-образное кольцо открытым.  
 B Наденьте бандаж на уровне средней части стопы с крючком, повернутым вверх (fig.11).  
 C Проденьте D-образное кольцо растигающуюся резинку, сложенную пополам, сверху вниз (fig.12).  
 D Зашептите сложенный конец резинки за кольцо бандажа среднего отдела стопы (fig.13).  
 E Наконец, прикрепите резинку к бандажу с желаемой степенью натяжения, чтобы два конца липучек прилегали на уровне лодыжек (fig.14).

## PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZA INSTRUKCJĘ

### Orteza na opadającą stopę

#### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadczają, na swoją własną odpowiedzialność, że niniejszy wyrob medyczny należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG i 2007/47/CE. Instrukcje te zostały sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionych dyrektyw. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

#### ZNAKI HANDELowe MATERIAŁÓW

Velcro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

#### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Zaleca się, aby naciśk wywierany przez urządzenie nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub obrzęknięte. Wskazane jest, aby nie dokreślić nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmierne ciśnienia lub ucisku leżących pod spodem nerwów i/ lub naczyń krwionośnych. Zaleca się noszenie odzieży, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą. W razie wątpliwości odróżnić sposobu zastosowania, należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Należy unikać przytaczania składu produktu na wewnętrznej etykietce. Nie zaleca się noszenia urządzenia w pobliżu otwartych plemion lub silnych pol elekromagnetycznych.

#### OSTRZEŻENIA

Produkt, przeznaczony do stosowania w wymienionych poniżej szczególnych wskazaniach, musi być przepisany przez lekarza i stosowany przez technika ortopedę, który jest kompetentnym specjalistą zarówno w zakresie stosowania, jak i informacji dotyczących bezpiecznego stosowania, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Aby zagwarantować jego skuteczność, tolerancję i prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest, aby zakładanie odbywało się z najwyższą starannością. Wszelkie ewentualne modyfikacje konstrukcji lub regulacji urządzenia muszą być przepisane przez lekarza i wykonane przez technika ortopedę.

Nie należy w żaden sposób zmieniać regulacji dokonanej przez lekarza/ technika ortopedę. Odpowiedzialność producenta nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do użytku tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie producent zreka się wszelkiej odpowiedzialności zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. U osób nadwrażliwych, bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zacieśnienie lub podrażnienie. W przypadku pojawienia się bólu, opuchlizny, obrzęku lub jakiegokolwiek innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Skuteczność ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów.

#### GWARANCJA

Zastosowanie mają przepis prawne obowiązujące w kraju, w którym produkt został zakupiony. W odpowiednich przypadkach, zastosowanie mają specyficzne dla danego kraju zasady gwarancji pomiędzy sprzedawcą a kupującym. W przypadku użycia gwarancji za obowiązującą, należy skontaktować się najpierw ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Orthoservice dokona naprawy lub wymiany wszystkich elementów urządzenia i akcesoriów w przypadku stwierdzenia wad produkcji lub materiałowych w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu.

#### ASORTYMENT / WYMIAry

Код	REF.20050			
Rozmiar	XS	S	M	L
Obwód kostki cm	13/17	17/21	21/25	25/29
Цвет:	czarny - obustronny			

#### ASORTYMENT / ROZMIARY AKCESORIÓW

Код	REF.20051		
Rozmiar	S	M	L
Obwód śródstopia cm	17/21	21/25	25/29
Цвет:	wersja na prawą lub lewą stopę		

#### KONSERWACJA I PRZEHOWYWANIE

- Nie chlorować
- Nie prać chemicznie
- Nie prasować
- Nie suszyć mechanicznie

Wysuszyć z dala od źródła ciepła.  
 Suszyć w temperaturze do 30°C przy użyciu neutralnego mydła.

Instrukcja prania: Prać ręcznie w temperaturze do 30°C przy użyciu neutralnego mydła.

Produktu, ani żadnych jego części, nie wolno utylizować w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego użytku.

#### WSKAZANIA

- Wiotkie paraliży stopy
- Lekka do umiarkowanej spastyczna stopa końska

#### PRZECIWWSKAZANIA

Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań




#### WŁAŚCIWOŚCI I MATERIAŁY

- Do użytku WYŁĄCZNIE z obuwiem sznurowanym
- O niskim profilu
- Struktura z przewiewnej perforowanej tkaniny
- Miękka wkładka mocująca stabilizator do buta
- Elastyczny naciąg regulujący stopień zgięcia
- Żelową wyciąwką na ściegnowie Achillea
- Zapinana na paski Velcro®
- Dodatkowa taśma w śródstopiu do noszenia boso (opcjonalnie)

#### ZASTOSOWANIE

A Oddziel od siebie trzy elementy ortezy (wkładka do obuwia, elastyczny pas naciągający i uchwyt piszczelowy), następnie całkowicie otwórz uchwyt piszczelowy.

B Umieść uchwyt piszczelowy otwarty z tyłu nad kostką, z anatomiczną wkładką żelową na ściegnowie Achillea i wygięciem do góry (rys. 1a) i następnie owij wokół kostki za pomocą dwóch pasów na rzep Velcro® (rys. 1b). Pozostaw pierścień w kształcie litery D odkryty



## DIE VORLIEGENDEN ANWEISUNGEN BITTE DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

### Peroneusorthese

#### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass es sich bei diesem Produkt um ein Medizinprodukt der Klasse I handelt und dass es gemäß den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 93/42/EWG und 2007/47/EWG hergestellt wurde. Diese Gebrauchsanweisung wurde nach den Vorgaben der vorgenannten Richtlinien erstellt. Ihr Zweck ist es, die sichere und ordnungsgemäße Anwendung des Medizinprodukts zu gewährleisten.

#### WARENMARKEN DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Produkt sollte keinen Druck auf Körperteile ausüben, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Das Produkt sollte nicht zu stark festgezogen werden, damit sich keine Druckstellen entwickeln oder darunter liegenden Nerven und/oder Blutgefäße abgedrückt werden. Es wird empfohlen, ein Kleidungsstück darunter zu tragen, sodass der direkte Kontakt mit der Haut vermieden wird. Wenden Sie sich bei Zweifeln über die Art der Anwendung bitte an Ihren Orthopädietechniker. Die auf dem internen Etikett angegebene Zusammensetzung bitte genau durchlesen. Das Produkt sollte nicht in der Nähe von offenen Feuer oder starken elektromagnetischen Feldern verwendet werden.

#### HINWEISE

Das Produkt wurde für die unten angegebenen spezifischen Indikationen entwickelt, muss ärztlich verschrieben und von einem Orthopädietechniker angelegt werden, der als Ansprechpartner für die richtige Anwendung sowie für die sicherheitsrelevanten Informationen im Hinblick auf die individuellen Anforderungen des Patienten fungiert. Voraussetzung zur Gewährleistung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und der korrekten Funktion ist das gewissenhafte Anlegen der Orthese. Jede eventuelle Änderung der Struktur oder der Einstellung muss von einem Arzt verordnet und von einem Orthopädietechniker ausgeführt werden. Die Einstellung, die der Arzt/Orthopädietechniker vorgenommen hat, darf absolut nicht verändert werden. Die Produkthaftung erlischt bei unsachgerechter Verwendung oder Anpassung. Die Orthese ist dazu bestimmt, nur von einem einzelnen Patienten verwendet zu werden, andernfalls hätte der Hersteller im Sinne der Verordnung über Medizinprodukte nicht. Bei hypersensitiven Patienten kann es bei direktem Kontakt mit der Haut zu Rötungen oder Reizungen kommen. Sollten Schmerzen, Schwellungen, Tumeszenzen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt. Die orthopädische Wirksamkeit des Artikels ist nur dann gewährleistet, wenn alle Komponenten verwendet werden.

#### GARANTIE

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Wo zutreffend, gelten die spezifischen Garantiebedingungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im betreffenden Land vereinbart wurden. Falls Sie die Garantie an Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Orthoservice garantiert bei Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

#### AUSWAHL/GRÖSSEN

Art.-Nummer	REF.20050	REF.20050		
Größen	XS	S	M	L
Knöchel-Umfang cm	13/17	17/21	21/25	25/29

Farbe: schwarz - beidseitig anwendbar

#### AUSWAHL/GRÖSSEN ZUBEHÖR

Art.-Nummer	REF.20051	REF.20051		
Größen	S	M	L	
Umfang Mittelfuß cm	17/21	21/25	25/29	

Farbe: schwarz - rechts oder links

#### ENTRETIEN

- Nicht bleichen
- Keine chemische Reinigung
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Waschanweisung: Handwäsche bis 30 °C mit neutraler Seife. Nicht direkt an Hitzequellen trocknen lassen.

Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

#### INDIKATIONEN

- Schlafe-Lähmung des Fußes
- Spastischer Spitzfuß leichter bis mittelstarker Ausprägung

#### KONTRAINDIKATIONEN

Zur Zeit keine bekannt

#### EIGENSCHAFTEN

- Nur mit Schnürschuhen verwenden
- Nicht aufragend
- Struktur aus atmungsaktivem Lochgewebe
- Weiches Schuh-Verbindungsband
- Elastischer Gurt zum Einstellen der Flexion
- Gel-Polster an der Achilles-Sehne
- Riemen mit Klettverschluss
- Barfuss-Mittelfuß-Bandage (Optional)

#### ANLEGEN

- A Die drei Komponenten der Orthese auseinander nehmen (Schuh-Pad, Spanngurt und Schienbeinschale) und die Schienbeinschale komplett öffnen.
- B Die offene Schienbeinschale von hinten über den Knöchel legen, wobei das Gel-Polster auf der Achilles-Sehne sitzen (fig.1a) und die Kurve nach oben zeigen muss, dann mit den beiden Klettböndern (fig.1b) um den Knöchelwickeln. Den D-förmigen Ring frei lassen.
- C Das Pad zwischen die Schnürsenkel und die Lasche in den Schuh setzen (fig.2).
- D Schuh anziehen und die Schnürsenkel zubinden (fig.3).
- E Den umgeklappten elastischen Gurt von oben nach unten in den D-Ring setzen (fig.4).
- F Das umgeklappte Ende des Gurts am Pad fixieren (fig.5).
- G Den Gurt wie gewünscht spannen und an der Orthese befestigen, dabei die beiden Klettverschlüsse im Knöchelbereich fixieren (fig.6).

#### ZUBEHÖRTEIL: MITTELFUSS-BANDAGE

##### EIGENSCHAFTEN

- Barfuss oder mit offenen Schuhen verwenden, zusammen mit Affix
- Nicht aufragend
- Struktur aus atmungsaktivem Lochgewebe
- Anatomisches Design für rechten und linken Fuß
- Klettverschluss

##### ANLEGEN

- A Die offene Schienbeinschale von hinten über den Knöchel legen, wobei das Gel-Polster auf der Achilles-Sehne sitzen (fig.10a) und die Kurve nach oben zeigen muss, dann mit den beiden Klettböndern (fig.10b) um den Knöchelwickeln. Den D-förmigen Ring frei lassen.
- B Bandage mit dem Haken nach oben im Knöchelbereich anbringen (fig.11).
- C Den umgeklappten elastischen Gurt von oben nach unten in den D-Ring setzen (fig.12).
- D Das umgeklappte Ende des Gurts am Ring der Mittelfuß-Bandage fixieren (fig.13).
- E Den Gurt wie gewünscht spannen und an der Orthese befestigen, dabei die beiden Klettverschlüsse im Knöchelbereich fixieren (fig.14).

## PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND SAVE THEM

### Ankle foot orthosis

#### DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG states under its sole responsibility that this product is a Class I medical device that has been manufactured in accordance with the requirements of Directives 93/42/EEC and 2007/47/CE. These instructions have been written in conformity with these directives, and their aim is to ensure the safe and proper use of this medical device.

#### TRADEMARKS OF MATERIALS

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

#### PRECAUTIONS

It is advised that the pressure exerted by the product does not act on parts of the body suffering from wounds, swelling or lumps. The product should not be tightened too firmly so as to avoid the development of pressure points or compression of the nerves or blood vessels underneath. It is advisable to wear the product over a garment, avoiding direct contact with the skin. If in doubt about how to apply, contact an orthopaedic technician. Please read the composition of the product on the inside label carefully. The device should not be worn in the vicinity of open flames or strong electromagnetic fields.

#### WARNINGS

The product has been designed for the specific indications stated below and must be prescribed by a doctor and fitted by an orthopaedic technician. The orthopaedic technician is responsible for fitting the product and providing information about how to use it safely in accordance with individual requirements. The product must be fitted with the utmost care to ensure its efficacy, tolerance and correct function. Any changes to the structure or adjustment of the device must be prescribed by a physician and performed by an orthopaedic technician. Under no circumstances should the adjustment made by the physician/orthopaedic technician be altered. The manufacturer is no longer liable if the product is used or adapted inappropriately. The orthosis is intended to be used only by a single patient; if it is used for more than one patient, the manufacturer accepts no responsibility or liability in accordance with medical device legislation. Direct contact with the skin may cause reddening or irritation in hypersensitive individuals. In the case of onset of pain, swelling, lumps or any unusual reaction, immediately contact your physician. The orthopaedic efficacy of the product may only be guaranteed when all of its components are used.

#### WARRANTY

This warranty is governed by the statutory provisions of the country in which the product was purchased. Where relevant information concerning warranties and the relationship between the seller and buyer shall apply. If you believe that the terms of the warranty may be applicable, first contact the retailer where the product was purchased. Orthoservice will repair or replace all or part of the device and its accessories if defects in materials and workmanship arise during the period of six months from the date of purchase.

#### SELECTION/SIZE

Code	Size	REF.20050		
Measures	XS	S	M	L
Ankle circumference cm	13/17	17/21	21/25	25/29

Colour: black - fits right and left

#### SELECTION/SIZE ACCESSORY

Code	Size	REF.20051		
Measures	S	M	L	
Midfoot circumference cm	17/21	21/25	25/29	

Colour: black - specify right or left

#### MAINTENANCE

- Do not bleach
- No chemical cleaning
- Do not iron
- Do not tumble-dry

Washing instructions: hand wash at max. 30 °C with neutral soap.

Dry away from heat sources.

Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

#### INDICATIONS

- Flaccid paralysis of the foot
- Light to moderate spastic equinus foot

#### CONTRAINDICATIONS

Currently no known

#### CARACTÉRISTIQUES ET MATERIAUX

- To be worn ONLY with lace-up shoes.
- Low profile.
- Breathable micropore fabric.
- A soft pad attaches the support to the shoe.
- Tensioning elastic regulates the degree of flexion.
- Gel padding over the Achilles tendon.
- Fastens with Velcro® straps.
- Additional midfoot band for wearing with bare feet (optional).

#### PUTTING ON THE APPLIANCE

- A Separate the three parts of the support (shoe pad, tensioning elastic and the tibial cuff) and fully open the tibial cuff.
- B With the tibial cuff open, rest it above the back of the ankle, with the gel padding over the Achilles tendon and the bend upwards (fig.1a), and wrap it around the ankle using the two Velcro® straps (fig.1b). Leave the D-ring completely free and uncovered.
- C Insert the shoe pad between the laces and the tongue of the shoe (fig.2).
- D Put on the shoe and lace it up (fig.3).
- E With the tensioning elastic folded in two, pass it through the D-ring from top to bottom (fig.4).
- F Attach the folded end of the elastic to the shoe pad (fig.5).
- G Finally, attach the elastic to the support and achieve the desired degree of tension by fastening the two Velcro® ends level with the malleoli (fig.6).

#### ACCESSORY: MIDFOOT BAND

##### CHARACTERISTICS AND MATERIALS

- To be worn with bare feet or open shoes together with the Affix.
- Low profile.
- Soft, breathable micropore fabric.
- Anatomically designed to fit the left or right foot.
- Fastens with Velcro®.

#### Putting on the appliance

- A With the tibial cuff open, rest it above the back of the ankle, with the gel padding over the Achilles tendon and the bend upwards (fig.10a), and wrap it around the ankle using the two Velcro® straps (fig.10b). Leave the D-ring completely free and uncovered.
- B Fit the band onto the midfoot with the ring on the top (fig.11).
- C With the tensioning elastic folded in two, pass it through the D-ring from top to bottom (fig.12).
- D Attach the folded end of the elastic to the ring on the midfoot band (fig.13).
- E Finally, attach the elastic to the support and achieve the desired degree of tension by fastening the two Velcro® ends level with the malleoli (fig.14).