

**Nome Prodotto**

Bracciale Beauty Line.

**Destinazione d'uso**

I bracciali della Linea Beauty Line sono abbinabili con i compressori 07.01.HF3006 e 07.01.HF3008. Sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita inizia dalla sezione distale e si muove nella sezione prossimale del bracciale, come un'onda. Così facendo si va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone l'eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di salute, dopo aver consultato il proprio medico.



Caratteristiche	
Codice	07.01.ARM8850 *
Dimensione	88 x 50 cm
Materiale	Nylon • PU
Nr. Sezioni	4
Codice	07.01.ARM9060 *
Dimensione	90 x 60 cm
Materiale	Nylon • PU
Nr. Sezioni	4
Modelli Over Lapping *: le celle che compongono i bracciali sono sovrapposte; questa caratteristica permette di avere una compressione più graduale ed efficace	
Avvertenze	
La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni locali e cancrena	
Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e bracciale	
Manutenzione e Pulizia	
Pulire accuratamente il bracciale con un detergente neutro, l'asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Z120607
Codice RDM	1745140/R

**Product Name**

Arm Cuff Beauty Line.



**Use**

The arm cuffs of the Beauty Line series are combinable with 07.01.HF3006 and 07.01.HF3008 pumps. They are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The pressure starts from the distal section and moves in the proximal section of the arm cuff. In this way, the flow of body fluids is stimulated, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a physician opinion in case of health problems.

Features	
Code	07.01.ARM8850 *
Dimensions	88 x 50 cm
Material	Nylon • PU
Nr. Sections	4
Code	07.01.ARM9060 *
Dimensions	90 x 60 cm
Material	Nylon • PU
Nr. Sections	4
Overlapping model *: the cells that make up the arm cuff are overlapped. This feature allows for a more gradual and effective compression	
Warnings	
Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the arm cuff	
Maintenance and Cleaning	
Clean the arm cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Z120607
RDM Code	1745140/R