

**Description**

CliniSilk is a natural non-absorbable suture. Silk is a protein filament produced by the silk worm. CliniSilk sutures are dyed black for better visibility and are coated with silicone to make it smoother and to prevent capillarity.

**Indications**

Areas where non-absorbable sutures are indicated without the need for long term wound support. The most popular indication is for skin closure.

**Actions**

Silk sutures exhibit moderate tissue reaction.

**Warning**

Users should be familiar with surgical procedures and techniques before employing CliniSilk sutures. Because it is a braided suture it should not be used in the presence of infected or contaminated incisions.

**Precautions**

In handling this or any other suture material, care should be taken to avoid damage. Avoid crushing or crimping damage due to the application of surgical instruments, such as forceps or needle holders.

**Sterility**

CliniSilk sutures are sterilized by ethylene oxide gas. Do not use if package is opened or damaged. Discard opened unused sutures.

**Storage**

Recommended storage conditions: 15°C to 30°C, away from direct heat. Do not use after expiry date.

**How supplied**

CliniSilk Sutures are available in sizes 6/0 through 2. The suture is supplied in non-needled standard lengths or attached to various needle types in boxes of one dozen.



**Descrição**

A CliniSilk é uma sutura não-absorvível natural. A seda é um filamento de proteínas produzido pelo bicho-da-seda. As suturas CliniSilk são tingidas de preto para uma melhor visibilidade e são revestidas com silicone de forma a torná-las mais macias e para prevenir capilaridade.

**Indicações**

Áreas onde as suturas não-absorvíveis são indicadas sem a necessidade de apoio de longa duração à ferida. A indicação mais popular é para fechos de pele.

**Acções**

As suturas em seda exibem uma reacção moderada dos tecidos.

**Advertências**

Os utilizadores devem estar familiarizados com procedimentos e técnicas cirúrgicos antes de aplicarem as suturas CliniSilk. Porque é uma sutura entrançada não deverá ser usada na presença de incisões contaminadas ou infectadas.

**Precauções**

Exerça os devidos cuidados ao manusear este ou qualquer outro material de sutura para não danificar. Evite danos por esmagamento ou dobragem devido à aplicação de instrumentos cirúrgicos, como pinças ou porta-agulhas.

**Esterilidade**

As suturas CliniSilk são esterilizadas por gás de óxido de etileno. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. Elimine quaisquer suturas abertas que não sejam utilizadas.

**Armazenamento** 15

Condições de armazenamento recomendadas: entre 15 °C a 30 °C, afastado de fontes de calor directo. Não utilize após o fim da data de validade.

**Fornecimento**

As suturas CliniSilk são disponíveis nos tamanhos 6/0 a 2. A sutura é fornecida em comprimentos padrão sem agulha ou anexada a vários tipos de agulhas em embalagens de 12.



**Descrizione**

CliniSilk è un materiale da sutura naturale non assorbibile. La seta è un filamento proteico prodotto dal baco da seta. I materiali da sutura CliniSilk sono di colore nero per accrescerne la visibilità, e sono rivestiti di silicone per essere più lisci e prevenire la capillarità.

**Indicazioni**

Zone in cui sono indicati materiali da sutura non assorbibili senza la necessità di supporto di lungo periodo per la ferita. L'indicazione più diffusa è la sutura di ferite a livello epidermico.

**Efficacia**

I materiali da sutura in seta danno luogo a moderate reazioni a livello tissutale.

**Attenzione**

È opportuno che gli utilizzatori conoscano le procedure e le tecniche chirurgiche, prima di impiegare i materiali da sutura CliniSilk. Poiché si tratta di un materiale da sutura intrecciato, è opportuno non utilizzarlo in presenza di incisioni infette o contaminate.

**Precauzioni**

Nel maneggiare questo o altri materiali da sutura, dev'essere usata particolare cura, onde evitare di provocare danni. Evitate danni da schiacciamento o arricciamento dovuti all'impiego di strumenti chirurgici come forcipi o portaaghi.

**Sterilità**

I materiali da sutura CliniSilk sono sterilizzati con ossido di etilene allo stato gassoso. Non usateli se la confezione è aperta o danneggiata. Buttate via i materiali da sutura aperti e inutilizzati.

**Conservazione** 15

Le condizioni di conservazione raccomandate sono: tra i 15°C e i 30°C, lontano da fonti di calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

**Disponibilità**

I materiali da sutura CliniSilk sono disponibili nelle misure dalla 6/0 alla 2. Il materiale da sutura è disponibile in set di lunghezza standard, in confezioni prive di aghi di accompagnamento, oppure insieme a vari tipi di aghi, in confezioni da dodici.



## Description

CliniSilk est une suture non résorbable naturelle. La soie est un filament de protéine produit par le ver à soie. Les sutures CliniSilk sont teintées en noir pour une meilleure visibilité, et sont revêtues de silicone pour qu'elles soient plus lisses et pour éviter la capillarité.

## Indications

Les zones où des sutures non résorbables sont indiquées sans besoin de support de plaie à long terme. L'indication la plus courante est la fermeture cutanée.

## Actions

Les sutures en soie présentent une réaction modérée des tissus.

## Avertissement

Les utilisateurs doivent connaître les procédures et les techniques chirurgicales avant d'utiliser les sutures CliniSilk. Puisqu'il s'agit d'une suture tressée, elle ne doit pas être utilisée en présence d'incisions infectées ou contaminées.

## Précautions

Lors de la manipulation de cette suture ou de toute autre, il est nécessaire de prendre soin d'éviter tout dommage. Évitez les dommages d'écrasement ou de pincement dus à l'application d'instruments chirurgicaux tels que des forceps ou des porte-aiguilles.

## Stérilité

Les sutures CliniSilk sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Jeter les sutures ouvertes non utilisées.

## Stockage 15



Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 30 °C, à distance d'une source de chaleur directe. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

## Conditionnement

Les sutures CliniSilk sont disponibles en tailles 6/0 à 2. La suture est fournie en longueurs standards sans aiguille ou attachée à différents types d'aiguilles, en boîte d'une douzaine.

