

SOLLEVATORE ELETTRICO VERTICALIZZATORE
Ref. NOVALTIS-M imbragatura lombare Media
Ref. NOVALTIS-L imbragatura lombare Large



Descrizione

Sollevatore verticalizzatore frontale con struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche bianche, base con gambe divaricabili, ampia pedana con cinturini ferma tallone e supporto tibiale regolabile in altezza. Completo di imbragatura lombare standard.

Destinazione d'uso

Ausilio per la movimentazione mediante sollevamento, delle persone con limitate capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Z12069001	
Identificativo di Registrazione		
Ref. Novaltis-M	1444237/R	
Ref. Novaltis-L	1444238/R	
Codice Classificazione ISO	12.36.03.006	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(Nome e numero dell'Ente)	n/a	
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2016	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	DUPONT MEDICAL (F)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

STRUTTURALI	Dimensioni	
	Larghezza totale	61 cm
	Altezza maniglie dal suolo	106 cm
	Lunghezza totale	94 cm
	Altezza delle gambe/ base	11,5 cm
	Apertura delle gambe/ base	Da 65 a 86 cm
	Altezza ripiegato	34 cm
	Lunghezza ripiegato	94 cm
	Ruote anteriori	7,5 cm
	Ruote posteriori con freno	7,5 cm
	Materiali componenti	
	Struttura	Acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
	Peso	48 Kg
	Pistone 8000N	Antisciacciamento con ghiera di discesa urgente manuale

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Alimentazione	24 Volt – pulsante di arresto in caso di pericolo 40 cicli con peso di 100 Kg
Portata massima	175 kg

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Sollevatore elettrico	Sollevatore elettrico verticalizzatore	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SR3703000	Imbragatura Media alta	1
SR3704000	Imbragatura Large alta	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.