

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 28.08.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI095	Alzamalati da letto con testata – serie IBISCO
-------	--

*Destinazione d'uso*

Alzamalati da Letto per degenza ospedaliera o domiciliare con testata

**Caratteristiche principali**

Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio cromato rinforzato  $\varnothing$  30 mm, di facile assemblaggio grazie agli attacchi serrati tramite volantino. Maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Repertorio dei Dispositivi Medici	1737271
Codice GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181230
Codice nomenclatore Dm 332/99	12.30.09.103
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

**PESO E DIMENSIONI**

Larghezza	11 Cm
Profondità	65 Cm
Altezza	155 Cm
Portata Max	75 Kg
Peso	6 Kg

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio
Supporto	ABS