

Ausili bagno

Bath aids

Bellavita N 1101

Sollevatore da vasca
Bath lifter



N 1111
Ausilio vasca
Bath aid

Il sollevatore elettrico ti permette di entrare e uscire dalla vasca da bagno con semplici movimenti. Il facile uso del telecomando, lo schienale reclinabile che consente una buona immersione ed una comoda risalita, la sua robustezza rendono questo prodotto indispensabile per la cura della propria igiene personale.

Praticità e sicurezza per il tuo bagno.

- Il più leggero al mondo, solo 9 kg.
- Il più compatto sul mercato, smontabile in 2 parti, permette di ridurre gli spazi di stoccaggio e di trasporto.
- Raggiunge un'altezza max. di 48 cm.
- Facile da pulire, grazie alla sua struttura completamente in plastica.
- Portata fino a 140 kg.
- Inclinazione dello schienale fino a 50° per garantire il massimo relax.
- Batterie al litio, leggere, potenti, piccole e ricaricabili ovunque.

The electrical bath lifter allows you to enter and exit the bath with simple movements. The simple use of the remote control, the tilting backrest that allows a good diving and an easy surface and its strength, make this product essential for the care of yourself hygiene.

Safety and handiness for your bathroom.

- *The lightest in the world, only 9 kg.*
- *The most compact on the market, detachable in 2 parts, it allows reducing storage spaces and transport.*
- *It reaches a max. Height of 48 cm.*
- *Easy to clean, thanks to its full-plastic structure.*
- *Load 140 kg.*
- *Max. Backrest tilting of 50° to ensure the greatest comfort.*
- *Light, powerful, small and rechargeable everywhere, lithium batteries.*

