

SCHEDA TECNICA N° 73

NOME PRODOTTO BANJO DELUXE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Il letto Banjo Deluxe presenta una struttura in legno e rete a doghe in legno.
È provvisto di sponde laterali regolabili in altezza, blocchi ferma materasso sulla rete e ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento.
La rete articolata permette la regolazione dello schienale, parte cosce/ piedi e in più tramite cremagliera, la possibilità di regolare solo la parte piedi.
Funzione Trendelenburg e Anti - Trendelenburg di serie.
Per garantire sicurezza dell'utilizzatore, il telecomando può essere azionato solo previa attivazione del dispositivo Nurse Lock.

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000003	BANJO DELUXE
COD.ISO 18.12.10.003	
COD.ISO 18.12.12.103	
COD.ISO 12.30.09.103	
COD.ISO 18.12.27.103	
COD.ISO 24.36.06.103	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

II

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Inclinazione sezione schiena: max 75° Inclinazione sezione cosce: max 30° Inclinazione sezione piedi: max 20° Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelemburg Sponde regolabili: da 8,5 a 37,5 cm Dimensione rete : 90 x 195 cm Ingombro totale: 105 x 221 cm Altezza minima da terra: 30 cm Altezza massima da terra: 70 cm
Portata massima	135 KG
Alimentazione Elettrica	CENTRALINA Tipo: Motek Twinmate Tensione d'ingresso: CA 230 V, ± 10 %, 50 Hz Intermittenza(funzionamento periodico del motore):10% (2 min . – 18 min.) Livello di pressione sonora: Max 50 dB PULSANTIERA TIPO: Motek Motori elettrici per regolazione piano rete Tipo: Motek gas spring Intermittenza(funzionamento periodico del motore):10% (2 min . – 18 min.)
Classe di protezione elettrica	II
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio