

# VENUS ELITE

Dall'essenza della Venus è nata Venus Elite: un'interpretazione originale e raffinata che fonde la leggerezza del titanio in uno stile elegante e minimalista.

Il nuovo design della spondina, il sedile, lo schienale, la pedana in titanio e le rifiniture ricercate, l'hanno impreziosita mantenendo ampia la scelta delle regolazioni e degli accessori. Venus Elite vuole essere espressione del gusto e del carattere di chi la sceglie.

## CARATTERISTICHE:

- Telaio fisso in titanio.
- Lunghezza telaio a scelta.
- Sedile, schienale e pedana in titanio.
- Salva abiti in fibra di carbonio con nuovo supporto in alluminio.
- Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.
- Possibilità di ammortizzatori sotto il sedile.
- Regolazione del sedile in altezza, inclinazione e posizione per trovare il giusto baricentro per utilizzatore.
- Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.



Venus Elite comes from the essence of Venus. A new wheelchair in titanium where also the frame can be customized in length according to the user needs. The new clothes guard supports design, the seat, the back-rest and the titanium foot-rest have made it precious keeping the wide range of adjustment and accessories.

## FEATURES:

- Titanium rigid frame.
- Custom made frame (length on request).
- Seat, back-rest and foot-rest in titanium.
- Carbon fibre clothes guards with new design aluminium support.
- Tilt adjustable and folding down back-rest.
- Shock absorbers under the seat available on request.
- Adjustable seat set-up.
- Wide choice of configurations.



100  
Titanio lucido  
Shiny titanium



101  
Titanio naturale  
(optional)  
Natural titanium  
(optional)

# ULTRA LIGHT



Minimo ingombro  
Takes up less space



Regolazione baricentro  
Nuovo supporto spondina  
Adjustment set-up  
New clothes guard support



Regolazione baricentro  
Adjustment set-up



Regolazione baricentro  
Adjustment set-up

cm		1° 4°		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		
34	-	59	47	A: ~ 40	36	27	A: min. 39	media average 84	Seduta Seat 40x40cm 8,9 Kg	con ammortizzatori with shock absorbers 9,2 Kg	36	57	61	49	B: ~ 78	38	29	max. 47
38	59	63	51		40	31	B: 46, 48, 50											
40	61	65	53		42	33	misure indicative											
42	63	67	55		44	35	approximate											
44	65	-	57			37	measurements											
46	67	-	59			39												

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg



# CUSCINI E SCHIENALI




ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo.

Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.



The best in body support

 Distributore esclusivo per l'Italia



## IL PRINCIPIO DI VICAIR

Il principio Vicair si basa sulla tecnologia esclusiva Vicair che offre al paziente una combinazione unica di elevate prestazioni per la distribuzione della pressione e realizzazione della postura ottimale oltre a mantenere la più elevata protezione della pelle. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Amsterdam ed è stata premiata con il Grand Prix del 'Salone delle Invenzioni' di Ginevra-Svizzera. Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d'aria SmartCells™. Queste celle flessibili sviluppano un basso livello di attrito mentre sono in contatto una con l'altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e creando una eccellente distribuzione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, settori posizionati strategicamente per garantire confort, adattabilità e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura e la massima funzionalità per ogni paziente. Il Sistema Posturale Vicair è sempre pronto per l'uso, sicuro, durevole e richiede una bassa manutenzione.

## Schienali Posturali



VICAIR ACADEMY STRAP BACK



VICAIR LIBERTY BACK SYSTEM



VICAIR MULTIFUNCTIONAL



VICAIR ACADEMY ANATOMIC

## Cuscini Posturali



### LINEA VICAIR

La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Active



Academy Vector O2



Academy Vector  
Disponibile anche junior



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Butterfly



Academy Positioner



Liberty Basic



Stabilizzatore pelvico

# COLORI

## COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato  
*Pearl white*
- 21 Grigio Metallizzato  
*Metallic grey*
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)  
*Shiny aluminium (only for aluminium frames)*
- 4 Antracite  
*Anthracite*
- 29 Azzurro metallizzato  
*Metallic light blue*
- 6 Blu metallizzato  
*Metallic blue*
- 44 Nero opaco  
*Mat black*
- 5 Nero brillante  
*Glossy black*
- 12 Giallo Pastello  
*Pastel yellow*
- 42 Bronzo  
*Bronze*
- 28 Arancio  
*Orange*
- 32 Rosa metallizzato  
*Metallic pink*
- 33 Rosso perlato  
*Pearl red*
- 31 Rosso Ferrari  
*Ferrari red*
- 41 Viola ciclamino  
*Cyclamen light purple*
- 30 Verde smeraldo  
*Emerald green*
- 42 Verde fluo  
*Fluo green*
- 43 Arancio fluo  
*Fluo orange*

## COLORI PER TELAI IN TITANIO TITANIUM FRAME COLOURS



- 100 Titanio lucido  
*Shiny titanium*
- 101 Titanio naturale  
*Natural titanium*

NOTA: i colori in stampa possono differire dalla realtà



SET ANODIZZATI  
ANODIZED SET



Set anodizzato: cerchi ruota\*, mozzi\* e forcelle anteriori.

Disponibile nei colori: (A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde lime, (F) argento.

\*Solo ruote Light.

Anodized set: wheel rims\*, hubs\* and front forks.

Available on: (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen light purple, (D) orange, (E) lime green, (F) silver.

\*Light wheels only.





## TELE NYLON NYLON FABRIC



Arancio  
*Orange*

Rosso  
*Red*

Verde  
*Green*

Azzurro  
*Light Blue*

Bluette  
*Cornflower blue*

Nero  
*Black*

## TELE TRASPIRANTI BREATHABLE FABRIC



Trama tessuto traspirante  
*Weave of breathable fabric*



Rosso  
*Red*

Grigio  
*Grey*

Verde Dry  
*Dry Green*

Nero  
*Black*

# JACQUARD

# JACQUARD



LIMITED EDITION

# JACQUARD

COLOUR YOUR LIFE





## LONDON CAR LINE



Pochette



Porta Ipad  
Ipad sleeve



Telo schienale  
Back-rest upholstery



Guardia Londra  
London Guard



Inghilterra  
England



Auto Londra  
London Car



Fumetti  
Comics



Moda  
Fashion



Cuori  
Hearts



Auto Parigi  
Paris Car



Moto Parigi  
Paris Motorcycle



Cinema  
Cinema