

Quasar Kid



Carrozzina superleggera a telaio fisso in titanio. Telaio regolabile per ricercare facilmente il giusto assetto per il bambino, dotato di schienale abbattibile e ruote ad estrazione rapida per minimizzare l'ingombro durante il trasporto. La carrozzina viene fornita di serie con le maniglie regolabili in altezza per accompagnatore ed un antiribaltamento.

Titanium ultra lightweight rigid wheelchair. Adjustable rear wheel axle position to find the right set-up for the kid, supplied with folding down back-rest and quick-release rear wheels to reduce the total wheelchair volume during the transport. The basic configuration includes height adjustable pushing handles for assistant and an anti-tip device, if chosen.



Maniglie per accompagnatore dritte regolabili in altezza
Straight height adjustable pushing handles for assistant



Maniglie per accompagnatore abdotte regolabili in altezza
Abducted height adjustable pushing handles for assistant



Asse regolabile
Adjustable centre of gravity axle



Maniglione per accompagnatore regolabile in altezza (optional)
Height adjustable pushing bar for assistant (optional)



Minimo ingombro
Takes up less space



Porta oggetti (optional)
Pocket under the seat (optional)



Antiribaltamento girevole
Revolving anti-tip device



cm	1° o 4° cm	cm	A cm B cm	cm	cm	A cm B cm	cm		
24	41	47	34	A : ~ 44 B : ~ 63	26	A : min. 36 max.46 B : min.40 max.48 misure indicative approximate measurements	media average 68	Seduta Seat 28x30cm 8,3 Kg con maniglie regolabili in altezza with height adjustable pushing handles	
26	43	49	36		28				25 - 27
28	45	51	38		30				29 - 31
30	47	53	40		32				33 - 35
32	49	55	42		34				37 - 39
34	51	57	44		36				41
36	53	59	46						

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

Vicair Vector



Adjuster junior vector



Misure disponibili:
Larghezza x profondità
25x25 cm
30x30 cm
35x35 cm



L'Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un'ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l'abduzione integrato anteriormente impedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza per offrire un'efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

Suggerito:

Per stabilizzare la seduta ed assicurare un'elevata azione antidecubito.

Colori

TELE *Fabrics*

A B C D E F

A - Arancio

B - Rosso

C - Verde

D - Azzurro

E - Bluette

F - Nero



A - Orange

B - Red

C - Green

D - Light blue

E - Cornflower blue

F - Black



Set Anodizzati
Anodized Set

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver



COLORI TELAI
FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico)
NEW TITANIUM FRAME COLOURS (*electrochemical treatment*)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium