

# Emerald

Carrozzina superleggera pieghevole in alluminio.

Telaio personalizzabile grazie a numerose regolazioni per soddisfare le diverse esigenze del bambino.

E' fornita con anteriore standard o abdotta, pedana fissa o estraibile.

Il predellino può essere unico o separato, regolabile in inclinazione.

Di serie vengono fornite maniglie per l'accompagnatore, braccioli regolabili in altezza ed antiribaltamento.

*Aluminium ultra lightweight folding wheelchair.*

*High adjustable frame to help customizing the wheelchair set-up on the base of the kid's needs.*

*It is available with standard or abducted front frame, with detachable or not detachable foot-rests and single or separate tilt adjustable foot-plate.*

*The basic configuration includes anti-tip device, height adjustable pushing handles and arm-rests.*



Pedana estraibile  
Detachable foot-rest



Antiribaltamento girevole  
Revolving anti-tip device



Cinghia pelvica 45° (optional)  
45° pelvic belt (optional)



Cinghia pelvica imbottita a 45° (optional)  
45° pelvic padded belt (optional)



Bracciali regolabili in altezza  
Height adjustable arm-rests



Estrazione pedane  
Foot-rest pulling out



Maniglie per accompagnatore regolabili in altezza  
Height adjustable pushing handles for assistant

cm	1° o 5°					
24	46 50	26	25	A : min. 36 max. 46 B : min. 40 max. 48 misure indicative approximate measurements	media average 77	11 Kg con seduta seat 32x32cm
26	48 52	28	27			
28	50 54	30	29			
30	52 56	32	31			
32	54 58	34	33			
34	56 60	36	35			
36	58 62	38	37			
			39			
			41			

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.  
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

# Vicair Vector



Adjuster junior vector



Misure disponibili:  
Larghezza x profondità  
25x25 cm  
30x30 cm  
35x35 cm



L'Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un'ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l'abducente integrato anteriormente impedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza per offrire un'efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

Suggerito:

Per stabilizzare la seduta ed assicurare un'elevata azione antidecubito.

## Colori

TELE *Fabrics*

A B C D E F

A - Arancio

B - Rosso

C - Verde

D - Azzurro

E - Bluette

F - Nero



A - Orange

B - Red

C - Green

D - Light blue

E - Cornflower blue

F - Black



Set Anodizzati  
 Anodized Set

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento  
 (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver



# Colori

## COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato  
*Pearl white*
- 21 Grigio Metallizzato  
*Metallic grey*
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)  
*Shiny aluminium (only for aluminium frames)*
- 4 Antracite  
*Anthracite*
- 29 Azzurro metallizzato  
*Metallic light blue*
- 6 Blu metallizzato  
*Metallic blue*
- 5 Nero brillante  
*Glossy black*
- 12 Giallo Pastello  
*Pastel yellow*
- 42 Bronzo  
*Bronze*
- 28 Arancio  
*Orange*
- 32 Rosa metallizzato  
*Metallic pink*
- 33 Rosso perlato  
*Pearl red*
- 31 Rosso Ferrari  
*Ferrari red*
- 41 Viola ciclamino  
*Cyclamen light purple*

## NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO ( processo elettrochimico ) NEW TITANIUM FRAME COLOURS ( electrochemical treatment )



- 100 Titanio lucido  
*Shiny titanium*
- 101 Titanio naturale  
*Natural titanium*