

# Assist 2 - Wind Kid

Carrozine in alluminio per il gioco del basketball.

Il telaio, studiato per ottenere la massima agilità e sensibilità ai cambi di direzione, è realizzato interamente su misura ed è in lega leggera ultrasensibile.

**Assist 2:** telaio completamente regolabile per trovare il giusto baricentro del giocatore.


**Wind:** telaio completamente fisso.

*Aluminium rigid frame wheelchair for basketball.*

*The made to measure, ultra strong, light alloy frame has been developed to make the wheelchair as agile and responsive as possible.*

***Assist 2:** adjustable frame to find the right set-up.*

***Wind:** fixed frame.*



Pedana regolabile  
Adjustable foot-rest



Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.  
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

# Vicair Vector



Adjuster junior vector



Misure disponibili:  
Larghezza x profondità  
25x25 cm  
30x30 cm  
35x35 cm



L'Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un'ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l'abduzione integrato anteriormente impedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza per offrire un'efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

Suggerito:

Per stabilizzare la seduta ed assicurare un'elevata azione antidecubito.

## Colori

TELE *Fabrics*

A B C D E F

A - Arancio

B - Rosso

C - Verde

D - Azzurro

E - Bluette

F - Nero



A - Orange


B - Red

C - Green

D - Light blue

E - Cornflower blue

F - Black



Set Anodizzati  
*Anodized Set*

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento  
*(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver*



# Colori

## COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato  
*Pearl white*
- 21 Grigio Metallizzato  
*Metallic grey*
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)  
*Shiny aluminium (only for aluminium frames)*
- 4 Antracite  
*Anthracite*
- 29 Azzurro metallizzato  
*Metallic light blue*
- 6 Blu metallizzato  
*Metallic blue*
- 5 Nero brillante  
*Glossy black*
- 12 Giallo Pastello  
*Pastel yellow*
- 42 Bronzo  
*Bronze*
- 28 Arancio  
*Orange*
- 32 Rosa metallizzato  
*Metallic pink*
- 33 Rosso perlato  
*Pearl red*
- 31 Rosso Ferrari  
*Ferrari red*
- 41 Viola ciclamino  
*Cyclamen light purple*

## NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO ( processo elettrochimico ) NEW TITANIUM FRAME COLOURS ( electrochemical treatment )



- 100 Titanio lucido  
*Shiny titanium*
- 101 Titanio naturale  
*Natural titanium*