

Basketball

by **OFFCARR**

Per soddisfare le esigenze di atleti di fama internazionale, **OFF CARR** ha progettato **ASSIST 2** e **WIND**. Costruite su misura in alluminio, sono leader indiscusse sui campi da gioco di tutto il mondo per resistenza, leggerezza, scorrevolezza e sensibilità nei cambi di direzione.



WIND TITANIO SPINERGY



ASSIST 2 SPINERGY
CON ARCO



ANDREA SARACINO



WIND SPINERGY



Fascia lega-cosce
in PVC




Asse regolabile
in profondità
(ASSIST 2)

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Possibilità di spostamento asse in più posizioni per ricercare il giusto baricentro dell'atleta sulla carrozzina (ASSIST 2).
- Tela schienale regolabile ed imbottita.
- Schienale regolabile in altezza.
- Schienale abbattibile per altezze superiori a 30 cm (solo ASSIST 2).
- Ruote grandi da 24", 26" o 28" ad estrazione rapida, montate su tubolari o copertoncini, con corrimano in titanio o acciaio inox.
- Ruotine anteriori diam. 80 mm.
- Pedana regolabile in altezza e profondità.
- Antiribaltamento doppio o singolo.
- Campanatura ruote grandi 16° o 18°.
- Peso: Assist 2 11,3 kg
Wind 12,4 kg
Wind Titano 11 kg
(carrozze in assetto standard e ruote da 24")

DISTANZA
BANDINELLA-
CENTRO COPERTURA
3.6 MISURA STD




Scheda d'ordine

- ASSIST 2 ASSIST 2 SPINERGY WIND WIND SPINERGY
 TITANIO TITANIO

- Lunghezza telaio: **A** 57 cm 60 cm 67 cm WIND WIND SPINERGY
 -Larghezza sedile: **L** 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm WIND WIND SPINERGY
 -Profondità sedile: **P** 38 cm 40 cm 42 cm TITANIO TITANIO
 -Altezza anteriore della carrozzina: **B** 50 cm 53 cm
 -Altezza posteriore della carrozzina: **C** 37 cm 41 cm 45 cm 49 cm 53 cm
 -Altezza schienale: **H** cm abbattibile (solo Assist 2) fisso
 -Ruote grandi: 24" 25" 26" 700c
 -Campanatura ruote grandi: 16° 18°
 -Antiribaltamento: singolo doppio
 -Sedile: in tela rigido in alluminio
 -Colore tele: nero bluette rosso
 -Colore telaio: (vedere catalogo "Colori")

- Distanza sedile - pedana regolabile: **R** cm
 -Profondità pedana: **T** cm
 -Tipo pedana: aperta chiusa
 -Distanza fra centro mozzo e posteriore schienale: **D** cm
 -Apertura telaio anteriore: **F** cm (misura interno tubi)
 -Altezza spondina: **E** cm
 -Arco: standard sagomato



Optional

- Copriraggi: con scritta **OFFCARR** senza scritta **OFFCARR**
 Cuscino in poliuretano (dens. 75Shore) foderato, h.: 3 cm 5 cm
 7 cm 10 cm
 Cinghia cosce in PVC : lunghezza cm e larghezzacm



Via dell' Artigianato II, 29
 35010 Villa del Conte (PD) Italy
 Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
 www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
 Numero d'ordine: _____
 Rif. Utente: _____
 Note: _____