

Scherma

by **CARR**

ZODIAC SCHERMA E' una carrozzina in alluminio a telaio rigido per la pratica della scherma. Costruita interamente su misura è ideale sia per atleti che si affacciano a questo sport sia per professionisti.



Zodiac Scherma



Caratteristiche tecniche


Scheda d'ordine

Optional


- Telaio in alluminio.
- Schienale standard o abbassato parte armata.
- Spondine laterali intercambiabili.
- Ruote posteriori da 24" o 26" con corrimano in alluminio e coperture pneumatiche.



SPONDINA BRACCIO ARMATO




20 cm




DISTANZA TRA CENTRO MOZZO E SCHIENALE

- Larghezza sedile: 34 36 38 40 42 44 46 cm
- Profondità sedile: 36 38 40 42 cm
- Altezza schienale: **(H1)** 27 29 31 33 35 37 cm
- Schienale abbassato lato braccio armato: cm **(H2)**
- Altezza sedile anteriore: 46 48 50 cm
- Altezza sedile posteriore: 40 42 44 46 48 cm
- Distanza sedile pedana: 37 39 41 43 45 47 49 cm
- Pedana unica chiusa, profonda: 15 20 cm
- Braccio armato: destro sinistro
- Distanza centro mozzo e schienale: 7 9 (standard) 11 cm
- Ruote posteriori: 24" 26"
- Ruotine anteriori: 100 mm piene 125 mm piene
- Colore telaio: vedere catalogo "Colori"
- Maniglione: **(P)** 12 20 cm

- Ruote posteriori Spineergy: 24" 26"
- Copriraggi da 24": Trasparenti Bianchi Neri Multicolor Neri piumati rosso Neri piumati blu Neri piumati verde
- Cuscino foderato, altezza: 5 cm 10 cm
- Velcro sul sedile: "M" (uncino) "F" (asola)
- Cintura pelvica:
- Fascia cosce:



SCHIENALE ABBASSATO LATO BRACCIO ARMATO



ALTEZZA REGOLABILE DA 16 A 25 CM



Via dell' Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____