

VIAGGIARE SMART GO!



Helios Smart Go!



Cod. **CP775***
Sedute disponibili 40 43 46 48 50 cm Portata max 120 Kg Peso 13 Kg

* Riferimento DM 332/99: 12.21.06.045



Cod.CP775-40					
Cod.CP775-43					
Cod.CP775-46	101 cm	76 cm	41 cm	90,5 cm	72,5 cm
Cod.CP775-48					
Cod.CP775-50					



Cod.CP775-40		40 cm		55 cm	
Cod.CP775-43		43 cm		58 cm	
Cod.CP775-46	51 cm	46 cm	44 cm	60 cm	29 cm
Cod.CP775-48		48 cm		63 cm	
Cod.CP775-50		50 cm		65 cm	



Cod.CP775-40					
Cod.CP775-43					
Cod.CP775-46	40+52 cm	24 cm	20 x 2,54 cm	optional	-
Cod.CP775-48					
Cod.CP775-50					

PER CHI É SMART



Helios Smart



Cod. **CP770**
Sedute disponibili 40 43 46 48 50 cm Portata max 120 Kg Peso 15,3 Kg



Cod.CP770-40					
Cod.CP770-43					
Cod.CP770-46	106 cm	81 cm	41 cm	90,5 cm	73 cm
Cod.CP770-48					
Cod.CP770-50					



Cod.CP770-40		40 cm		59 cm	
Cod.CP770-43		43 cm		62 cm	
Cod.CP770-46	51 cm	46 cm	44 cm	64 cm	32 cm
Cod.CP770-48		48 cm		67 cm	
Cod.CP770-50		50 cm		69 cm	



Cod.CP770-40					
Cod.CP770-43					
Cod.CP770-46	40+52 cm	60 cm	20 x 2,54 cm	optional	optional
Cod.CP770-48					
Cod.CP770-50					

Il vers. - 12-2019 - Moretti Service&Consulting



Carrozine leggere

Serie
ARDEA.ne

DISTRIBUITE DA

MORETTI® Innovazione al servizio del cliente

www.morettispa.com

CE Segui su




















Serie
ARDEA.ne

Carrozine leggere

Nasce la nuova gamma Helios!
Ancora più leggerezza
senza rinunciare al confort.

ARDEA

LEGENDA

-  Telaio in alluminio Telaio stabilizzante leggero verniciato
-  Telaio a singola crociera
-  Telaio a doppia crociera Garantisce una maggiore robustezza
-  Bracciolo ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza Con imbottitura in PU
-  Bracciolo regolabile in altezza e in profondità Con imbottitura in PU
-  Bracciolo ribaltabile ed estraibile Con imbottitura in PU
-  Sgancio rapido Consente l'estrazione rapida della ruota
-  Perno della ruota posteriore regolabile in più posizioni e forcella anteriore regolabile in inclinazione
-  Ruota posteriore antiforatura da 24" In PU senza camera d'aria
-  Ruota posteriore antiforatura da 12" In PU senza camera d'aria
-  Ruota anteriore in PVC da 8"
-  Ruota anteriore in PU da 8" regolabile in più posizioni
-  Ruotini di sicurezza Ideale per i passaggi stretti
-  Schienale tensionabile e imbottito A 3 punti
-  Seduta regolabile in profondità
-  Poggiatesta regolabile in inclinazione
-  Maniglie di spinta regolabili Regolabili in altezza

PASSA AL LIVELLO PRO



Helios Pro



Cod. **CP790***
 Sedute disponibili **40 43 46 48 50** cm  Portata max **130** Kg  Peso **16** Kg

* Riferimento DPCM 12.1.2017: 12.22.03.006
 Riferimento DM 332/99: 12.21.06.039

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP790-40					
Cod.CP790-43					
Cod.CP790-46	103 cm	78 cm	41+46 cm	97+102 cm	73+81 cm
Cod.CP790-48					
Cod.CP790-50					

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP790-40		40 cm		62 cm	
Cod.CP790-43		43 cm		65 cm	
Cod.CP790-46	51,5 cm	46 cm	46 cm	67,5 cm	32 cm
Cod.CP790-48		48 cm		70,5 cm	
Cod.CP790-50		50 cm		73,5 cm	

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP790-40					
Cod.CP790-43					
Cod.CP790-46	43+54 cm	60 cm	20 x 3,2 cm	optional	7 cm
Cod.CP790-48					
Cod.CP790-50					

MUOVITI DINAMICO CON DYNE



Helios Dyne



Cod. **CP785***
 Sedute disponibili **40 43 46 48 50** cm  Portata max **130** Kg  Peso **16** Kg

* Riferimento DPCM 12.1.2017: 12.22.03.006
 Riferimento DM 332/99: 12.21.06.039

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP785-40					
Cod.CP785-43					
Cod.CP785-46	106 cm	80 cm	41 cm	94,5 cm	73+80 cm
Cod.CP785-48					
Cod.CP785-50					

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP785-40		40 cm		61 cm	
Cod.CP785-43		43 cm		64 cm	
Cod.CP785-46	51,5 cm	46 cm	44 cm	67 cm	33 cm
Cod.CP785-48		48 cm		70 cm	
Cod.CP785-50		50 cm		73 cm	

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP785-40					
Cod.CP785-43					
Cod.CP785-46	40+52 cm	60 cm	20 x 3,2 cm	optional	7 cm
Cod.CP785-48					
Cod.CP785-50					

TRE, DUE, UNO... ACT



Helios Act



Cod. **CP780***
 Sedute disponibili **40 43 46 48 50** cm  Portata max **120** Kg  Peso **15,6** Kg

* Riferimento DPCM 12.1.2017: 12.22.03.006
 Riferimento DM 332/99: 12.21.06.039

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP780-40					
Cod.CP780-43					
Cod.CP780-46	104 cm	80 cm	41 cm	90,5 cm	73 cm
Cod.CP780-48					
Cod.CP780-50					

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP780-40		40 cm		61 cm	
Cod.CP780-43		43 cm		64 cm	
Cod.CP780-46	51 cm	46 cm	44 cm	66 cm	30 cm
Cod.CP780-48		48 cm		69 cm	
Cod.CP780-50		50 cm		71 cm	

DIMENSIONI					
------------	---	---	---	---	---

Cod.CP780-40					
Cod.CP780-43					
Cod.CP780-46	40+50 cm	60 cm	20 x 3,2 cm	optional	7 cm
Cod.CP780-48					
Cod.CP780-50					