

# LOMBOFIXÒ® 4.0 DORSOFIXÒ® 4.0

Corsetti semirigidi  
lombari e dorso-lombari

Benvenuti nel futuro  
del benessere.

NUOVA LINEA 4.0

SPINTA POSTERIORE PERSONALIZZATA  
PASSANTI AUTONOMI

SOSTEGNO OTTIMALE  
4 STECCHE POSTERIORI

COMFORT E VESTIBILITÀ ECCELLENTI  
DESIGN ERGONOMICO



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

TEST 015/09



# CREATA PER IL BENESSERE.

## È TRASPIRANTE, ELASTICA, ADERENTE, ERGONOMICA, E TI SOSTIENE.

Abbiamo buoni motivi per parlare della nuova linea di corsetti come fosse la tua pelle.

### I TIRANTI ADERENZA E CONTENZIONE

Assicurate al tessuto indipendentemente le une dalle altre, le fibbie realizzate in materiale polimerico ad alta resistenza lavorano autonomamente tra di loro per personalizzare la trazione dei tiranti, adattandola a ogni anatomia.

### IL TESSUTO TRASPIRABILITÀ E DESIGN

La fibra di cotone altamente traspirante garantisce massimo benessere. La conformazione superiore del corsetto permette l'espansione naturale della cassa toracica e inoltre, grazie alla speciale sgambatura, il corsetto resta stabile e agevola la seduta. Le quattro stecche posteriori offrono un sostegno ottimale.

### LA PATELLA ANTERIORE COMFORT E DISCREZIONE

La patella anteriore assicura una comoda chiusura. L'innovativo materiale interno morbido e rinforzato evita gli arricciamenti garantendo massima vestibilità sotto gli abiti e durata nel tempo.



# NON C'È LIMITE AL MEGLIO.

Con LOMBOFIXÒ 4.0,  
LOMBOFIXÒ 33 4.0,  
DORSOFIXÒ 4.0,  
la linea FGP  
di corsetti semirigidi dedicati  
alla regione dorso-lombare  
sposta in avanti gli orizzonti  
dell'innovazione.



## SEMPRE DI PIÙ, SOSTENITORI DEL BENESSERE.

Spingersi sempre oltre è l'anima della ricerca FGP. E da questo spirito innovativo nasce oggi l'aggiornamento della linea di corsetti semirigidi per il trattamento delle patologie lombari e dorsolombari, e per il decorso post-operatorio.

Con LOMBOFIXÒ 4.0, LOMBOFIXÒ 33 4.0, DORSOFIXÒ 4.0 il Benessere calza a pennello. L'attenta riprogettazione modellistica ha dato origine a una linea che unisce **sostegno, contenzione** e massimo **comfort**.

**Con FGP, c'è una nuova generazione a servizio del benessere.**



# DORSOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO DORSO-LOMBARE



## CARATTERISTICHE

**DorsoFIXÒ 4.0 è stabilità e vestibilità.** Nel percorso riabilitativo della zona dorso-lombare, il paziente può contare sul supporto di quattro stecche automodellanti e sulla trazione ottimale dei tiranti. Le fasce elastiche di trazione sono ripensate per essere più performanti e per un miglior impatto estetico. Anche la distrazione vertebrale è ottimizzata grazie all'aggiornamento del sistema di tensionamento degli spillacci, per garantire più modulabilità durante il recupero e una immediata e più efficace riduzione del dolore. Oltre a ciò, ulteriori tiranti in materiale elastico intervengono sulla zona lombare. Il corsetto viene fornito con un set aggiuntivo di quattro stecche.

## MISURE

Taglie	Ø Bacino DFD 710 Donna	Ø Bacino DFU 700 Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



**ALTEZZA POSTERIORE:** donna 55 cm; uomo 55 cm

## INDICAZIONI

Lombalgie e dorsolombalgie acute e croniche  
Esiti fratture vertebrali  
Lomboradicoliti  
Ernie discali  
Artrosi vertebrale  
Dorso curvo  
Lievi spondilolistesi  
Osteoporosi con cedimenti vertebrali dorsali e lombari  
Post operatorio di interventi discectomia  
Esiti interventi di stabilizzazione vertebrale  
Laminectomie vertebrali

Codice d'ordine: DFU-700/DFD-710

# LOMBOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE



## CARATTERISTICHE

**LomboFIXÒ 4.0 è massima efficacia**, grazie alle quattro stecche lombari automodellanti e estraibili che ottimizzano il sostegno della zona lombare e ai tiranti in materiale dall'elasticità ancora migliorata, per un richiamo e una distrazione vertebrale più efficace.

**LomboFIXÒ 4.0 è massimo comfort**, grazie all'utilizzo di materiali traspiranti. Il suo design ergonomico è studiato per facilitare i movimenti quotidiani e garantire la stabilità della colonna.

**LomboFIXÒ 4.0 è anche estetica**, grazie a soluzioni gradevoli e di stile. Il corsetto viene fornito con un ulteriore set di quattro stecche. È disponibile nelle altezze posteriori di 36 e 38 cm.

## INDICAZIONI


Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali; artrosi vertebrale; lievi spondilolistesi; osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari; post operatorio di interventi discectomia a livello lombare; esiti interventi di stabilizzazione vertebrale; laminectomie vertebrali.

## MISURE

Taglie	Ø Bacino LFD 610 Donna	Ø Bacino LFU 600 Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

## ALTEZZA POSTERIORE:

donna 38 cm  
uomo 36 cm



Codice d'ordine: LFU-600/LFD-610

# LOMBOFIXÒ® 33 - 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE



## CARATTERISTICHE

**LomboFIXÒ 33 - 4.0 è massima efficacia**, grazie alle quattro stecche lombari automodellanti e estraibili che ottimizzano il sostegno della zona lombare e tiranti in materiale dall'elasticità ancora migliorata, per un richiamo e una distrazione vertebrale più efficace.

**LomboFIXÒ 33 - 4.0 è massimo comfort**, grazie all'utilizzo di materiali traspiranti. Il suo design ergonomico è studiato per facilitare i movimenti quotidiani e garantire la stabilità della colonna.

**LomboFIXÒ 33 - 4.0 è anche estetica**, grazie a soluzioni gradevoli e di stile. Il corsetto viene fornito con un ulteriore set di quattro stecche. È disponibile nell'altezza posteriore da 33 cm.

## INDICAZIONI


Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali; artrosi vertebrale; lievi spondilolistesi; osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari; post operatorio di interventi discectomia a livello lombare; esiti interventi di stabilizzazione vertebrale; laminectomie vertebrali

## MISURE

Taglie	Ø Bacino LFD 510 Donna	Ø Bacino LFU 500 Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

## ALTEZZA POSTERIORE:

donna 33 cm;  
uomo 33 cm



Codice d'ordine: LFU-500/LFD-510



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)

 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 09/15

[www.ciabocomunicazione.it](http://www.ciabocomunicazione.it)