

Hand-bikes

by **WARR**

Nuova handbike a telaio rigido in lega leggera di alluminio. Ideale sia per il tempo libero che per attività agonistiche. Un innovativo telaio permette di salvaguardare la rigidità della struttura aumentando notevolmente la stabilità dell'handbike in corsa. Sono disponibili nuovi accessori per esaltare le performance dell'atleta ed aumentarne la competitività. Studiata e progettata con la collaborazione di atleti internazionali e specialisti del settore.



CE

FLASH



Caratteristiche tecniche



- Telaio in alluminio
- Forcella in alluminio.
- Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti o cambio RevoShift a 24 rapporti.
- Comandi freno e cambi sulle manopole di spinta.
- Freno di stazionamento.
- Ruota anteriore da 26".
- Ruote posteriori da 26" montate con copertoncini, campanate 1°, 6° o 12°.
- Schienale anatomico imbottito alto 49 cm, regolabile in profondità ed in inclinazione.
- Sedile rigido imbottito larghezza 34 cm.
- Appoggia gambe regolabile in profondità con sostegno appoggia-piedi in PVC regolabile.
- Barra paraurti posteriore estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 17,4 kg




Barra paraurti regolabile ed estraibile



Computer




Schienale imbottito




Manopole per tetraplegici



Lunghezza asse



Lunghezza asse




Scheda d'ordine

- Altezza movimento centrale-telaio (A): ☐ 30 ☐ 36 cm
- Colore telaio: ☐ rosso Ferrari ☐ nero ☐ blu metallizzato ☐ grigio metallizzato ☐ giallo pastello
- Serie pignoni: ☐ 11-12-14-16-18-21-24-28-32 ☐ 12-13-14-15-16-17-19-21-23
- Guarnitura: ☐ 22-32-44 denti (Shimano) ☐ 30-39-48 denti (Miche) ☐ 30-42-52 denti (Shimano)
- Cambio: ☐ Mod. Shimano Revo Shift a 24 rapporti ☐ Mod. Shimano XT a 27 rapporti
- Campanatura: ☐ 1° ☐ 6° ☐ 12°
- Seduta: ☐ Standard ☐ Distesa
- Distanza movimento centrale - schienale (C): cm
- Distanza movimento centrale - fine sedile (B): cm

Optional

- Copriraggi: ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**
- Asta con bandierina: ☐ Portaborraccia: ☐ Borraccia: ☐ tipo (F) ☐ tipo (H)
- Manopole per tetraplegici: ☐ Borraccia termica: ☐
- Aggancio-sgancio rapido scarpetta: ☐
- Luce ad intermittenza anteriore e posteriore: ☐
- Freno anteriore a disco: ☐
- Barra paraurti posteriore con rullo: ☐

Misure manovelle



Via dell' Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____