

# IN-CROSS 33 IN-CROSS

Corsetti elastici

Benessere  
senza trucchi.

DISCRAPATE LOMBARI  
CONFRATTURE DEI MUSCOLI  
PARAVERTEBRALI LOMBARI  
ESITI DI CEDIMENTI VERTEBRALI LOMBARI IN CASI  
DI FRATTURA DEI PROCESSI TRAVERSI

LOMBALGIA ACUTA O CRONICA  
LUMBOSGATALGIE  
SPONDILIOARTROSI  
LIEVI TRAUMI DI COLONNA  
POST OPERATORIO

TRONCO ▶



← 33 cm

TESSUTO SENSITIVE®

TEST 14L 13

XS 70-80 cm  
S 85-90 cm  
M 95-100 cm  
L 105-110 cm  
XL 115-120 cm  
XXL 125-130 cm

+ COMFORT  
+ SOSTEGNO  
+ VESTIBILITÀ



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment



- NUOVO MODELLO  
ALTEZZA 33 cm
- MAGGIORE  
SOSTEGNO
- MASSIMO  
COMFORT
- MAGGIORE  
ERGONOMIA
- FACILE DA  
INDOSSARE
- DISPONIBILE  
NEI COLORI  
NERO ED ÉCRU



#### IMMEDIATO SOLLIEVO

I doppi tiranti elastici disposti ad incrocio consentono una maggiore distrazione della colonna vertebrale e una immediata riduzione del dolore.



#### POSIZIONAMENTO FACILITATO

Gli appositi fermatiranti impediscono l'arretramento degli stessi e facilitano il posizionamento del corsetto.



#### PERFETTA ADATTABILITÀ

La morbida patella anteriore si adatta alla conformazione anatomica del paziente.

# INDOSSA LA MISURA GIUSTA DEL TUO BENESSERE.

Corsetti elastici  
In-Cross e In-Cross 33.  
Più tenuta, più comfort,  
più vestibilità.  
Da oggi anche  
nella nuova altezza  
posteriore 33 cm.



## MIGLIORE STABILITÀ

L'altezza posteriore di 28 cm per **In-Cross** e di 33 cm per **In-Cross 33**, combinata alla disposizione a incrocio dei tiranti elastici, garantisce alla colonna una stabilità maggiore e una distrazione vertebrale ancora più efficace.

## MIGLIORE ESTETICA

Grazie al design innovativo **In-Cross** e **In-Cross 33** seguono perfettamente ciascuna conformazione anatomica, risultando discreti sotto gli abiti.

## MIGLIORE COMFORT

Il morbido Sensitive® Fabrics, tessuto in LYCRA® caratterizzato da traspirabilità, leggerezza e morbidezza, garantisce un'ottima aderenza al busto, senza inestetiche e fastidiose grinze.

## MIGLIORE VESTIBILITÀ

Un anello consente la rimozione in un unico gesto, mentre degli appositi fermatiranti impediscono l'arretramento delle fasce elastiche facilitando il posizionamento del corsetto.


# ALTEZZA, TENUTA E COMFORT AL TOP.

I corsetti elastici In-Cross e In-Cross 33 garantiscono un ottimo sostegno ed un sollievo immediato.




## Sensitive® Fabrics, i tessuti con la fibra LYCRA® dalle alte performances.

In-Cross e In-Cross 33 sono realizzati con i tessuti Sensitive® Fabrics, la cui innovativa struttura in trama aperta a nido d'ape favorisce la circolazione d'aria tra le fibre, garantendo ancora più freschezza ed igiene. L'elasticità tridimensionale dei tessuti Sensitive® Fabrics e l'elevata percentuale di fibra elastica LYCRA® assicurano una perfetta libertà di movimento ed un'ottima tenuta della forma, anche dopo numerosi lavaggi.



### EXTRAELASTICO


Grazie all'elasticità tridimensionale e alla elevata percentuale di fibra elastica LYCRA®, si adatta perfettamente ai movimenti e mantiene la forma inalterata nel tempo per un comfort ottimale.



### EXTRATRASPIRANTE

La trama aperta a nido d'ape lascia circolare l'aria fra le fibre, per una freschezza superiore.

**Sensitive**  
FABRICS



- TESSUTO TRIDIMENSIONALE
- MATERIALE EXTRAELASTICO
- IGIENICO E TRASPIRANTE
- ESTREMA LEGGEREZZA
- PREDISPOSIZIONE THERMO PAD

## Cuscinetto termico Thermo Pad.

In-Cross e In-Cross 33 sono dotati di un sistema velcro nella parte posteriore che consente l'applicazione del cuscinetto termico Thermo Pad.

Attraverso un particolare sistema di cristalli liquidi racchiusi all'interno di un ergonomico cuscinetto in PVC, Thermo Pad reagisce alla pressione delle mani sprigionando un benefico calore.



### THERMO PAD BY MEDI

Thermo Pad sfrutta gli effetti benefici del calore alleviando il dolore in modo immediato e specifico ed agendo direttamente sulla parte interessata.

**medi**

Codice d'ordine: PAD-100

# IN-CROSS 33

CORSETTO ELASTICO ALTEZZA POSTERIORE 33 cm



## CARATTERISTICHE

**In-Cross 33** è il nuovo corsetto elastico FGP che garantisce un'azione di sostegno della colonna vertebrale ancora più efficace. È dotato di un rivoluzionario sistema di incrocio posteriore, con doppi tiranti elastici che assicurano una ottima distrazione vertebrale ed un sostegno completo, grazie all'azione di supporto delle stecche posteriori automodellanti. Ne consegue una riduzione del dolore immediata.

**In-Cross 33** è realizzato in Sensitive® Fabrics, un particolare tessuto che conferisce leggerezza, traspirabilità ed una perfetta aderenza alle forme anatomiche. Disponibile nei colori **nero** ed **écru**.

## INDICAZIONI

- Lombalgia acuta o cronica
- Lombosciatalgie
- Spondiloartrosi
- Discopatie lombari
- Contratture dei muscoli paravertebrali lombari
- Lievi traumi di colonna
- Post operatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari in casi di frattura dei processi trasversi

### MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm



### ALTEZZE

<b>Anteriore</b>	19 cm
<b>Posteriore</b>	33 cm

Codice d'ordine: INC-200 (NERO) / INC-201 (ÉCRU)

# IN-CROSS

CORSETTO ELASTICO ALTEZZA POSTERIORE 28 cm



## CARATTERISTICHE

**In-Cross** è il corsetto elastico FGP realizzato in confortevole tessuto Sensitive® Fabrics, traspirante e ultraleggero per offrire massima aderenza e ottima vestibilità.

**In-Cross** è dotato di un particolare incrocio posteriore: speciali tiranti elastici assicurano una maggiore distrazione vertebrale, riducendo immediatamente il dolore.

Le stecche posteriori automodellanti garantiscono un maggiore sostegno.

**In-Cross** è disponibile nei colori **nero** ed **écru**.

## INDICAZIONI

Lombalgia acuta o cronica

Lombosciatalgie

Spondiloartrosi

Discopatie lombari

Contratture dei muscoli paravertebrali lombari

Lievi traumi di colonna

Post operatorio

### MISURE

Taglie Ø Bacino

XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm



### ALTEZZE

Anteriore

19 cm

Posteriore

28 cm

Codice d'ordine: INC-100 (NERO) / INC-101 (ÉCRU)



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)

 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 11/14

[www.ciabocomunicazione.it](http://www.ciabocomunicazione.it)