

LOMBOFIXÒ® 4.0 DORSOFIXÒ® 4.0

Corsetti semirigidi
lombari e dorso-lombari

Benvenuti nel futuro
del benessere.

NUOVA LINEA 4.0

SPINTA POSTERIORE PERSONALIZZATA
PASSANTI AUTONOMI

SOSTEGNO OTTIMALE
4 STECCHE POSTERIORI

COMFORT E VESTIBILITÀ ECCELLENTI
DESIGN ERGONOMICO

CREATA PER IL BENESSERE.

È TRASPIRANTE, ELASTICA, ADERENTE, ERGONOMICA, E TI SOSTIENE.

Abbiamo buoni motivi per parlare della nuova linea di corsetti come fosse la tua pelle.

I TIRANTI ADERENZA E CONTENZIONE

Assicurate al tessuto indipendentemente le une dalle altre, le fibbie realizzate in materiale polimerico ad alta resistenza lavorano autonomamente tra di loro per personalizzare la trazione dei tiranti, adattandola a ogni anatomia.

IL TESSUTO TRASPIRABILITÀ E DESIGN

La fibra di cotone altamente traspirante garantisce massimo benessere. La conformazione superiore del corsetto permette l'espansione naturale della cassa toracica e inoltre, grazie alla speciale sgambatura, il corsetto resta stabile e agevola la seduta. Le quattro stecche posteriori offrono un sostegno ottimale.

LA PATELLA ANTERIORE COMFORT E DISCREZIONE

La patella anteriore assicura una comoda chiusura. L'innovativo materiale interno morbido e rinforzato evita gli arricciamenti garantendo massima vestibilità sotto gli abiti e durata nel tempo.



NON C'È LIMITE AL MEGLIO.

Con LOMBOFIXÒ 4.0,
LOMBOFIXÒ 33 4.0,
DORSOFIXÒ 4.0,
la linea FGP
di corsetti semirigidi dedicati
alla regione dorso-lombare
sposta in avanti gli orizzonti
dell'innovazione.



SEMPRE DI PIÙ, SOSTENITORI DEL BENESSERE.

Spingersi sempre oltre è l'anima della ricerca FGP. E da questo spirito innovativo nasce oggi l'aggiornamento della linea di corsetti semirigidi per il trattamento delle patologie lombari e dorsolombari, e per il decorso post-operatorio.

Con LOMBOFIXÒ 4.0, LOMBOFIXÒ 33 4.0, DORSOFIXÒ 4.0 il Benessere calza a pennello. L'attenta riprogettazione modellistica ha dato origine a una linea che unisce **sostegno, contenzione** e massimo **comfort**.

Con FGP, c'è una nuova generazione a servizio del benessere.



DORSOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO DORSO-LOMBARE



CARATTERISTICHE

DorsoFIXÒ 4.0 è stabilità e vestibilità. Nel percorso riabilitativo della zona dorso-lombare, il paziente può contare sul supporto di quattro stecche automodellanti e sulla trazione ottimale dei tiranti. Le fasce elastiche di trazione sono ripensate per essere più performanti e per un miglior impatto estetico. Anche la distrazione vertebrale è ottimizzata grazie all'aggiornamento del sistema di tensionamento degli spillacci, per garantire più modulabilità durante il recupero e una immediata e più efficace riduzione del dolore. Oltre a ciò, ulteriori tiranti in materiale elastico intervengono sulla zona lombare. Il corsetto viene fornito con un set aggiuntivo di quattro stecche.

MISURE

Taglie	Ø Bacino DFD 710 Donna	Ø Bacino DFU 700 Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm



ALTEZZA POSTERIORE: donna 55 cm; uomo 55 cm

INDICAZIONI

Lombalgie e dorsolombalgie acute e croniche
Esiti fratture vertebrali
Lomboradicoliti
Ernie discali
Artrosi vertebrale
Dorso curvo
Lievi spondilolistesi
Osteoporosi con cedimenti vertebrali dorsali e lombari
Post operatorio di interventi discectomia
Esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
Laminectomie vertebrali

Codice d'ordine: DFU-700/DFD-710

LOMBOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE



CARATTERISTICHE

LomboFIXÒ 4.0 è massima efficacia, grazie alle quattro stecche lombari automodellanti e estraibili che ottimizzano il sostegno della zona lombare e ai tiranti in materiale dall'elasticità ancora migliorata, per un richiamo e una distrazione vertebrale più efficace.

LomboFIXÒ 4.0 è massimo comfort, grazie all'utilizzo di materiali traspiranti. Il suo design ergonomico è studiato per facilitare i movimenti quotidiani e garantire la stabilità della colonna.

LomboFIXÒ 4.0 è anche estetica, grazie a soluzioni gradevoli e di stile. Il corsetto viene fornito con un ulteriore set di quattro stecche. È disponibile nelle altezze posteriori di 36 e 38 cm.

INDICAZIONI

Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali; artrosi vertebrale; lievi spondilolistesi; osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari; post operatorio di interventi discectomia a livello lombare; esiti interventi di stabilizzazione vertebrale; laminectomie vertebrali.

MISURE

Taglie	Ø Bacino LFD 610 Donna	Ø Bacino LFU 600 Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

ALTEZZA POSTERIORE:

donna 38 cm
uomo 36 cm



Codice d'ordine: LFU-600/LFD-610

LOMBOFIXÒ® 33 - 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBARE



CARATTERISTICHE

LomboFIXÒ 33 - 4.0 è massima efficacia, grazie alle quattro stecche lombari automodellanti e estraibili che ottimizzano il sostegno della zona lombare e tiranti in materiale dall'elasticità ancora migliorata, per un richiamo e una distrazione vertebrale più efficace.

LomboFIXÒ 33 - 4.0 è massimo comfort, grazie all'utilizzo di materiali traspiranti. Il suo design ergonomico è studiato per facilitare i movimenti quotidiani e garantire la stabilità della colonna.

LomboFIXÒ 33 - 4.0 è anche estetica, grazie a soluzioni gradevoli e di stile. Il corsetto viene fornito con un ulteriore set di quattro stecche. È disponibile nell'altezza posteriore da 33 cm.

INDICAZIONI

Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali; artrosi vertebrale; lievi spondilolistesi; osteoporosi con cedimenti vertebrali lombari; post operatorio di interventi discectomia a livello lombare; esiti interventi di stabilizzazione vertebrale; laminectomie vertebrali

MISURE

Taglie	Ø Bacino LFD 510 Donna	Ø Bacino LFU 500 Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

ALTEZZA POSTERIORE:

donna 33 cm;
uomo 33 cm



Codice d'ordine: LFU-500/LFD-510



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Rev.0 - 09/15

www.ciabocomunicazione.it