



Catalogo
*Poltrone
Relax*



Le poltrone della Linea Mopedia by Moretti sono interamente studiate e progettate in Italia. Grazie alla meccanica con doppi attuatori, il sollevamento dello schienale e del poggia gambe avvengono separatamente, in modo da soddisfare le principali esigenze di relax e di seduta assistita.



Dispositivo medico

Tutte le poltrone della linea MOPEDIA by MORETTI sono certificate come Dispositivo Medico secondo il regolamento UE 2017/745, e testate in laboratorio di prova italiano secondo le norme EN 60601-1 e EN 60601-1-2 per la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medici.

La linea delle poltrone MOPEDIA by MORETTI sono inserite all'interno del sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute e pertanto sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi.

 NINFEA

Serie PO400



Ninfea

senza roller

Classica ed elegante.
È dotata di alette laterali e
schienale anatomico.
Offre un'esperienza relax
che coniuga massimo
comfort e giusto sostegno.

*Elegante
avvolgente,
comfortevole
raffinata*

Disponibile
nella versione

XL

Cod. PO400G-XL

 NINFEA

Serie P0401



Ninfea

con roller



Il "Roller System" è dotato di quattro ruote, azionabile tramite una leva a pedale. Questa soluzione agevola lo spostamento della poltrona, aggiungendo praticità e comfort.





La poltrona è accompagnata da un kit copri-poltrona, pratico ed elegante, che include copri schienale-seduta e copribraccioli. Questo set garantisce una protezione efficace contro sporco e usura, preservando la bellezza della poltrona nelle zone più sollecitate.

Posizione TV



Relax



Posizione lift
Metti in piedi



Grazie all'apertura della pediera e allo schienale in posizione verticale, si ottiene una posizione ottimale per la visione della TV.



Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per maggiore comfort.



Consente di alzare verticalmente la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.






Chloe

Design compatto ed essenziale, lo schienale a baionetta estraibile, riduce gli ingombri durante il trasporto.

*Essenziale e funzionale:
la poltrona che unisce stile e praticità*



Posizione TV



Grazie all'apertura della pediera, questa posizione offre una comoda visione della tv.

Relax



Grazie alla pediera a regolazione multipla e allo schienale multiposizione, offre un'esperienza relax personalizzata.

Posizione lift
Metti in piedi



La funzione di sollevamento LIFT consente di alzare la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Vertical lift



La poltrona si solleva verticalmente di circa 7 cm, rendendo più agevole sia la salita che la discesa dalla poltrona.




*Schienale estraibile
per ridurre gli ingombri*



*Disponibile
Kit Copripoltrona
come Accessorio
Optional*



L'imbottitura in
fiocco siliconato
anallergico, con
densità differenziata
nella zona lombare
e nel poggiatesta
garantisce un comfort
eccezionale.







Dafne

Dotata di schienale ergonomico a densità differenziata, offre un comfort su misura. Il cuscino con imbottitura sagomata offre un supporto ottimale alla zona lombare e cervicale.

*Ergonomia e stile,
per un'esperienza
relax su misura*



La poltrona è accompagnata da un kit copri-poltrona, pratico ed elegante, che include copri schienale-seduta e copribraccioli. Questo set garantisce una protezione efficace contro sporco e usura, preservando la bellezza della poltrona nelle zone più sollecitate.



Posizione TV



Grazie all'apertura della pediera e allo schienale in posizione verticale, si ottiene una posizione ottimale per la visione della tv.

Relax



Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per maggiore comfort.

Posizione lift Metti in piedi



Consente di alzare verticalmente la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.



Roller System *di serie*



Il "Roller System" è dotato di quattro ruote e, azionabile tramite una leva a pedale. Questa soluzione agevola lo spostamento della poltrona, aggiungendo praticità e comfort.





Agave

Linee pulite per un design compatto senza rinunciare al comfort. Agave è dotata di braccioli slanciati ed un alto schienale ergonomico con alette laterali, in grado di assicurare il massimo comfort nel minimo ingombro.

*Linee pulite per
un design compatto
senza rinunciare
al comfort*



Posizione TV



Relax



Posizione lift
Metti in piedi



Grazie all'apertura della pediera e allo schienale in posizione verticale, si ottiene una posizione ottimale per la visione della TV.



Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per maggiore comfort.



Consente di alzare verticalmente la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Roller System *di serie*



Il "Roller System" è dotato di quattro ruote e, azionabile tramite una leva a pedale. Questa soluzione agevola lo spostamento della poltrona, aggiungendo praticità e comfort.



Accessorio Optional

Un kit copri-poltrona, pratico ed elegante, che include copri schienale-seduta e copribraccioli. Questo set garantisce una protezione efficace contro sporco e usura, preservando la bellezza della poltrona nelle zone più sollecitate.



 MYRTHO

Serie P0420



Myrtho

Superfici morbide e massima accoglienza, Myrtho ridefinisce il concetto di comfort

*Eleganza
contemporanea
ed una nuova
esperienza relax*

Posizione TV



Grazie all'apertura della pediera, questa posizione offre una comoda visione della TV.

Relax




Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per maggiore comfort.



L'imbottitura in fiocco siliconato anallergico, con densità differenziata nella zona lombare e nel poggiatesta, garantisce un comfort eccezionale.

Accessori di serie



Maniglione di spinta in metallo per agevolare gli spostamenti.



Myrtho è dotata di quattro ruote piroettanti. Le due posteriori sono munite di un freno a leva.

Posizione lift - Metti in piedi



La funzione di sollevamento consente di alzare la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Braccioli ed alette laterali estraibili



Agevolano il trasferimento del paziente.



Accessori Optional



Grazie ai braccioli estraibili, la poltrona può essere utilizzata come normale seduta di un tavolo da pranzo, oppure accessoriata con tavolino mobile.



La poltrona può essere accompagnata da un kit copri-poltrona, pratico ed elegante, che include copri schienale-seduta e copribraccioli. Questo set garantisce una protezione efficace contro sporco e usura, preservando la bellezza della poltrona nelle zone più sollecitate.



Myrtho^{Class}

Superfici morbide e massima accoglienza, Myrtho ridefinisce il concetto di comfort.

*Eleganza
contemporanea
ed una nuova
esperienza relax*



Accessori di serie



L'imbottitura in fiocco siliconato anallergico, con densità differenziata nella zona lombare e nel poggiatesta, garantisce un comfort eccezionale.



Maniglione di spinta in metallo per agevolare gli spostamenti



Myrtho è dotata di quattro ruote piroettanti. Le due posteriori sono munite di un freno a leva.

Posizione TV



Grazie all'apertura della pediera, questa posizione offre una comoda visione della TV.

Relax



Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per massimo comfort.

Posizione lift Metti in piedi



La funzione di sollevamento LIFT consente di alzare la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Vertical lift




La poltrona si solleva verticalmente di circa 10 cm, rendendo più comode sia la salita che la discesa.

Funzione letto



Estensione massima della poltrona fino a 180°, offrendo il comfort di un letto tradizionale.

Braccioli ed alette laterali estraibili



Agevolano il trasferimento del paziente.

Accessori Optional



*Grazie ai braccioli estraibili,
la poltrona può essere utilizzata
come normale seduta di un tavolo
da pranzo, oppure accessoriata
con tavolino mobile.*



La poltrona può essere accompagnata da un kit copri-poltrona, pratico ed elegante, che include copri schienale-seduta e copribraccioli. Questo set garantisce una protezione efficace contro sporco e usura, preservando la bellezza della poltrona nelle zone più sollecitate.





Clyzia

Classica e multifunzione, coniuga
praticità ed eleganza

*Eleganza e praticità,
una poltrona perfetta
in ogni momento
della giornata*



Roller System *di serie*



Imbottitura in fiocco siliconato anallergico, con densità differenziata nella zona lombare e nel poggiatesta, garantendo un comfort eccezionale.



Il "Roller System" dotato di quattro ruote, azionabile tramite una leva a pedale. Questa soluzione agevola lo spostamento della poltrona, aggiungendo praticità e comfort.

Doppia pediera *di serie*



Prolungamento della pediera standard, garantisce un supporto adeguato ai talloni per un confort totale

Posizione TV



Grazie all'apertura della pediera, questa posizione offre una comoda visione della tv

Relax



Massima estensione di pediera e schienale con regolazione multipla per il massimo comfort.

Posizione lift Metti in piedi



La funzione di sollevamento LIFT consente di alzare la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Vertical lift



La poltrona si solleva verticalmente di circa 10 cm, rendendo più comode sia la salita che la discesa.

Zero Gravity



Zero Gravity permette di sollevare la parte anteriore della poltrona portando le gambe in posizione più alta rispetto al cuore, migliorando così la circolazione sanguigna e linfatica.

Funzione letto



Estensione massima della poltrona fino circa 180°, offrendo il comfort di un letto tradizionale.

Accessori Optional




La poltrona può essere accompagnata da un kit copri-poltrona, pratico ed elegante, che include copri schienale-seduta e copribraccioli. Questo set garantisce una protezione efficace contro sporco e usura, preservando la bellezza della poltrona nelle zone più sollecitate.



Grazie ai braccioli estraibili, la poltrona può essere utilizzata come normale seduta di un tavolo da pranzo, oppure accessoriata con tavolino mobile.

Braccioli estraibili



Agevolano il trasferimento del paziente.



Caratteristiche *Tecniche*



Dispositivo medico

Tutte le poltrone della linea MOPEDIA by MORETTI sono certificate come Dispositivo Medico secondo il regolamento UE 2017/745, e testate in laboratorio di prova italiano secondo le norme EN 60601-1 e EN 60601-1-2 per la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medici.

La linea delle poltrone MOPEDIA by MORETTI sono inserite all'interno del sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute e pertanto sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi.

Cod. P0400-xx Cod. P0300-xx



130 Kg

Ninfea *senza roller*

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV






Relax



Metti in piedi



Dimensioni in cm



Cod. P0400G-XL



160 Kg

Ninfea *senza roller*

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV



Relax






Metti in piedi

XL



Dimensioni in cm



Cod. P0401-xx



130 Kg

Ninfea *con roller*

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV






Relax



Metti in piedi



Dimensioni in cm



Di serie*



Copripoltrona



Piedi in PVC

Optional



Roller System
(cod. POA300)



Batteria
(cod. POA305)

Di serie*



Copripoltrona



Piedi in PVC

Optional



Batteria
(cod. POA305)

Di serie*



Roller System



Copripoltrona



Piedi in PVC

Optional



Batteria
(cod. POA305)

Tessuto *Francia Corta*



Cod. P0400R
Rosso Corallo (09)



Cod. P0400B
Blu (16)



Cod. P0400S
Sabbia (20)



Cod. P0300R
Rosso (70)



Cod. P0300B
Blu (95)

Colori

Tessuto *Francia Corta*



Cod. P0400G-XL
Grigio (205)

Colori

Tessuto *Francia Corta*



Cod. P0401R
Rosso Corallo (09)



Cod. P0401G
Grigio (205)



Cod. P0401B
Blu (16)



Cod. P0401S
Sabbia (20)



Cod. P0401T
Tortora (619)



Cod. P0401M
Terracotta (101)

Colori

Cod. PO403-xx

Chloe *senza roller*



130 Kg

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV



Relax




Metti in piedi



Vertical lift



Dimensioni in cm



Cod. PO405-xx

Dafne *con roller*



130 Kg

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Copripoltrona e copribraccioli compresi;
- Cuscino in in poliuretano sagomato rivestito con falda di ovatta di circa 6 cm;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV




Relax



Metti in piedi



Dimensioni in cm



Cod. PO410-xx

Agave *con roller*



130 Kg

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 35 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV




Relax



Metti in piedi



Dimensioni in cm



Di serie*



2 piedi
2 ruote

Optional



Copripoltrona
(cod. POA403-xx)

Tessuto
Incanto

Colori



Cod. PO403G
Grigio Perla (19)



Cod. PO403R
Rosa Antico (648)

Di serie*



Copripoltrona



Roller System



4 piedi

Optional



Batteria
(cod. POA305)

Tessuto
Incanto

Colori



Cod. PO405G
Grigio (19)



Cod. PO405T
Tortora (622)



Cod. PO405S
Sabbia (20)



Cod. PO405R
Rosa antico (648)

Di serie



Piedi



Roller System

Optional



Copripoltrona
(cod. POA407-XX)



Batteria
(cod. POA305)

Tessuto
Lux

Colori



Cod. PO410R
Rosso (14)



Cod. PO410S
Sabbia (3)



Cod. PO410B
Blu (28)

* Per le parti di ricambio rivolgersi al nostro ufficio Commerciale Italia

Cod. PO420-xx

Myrtho con ruote



130 Kg



- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida);
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- Maniglione di spinta - 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV






Relax



Metti in piedi

Dimensioni in cm



Cod. PO425-xx

Myrtho Class con ruote



130 Kg



- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno
- Tessuto idrorepellente e antimacchia
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida)
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³)
- Seduta in poliuretano espanso rivestito con 2 cm di viscoelastico
- Maniglione di spinta - 2 motori indipendenti
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca



TV



Relax



Metti in piedi







Vertical lift



Letto 180°

Dimensioni in cm



Cod. PO430-xx

Clyzia con roller



130 Kg



- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida);
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti con funzione Zero Gravity;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- Posizione cardio;



TV



Relax



Metti in piedi



Vertical lift







Letto 180°



Zero Gravity

Dimensioni in cm



Di serie*



Maniglione di spinta

Orecchie estraibili

Braccioli estraibili

4 ruote

Optional



Batteria (cod. POA305)

Tavolino (cod. POA306)

Copripoltrona (cod. POA408-xx)

Tessuto *Lux*



Cod. PO420R
Rosso (14)



Cod. PO420G
Grigio (23)



Cod. PO420S
Sabbia (3)



Cod. PO420B
Blu (28)

Colori

Di serie*



Maniglione di spinta

Orecchie estraibili

Braccioli estraibili

4 ruote

Optional



Batteria (cod. POA305)

Tavolino (cod. POA306)

Copripoltrona (cod. POA408-xx)

Tessuto *Lux*



Cod. PO425R
Rosso (14)



Cod. PO425G
Grigio (23)



Cod. PO425S
Sabbia (3)



Cod. PO425B
Blu (28)

Colori

Di serie*



Braccioli estraibili

Roller System

Zero Gravity

Doppia pediera

4 piedi

Optional



Batteria (cod. POA305)

Tavolino (cod. POA306)

Copripoltrona (cod. POA409-xx)

Tessuto *Incanto*



Cod. PO430G
Grigio (19)



Cod. PO430R
Rosa Antico (648)



Cod. PO430T
Tortora (622)

Colori

* Per le parti di ricambio rivolgersi al nostro ufficio Commerciale Italia



MORETTI S.p.A.



Tel. +39 055 962111
Fax. +39 055 9621200



www.morettispa.com
info@morettispa.com



Via Bruxelles, 3 - Loc. Meleto
52022 Cavriglia (AR) - Italy