

Ruby

Carrozzina superleggera a telaio fisso in alluminio. Telaio di nuova concezione, altamente regolabile per personalizzare al massimo la carrozzina in base alle esigenze del bambino. E' dotata di schienale abbattibile e ruote ad estrazione rapida per facilitarne il trasporto e può essere fornita con anteriore standard o abdotta. Lo schienale può essere posteriorizzato di 2 o 4 cm per variare la profondità del sedile, per alloggiare eventuali sistemi di postura senza compromettere l'assetto della carrozzina.

Aluminium ultra lightweight rigid wheelchair. The new concept frame offers a wide range of adjustments meeting most of the kid's needs. The folding down back-rest is supplied with height adjustable pushing handles and it is possible to pull it back to allow seating and positioning devices without compromising the wheelchair set-up.



Anteriore abdotta
Abducted frame



Divaricatore a fasce (optional)
Abductor belt (optional)



Minimo ingombro
Takes up less space



Antiribaltamento girevole
Revolving anti-tip device



Maniglie per accompagnatore regolabili in altezza
Height adjustable pushing handles for assistant



Bracciali regolabili in altezza
Height adjustable arm-rests

cm	1" 6"	cm	A cm	cm	cm	cm	cm	cm
24	46 50	41		26	27	A : min. 36 max. 46 B : min. 40 max. 48 misure indicative approximate measurements	media average 81	11,5 Kg con seduta seat 32x32cm
26	48 52	43	A : ~ 38	28	29			
28	50 54	45	B : ~ 78	30	31			
30	52 56	47		32	33			
32	54 58	51		34	35			
34	56 60	53		36	37			
36	58 62	55		39	41			

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

Vicair Vector



Adjuster junior vector



Misure disponibili:
Larghezza x profondità
25x25 cm
30x30 cm
35x35 cm



L'Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un'ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l'abduzione integrato anteriormente impedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza per offrire un'efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

Suggerito:

Per stabilizzare la seduta ed assicurare un'elevata azione antidecubito.

Colori

TELE *Fabrics*

A B C D E F

A - Arancio

B - Rosso

C - Verde

D - Azzurro

E - Bluette

F - Nero



A - Orange

B - Red

C - Green

D - Light blue

E - Cornflower blue

F - Black



Set Anodizzati
Anodized Set

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver



Colori

COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico) NEW TITANIUM FRAME COLOURS (electrochemical treatment)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium