

VEGA VEGA.E

Carrozzina superleggera pieghevole, altamente personalizzabile, progettata per persone dallo stile di vita dinamico ed attivo. L'ampia scelta di colori e la vasta gamma di accessori che l'arricchiscono, combinati con eleganza della linea, comfort ed agilità, fanno della Vega uno dei modelli più apprezzati della sua categoria.

An ultra lightweight foldable wheelchair, which can meet all the user needs, designed for people with a dynamic and active lifestyle. The huge choice of colours and wide range of accessories combined with the smart look, comfort and flexibility make Vega one of the most appreciated models in its category.

CARATTERISTICHE:

- Telaio pieghevole in alluminio.
- Doppia crociera in titanio.
- Schienale leggermente imbottito e tensionabile.
- Pedane fisse (solo VEGA) o estraibili con predellini in profilo di alluminio, regolabili in inclinazione.
- VEGA disponibile con PEDANA FISSA o ESTRAIBILE (disegno A).
- VEGA.E disponibile solo con PEDANA ESTRAIBILE (disegno B).
- Su richiesta monoguida.
- Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

FEATURES:


- Aluminium folding frame.
- Titanium double cross bar.
- Tension adjustable and slightly padded back-rest.
- Detachable or fixed foot-rest with aluminium tilt adjustable foot-plates.
- Single drive on request.
- Wide choice of configurations and frame colours.




VEGA



VEGA.E



A



B

Vega - pedana estraibile (disegno A)
Vega - detachable foot-rest (drawing A)

Vega.E - pedana estraibile (disegno B)
Vega.E - detachable foot-rest (drawing B)



21
Grigio metallizzato
Metallic grey



14
Bianco perlato
Pearl white



6
Blu metallizzato
Metallic blu



33
Rosso perlato
Pearl red

ULTRA LIGHT



Pedane estraibili.
Detachable foot-rests.



Pedana automatica in carbonio (solo Vega).
Carbon automatic closure foot-rest (Vega only).



Ruotine per passaggi stretti.
Small wheels for narrow passages.



Tela schienale imbottita, regolabile in altezza e che, grazie alle fasce tensionabili, permette di trovare la giusta curvatura fisiologica della lordosi.
Padded backrest cover, height adjustable with adjustable bands to give the right physiological support to the back.

34	36	52	54	34	36	29	31	A : da 38 a 50 B : da 42 a 54	VEGA 90-93	26	12,7 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
38	40	56	58	38	40	33	35				
42	44	60	62	42	44	37	39				
46	48	64		46	48	41	43				
				50		45	47				
						49			VEGA,E senza pedane (without foot-rest) 74-77		

CUSCINI E SCHIENALI




ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo.

Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.



The best in body support

 Distributore esclusivo per l'Italia



IL PRINCIPIO DI VICAIR

Il principio Vicair si basa sulla tecnologia esclusiva Vicair che offre al paziente una combinazione unica di elevate prestazioni per la distribuzione della pressione e realizzazione della postura ottimale oltre a mantenere la più elevata protezione della pelle. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Amsterdam ed è stata premiata con il Grand Prix del 'Salone delle Invenzioni' di Ginevra-Svizzera. Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d'aria SmartCells™. Queste celle flessibili sviluppano un basso livello di attrito mentre sono in contatto una con l'altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e creando una eccellente distribuzione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, settori posizionati strategicamente per garantire confort, adattabilità e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura e la massima funzionalità per ogni paziente. Il Sistema Posturale Vicair è sempre pronto per l'uso, sicuro, durevole e richiede una bassa manutenzione.

Schienali Posturali



VICAIR ACADEMY STRAP BACK



VICAIR LIBERTY BACK SYSTEM



VICAIR MULTIFUNCTIONAL



VICAIR ACADEMY ANATOMIC

Cuscini Posturali



LINEA VICAIR

La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Active



Academy Vector O2



Academy Vector
Disponibile anche junior



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Butterfly



Academy Positioner



Liberty Basic



Stabilizzatore pelvico

COLORI

COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 44 Nero opaco
Mat black
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple
- 30 Verde smeraldo
Emerald green
- 42 Verde fluo
Fluo green
- 43 Arancio fluo
Fluo orange

COLORI PER TELAI IN TITANIO TITANIUM FRAME COLOURS



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium

NOTA: i colori in stampa possono differire dalla realtà



SET ANODIZZATI
ANODIZED SET



Set anodizzato: cerchi ruota*, mozzi* e forcelle anteriori.

Disponibile nei colori: (A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde lime, (F) argento.

*Solo ruote Light.

Anodized set: wheel rims*, hubs* and front forks.

Available on: (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen light purple, (D) orange, (E) lime green, (F) silver.

*Light wheels only.





TELE NYLON NYLON FABRIC



Arancio
Orange

Rosso
Red

Verde
Green

Azzurro
Light Blue

Bluette
Cornflower blue

Nero
Black

TELE TRASPIRANTI BREATHABLE FABRIC



Trama tessuto traspirante
Weave of breathable fabric



Rosso
Red

Grigio
Grey

Verde Dry
Dry Green

Nero
Black

JACQUARD

JACQUARD



LIMITED EDITION

JACQUARD

COLOUR YOUR LIFE





LONDON CAR LINE



Pochette



Porta Ipad
Ipad sleeve



Telo schienale
Back-rest upholstery



Guardia Londra
London Guard



Inghilterra
England



Auto Londra
London Car



Fumetti
Comics



Moda
Fashion



Cuori
Hearts



Auto Parigi
Paris Car



Moto Parigi
Paris Motorcycle



Cinema
Cinema