

ALTHEA



Nuova carrozzina leggera in alluminio, a struttura pieghevole. La nuova regolazione in profondità arricchisce la sua già numerosa gamma di accessori e configurazioni: caratteristica vincente di ogni carrozzina OFFCARR. E' fornita di serie con doppia crociera dotata del nuovo sistema che ne facilita l'apertura e la chiusura.

CARATTERISTICHE:

- Telaio pieghevole in alluminio.
- Telaio regolabile in profondità di 6 cm.
- Doppia crociera.
- Pedana fissa o estraibile.
- Tela sedile tensionabile.
- Braccioli ribaltabili ed estraibili.
- Regolazione della forcella anteriore.
- Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

New folding lightweight wheelchair in aluminium.

The new depth adjustment expands its large range of accessories: winning feature of each OFFCARR wheelchair. Supplied on standard version with double cross bar and with the new system to easily open and close the wheelchair.

FEATURES:

- Folding frame in aluminium.
- Depth adjustable frame up to 6 cm.
- Double cross bar.
- Detachable or not detachable foot-rest.
- Tension adjustable back-rest upholstery.
- Detachable and tip-up arm-rests.
- Front fork adjustment system.
- Wide choice of configurations and frame colours.



1 Bracciolo sport.
Sport arm-rest.



2 Bracciolo a "U".
"U" shaped arm-rest.



3 Bracciolo desk.
Desk arm-rest.



4 Bracciolo a "U" regola-
bile in altezza(optional).
"U" height adj. arm-rest
(optional).



5 Bracciolo desk regolabile
in altezza(optional).
Desk height adj. arm-rest
(optional).



6 Bracciolo sport regolabile
in altezza(optional).
Sport height adj.
arm-rest (optional).



COLORI TELAIO / FRAME COLOURS (SUGGERITI / SUGGESTED)

 Grigio metallizzato
Metallic grey

 Blu metallizzato
Metallic blue


 Rosso perlato
Pearl red










Pedane estraibili girevoli all'interno ed esterno.
Detachable foot-rest rotating inside and outside.



Telo sedile regolabile in profondità.
Depth adj. seat upholstery.



Regolazione telaio in profondità.
Depth frame adjustment.

							
34 36	53 55	36 38	29 31	A : da 38 a 52	pedane fisse: (fixed foot-rest) 90	32 misure indicative approximate measurements	15 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
38 40	57 59	40 42	33 35	B : da 42 a 54	pedane estraibili: (detachable foot-rest) 101		
42 44	61 63	44 46	37 39	misure indicative approximate measurements	senza pedana: (without foot rest) 75		
46 48	65 67	48 50	41 43				
50 52	69 71		45 47				
54 56	73 75		49 51				

Portata massima 150 Kg / Max user weight 150 Kg

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base. / The photos could not show standard version products.

CRASH
TESTED



CUSCINI E SCHIENALI




ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di utilizzo.

Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aeronautico, numerose opzioni di attacco ed un'ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.



The best in body support

OFFICAIR Distributore esclusivo per l'Italia



IL PRINCIPIO DI VICAIR

Il principio Vicair si basa sulla tecnologia esclusiva Vicair che offre al paziente una combinazione unica di elevate prestazioni per la distribuzione della pressione e realizzazione della postura ottimale oltre a mantenere la più elevata protezione della pelle. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Amsterdam ed è stata premiata con il Grand Prix del 'Salone delle Invenzioni' di Ginevra-Svizzera. Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d'aria SmartCells™. Queste celle flessibili sviluppano un basso livello di attrito mentre sono in contatto una con l'altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e creando una eccellente distribuzione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, settori posizionati strategicamente per garantire confort, adattabilità e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura e la massima funzionalità per ogni paziente. Il Sistema Posturale Vicair è sempre pronto per l'uso, sicuro, durevole e richiede una bassa manutenzione.

Schienali Posturali



VICAIR ACADEMY STRAP BACK



VICAIR LIBERTY BACK SYSTEM



VICAIR MULTIFUNCTIONAL



VICAIR ACADEMY ANATOMIC

Cuscini Posturali



LINEA VICAIR

La linea Vicair Academy, dall'innovativo ed esclusivo sistema "Vicair SmartCells", consente un'efficace azione antidecubito combinata ad un'elevata stabilità posturale.



Academy Active



Academy Vector O2



Academy Vector
Disponibile anche junior



Academy Adjuster



Academy Allrounder



Academy Butterfly



Academy Positioner



Liberty Basic



Stabilizzatore pelvico

COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 44 Nero opaco
Mat black
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple
- 30 Verde smeraldo
Emerald green
- 42 Verde fluo
Fluo green
- 43 Arancio fluo
Fluo orange

COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO TITANIUM FRAME COLOURS



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium

NOTA: i colori in stampa possono differire dalla realtà

SET ANODIZZATI ANODIZED SET



Set anodizzato: cerchi ruota*, mozzi* e forcelle anteriori.

Disponibile nei colori: (A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde lime, (F) argento.

*Solo ruote Light.

Anodized set: wheel rims*, hubs* and front forks.

Available on: (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen light purple, (D) orange, (E) lime green, (F) silver.

*Light wheels only.



TELE NYLON NYLON FABRIC



Arancio
Orange

Rosso
Red

Verde
Green

Azzurro
Light Blue

Bluette
Cornflower blue

Nero
Black

TELE TRASPIRANTI BREATHABLE FABRIC



Trama tessuto traspirante
Weave of breathable fabric



Rosso
Red

Grigio
Grey

Verde Dry
Dry Green

Nero
Black