

MIZAR

MIZAR è una carrozzina standard-leggera, pieghevole, con telaio in alluminio. E' disponibile ora nella versione con ruote da transito.

MIZAR is a foldable lightweight wheelchair in aluminium. Now it is available with transit wheels.

Garanzia del telaio 3 anni

3 year frame warranty



CE



- 1 Bracciolo ribaltabile ed estraibile
Detachable and tip-up arm-rest
- 2 Bracciolo regolabile in altezza, ribaltabile ed estraibile
Height adjustable, tip-up and detachable arm-rest
- 3 Pedane elevabili estraibili
Elevating and detachable foot-rests

MIZAR RUOTE POSTERIORI DA 12" MIZAR - 12" REAR WHEELS

40	53	38	37	A: 47 cm	92	25	13,8 Kg con seduta (with seat) 40 x 40 cm
42	55	40	39	B: 50 cm			
44	57	42	41				
46	59	44	43				
48	61						



OFF CARR

Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) - Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com
e-mail: offcarr@offcarr.com

L'ESIMITRO Edizione 2012 - L'azienda si riserva di apportare modifiche e miglioramenti senza preavviso. - L'ESIMITRO Edizione 2012 - The company reserves the right to change or improve the products without giving notice.

OFF

CARR

Per Due

CARROZZINE DA TRANSITO



AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 13485:2004

SIRIO - MIZAR

SIRIO

SIRIO è una carrozzina leggera, pieghevole e compatta. E' indicata per un'utenza non autonoma nella spinta. Unisce requisiti di sicurezza e maneggevolezza ad un'ampia gamma di accessori per un'eccellente personalizzazione dell' ausilio.

A lightweight, foldable, compact and highly versatile wheelchair designed for users who cannot push on their own. It combines safety and handling features with a wide range of accessories so the wheelchair can be tailored to the user's needs.



CE

SIRIO RUOTE POSTERIORI DA 12" SIRIO - 12" REAR WHEELS

cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
34	36	48	50	36	38	29	31
38	40	52	54	40	42	33	35
42	44	56	58	44	46	37	39
46	48	60	62	48	50	41	43
50	52	64	66			45	47
54	56	68	70			49	51

A : da 44 a 48	76	29	14,5 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
B : da 44 a 54			

1a



1b



2a



2b




3a



4a



a = 79°
C = 16 cm



a = 74°
C = 21 cm

(misure indicative approx. measurements)

4b



3b



1a Tavolino in plastica con due attacchi
Plastic table with double fastenings

1b Tavolino in plastica con un attacco ribaltabile
Tip-up plastic table with single fastening

2a Portastampella doppio
Double crutch holder

2b Portastampella singolo dx e/o sx
Right and/or left single crutch holder

3a Portaferlo con attacco laterale
IV bar and poles with lateral side fastening

3b Portaferlo con attacco posteriore
IV bar and poles with rear side fastening

4a Pedana estraibile a 79°
Foot-rest angle: 79°

4b Pedana estraibile a 74°
Foot-rest angle: 74°



new

Ideale per l'uso in esterno

Excellent for outdoor use

SIRIO RUOTE POSTERIORI DA 20" SIRIO - 20" REAR WHEELS

cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
34	36	52	54	36	38	29	31
38	40	56	58	40	42	33	35
42	44	60	62	44	46	37	39
46	48	64	66	48	50	41	43
50	52	68	70			45	47
54	56	72	74			49	51

A : da 44 a 48	C : 94	30	14,9 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
B : da 44 a 50			

SIRIO si può personalizzare per rispondere a tutte le necessità dell'utilizzatore con:
- Schienale reclinabile
- Pedane elevabili
- Diversi modelli di poggiatesta
- Spinte per il tronco
- Etc.

SIRIO can be completely tailored to the user's needs with:
- Reclining back-rest
- Elevating foot-rests
- Different model of head-rest
- Trunk supports
- Etc.

1 Spinta laterale e barra tenditrice per schienale
Trunk support and back-rest stretching bar

2 Pedane elevabili
Elevating foot-rests

3 Schienale reclinabile da 90° a 150°
Reclining back-rest from 90° to 150°



Garanzia del telaio 3 anni

3 year frame warranty

