

Dalla sinergia tra due innovatori nasce

RUOTINO²

Prestazioni e
versatilità per
soddisfare ogni
esigenza

enjoy



RETROMARCIA

WALKING
CONTROL

LUCE ANTERIORE

PARAFANGO
IN CARBONIO

CAVALLETTI
(compatibile solo
con pinze universali)

RUOTINO² ENJOY è leggero, poco ingombrante, facile da applicare e da sganciare in completa autonomia. L'attacco può essere universale a pinza o personalizzato. Si possono percorrere tranquillamente terreni sterrati e pavè. Supera con facilità pendenze impegnative ed il raggio di sterzata è ridotto per muoversi facilmente in ambienti ristretti.

Il nuovo attacco, con comando sul manubrio, rapido e semplice da utilizzare, la retromarcia e il walking control lo rendono perfetto per qualsiasi momento di svago. La ruota da 12" e il peso ridotto facilitano il trasporto e l'autonomia d'uso.

Può essere dotato, su richiesta, di acceleratore a pollice, specchietto retrovisore, biga e altri utili accessori

Disponibile anche con manubrio ampiamente personalizzabile per tetraplegici.



Velocità	Autonomia (per ciclo di ricarica)	Dimensione ruota	Peso totale (senza batteria)	Sistema frenante	Batteria al litio	Motore
Selezione a 5 livelli	45 km	12" pneumatica	da 12 kg	Doppio freno a disco	36 Volt 11,6 A	250W

 **CARR**[®]

in collaborazione con:



Dalla sinergia tra due innovatori nasce

RUOTINO²

Più potenza
più controllo
più possibilità

XTR



LUCE ANTERIORE

RETROMARCIA

CRUISE
CONTROL

PARAFANGO
IN CARBONIO

CAVALLETTI
(compatibile solo
con pinze universali)

RUOTINO² XTR è il modo pratico, sicuro e divertente per spostarsi in autonomia anche sui terreni più difficili. Il suo motore da 500 W con frenata rigenerativa e retromarcia lo rendono perfetto anche per le giornate più lunghe e le strade più ripide.

Il nuovo attacco, con comando sul manubrio, è semplice e rapido da utilizzare e il nuovo ciclocomputer ha più funzionalità. Un pulsante accende il faro, un altro aziona il cruise control. RUOTINO² XTR diventerà il vostro miglior compagno d'avventure.

Può essere dotato, su richiesta, di acceleratore a pollice, specchietto retrovisore, biga e altri utili accessori.

Disponibile anche con manubrio ampiamente personalizzabile per tetraplegici.



Velocità	Autonomia (per ciclo di ricarica)	Dimensione Ruota	Peso totale (senza batteria)	Sistema frenante	Batteria al litio	Motore
Selezione a 5 livelli	40 km	12" pneumatica	da 14 kg	Doppio freno a disco	48 Volt 11,6 A	500W

 **CARR**[®]

in collaborazione con:

