

Ritrova la tua autonomia Libera il tuo desiderio di guidare



NUOVA GAMMA SCOOTER ARDEA MOBILITY 2022 BY MORETTI



Con la gioia
dell'autonomia.
**Muovi la tua
voglia di
guidare.**



MARDEA **mobility 200**

CE



MOTORE

270W



VELOCITÀ MAX

6 KM/H



AUTONOMIA

> 11 KM



PORTATA MAX

113 KG



BATTERIA

12V 2X12AH

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione larghezza braccioli



Sedile girevole e schienale abbattibile

Immagini a scopo illustrativo



Presa per alimentazione



Scooter smontato

Specifiche prodotto

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata	123 cm
Massima pendenza stimata superabile*	12° - 21%
Gradino max	5 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	2Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Electronica Controller	PG S-45A
Freno	Elettromeccanico

* Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - Per gli accessori consultare le pagine del catalogo



Segui il tuo cuore.
**Trova
il perfetto
compagno
di viaggio.**



MARDEA **bility 210**

CE



Completo di
specchietti retrovisori



MOTORE

350W



VELOCITÀ MAX

6 KM/H



AUTONOMIA

>21 KM



PORTATA MAX

149 KG



BATTERIA

12V 2X22AH



USCITA

USB

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione larghezza braccioli



Sedile girevole e ribaltabile



Sospensioni anteriori e posteriori

Immagini a scopo illustrativo



Specchietti retrovisori



Presa per alimentazione e porta USB



Kit luci anteriori LED



Scooter smontato



Specifiche prodotto

PRESTAZIONI


Raggio di sterzata	127 cm
Massima pendenza stimata superabile*	12° - 21%
Gradino max	8 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	3Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller	PG S-70A
Freno	Elettromeccanico

* Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - Per gli accessori consultare le pagine del catalogo

Lasciati trasportare.
**Segui la tua
onda rock.**



MARDEA **ability 220**

CE



Completo di
specchietti retrovisori



MOTORE
600W*



VELOCITÀ MAX
10 KM/H



AUTONOMIA
>34 KM



PORTATA MAX
158 KG



BATTERIA
12V 2X50AH



USCITA
USB

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione larghezza braccioli



Regolazione inclinazione braccioli



Sedile girevole, ribaltabile e regolabile in profondità

immagini a scopo illustrativo



Cruscotto e specchietti retrovisori (non illustrati)




Selettore modalità di guida, presa per alimentazione e porta USB



Kit luci anteriori con indicatori di direzione LED



Kit luci posteriori con indicatori di direzione LED



Sospensioni anteriori e posteriori

Specifiche prodotto

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata	140 cm
Massima pendenza stimata superabile**	12° - 21%
Gradino max	10 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	5Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller	PG S-90A
Freno	Elettromeccanico

* 4 poli ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - **Per gli accessori consultare le pagine del catalogo**



Personalità e stile.
**Una sterzata
di energia.**



MARDEA **mobility 230**

CE



Completo di
specchietti retrovisori



MOTORE
800W*



VELOCITÀ MAX
13 KM/H



AUTONOMIA
>36 KM



PORTATA MAX
158 KG



BATTERIA
12V 2X50AH



USCITA
USB

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione larghezza braccioli



Regolazione inclinazione braccioli



Sedile girevole, ribaltabile e regolabile in profondità

immagini a scopo illustrativo



Specchietti retrovisori e cruscotto



Selettore modalità di guida, presa per alimentazione e porta USB



Kit luci anteriori con indicatori di direzione LED



Kit luci posteriori con indicatori di direzione LED



Sospensioni anteriori e posteriori

Specifiche prodotto

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata	149 cm
Massima pendenza stimata superabile**	12° - 21%
Gradino max	12 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller	PG S-120A
Freno	Elettromeccanico e di stazionamento

* 4 poli ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - **Per gli accessori consultare le pagine del catalogo**



Dai voce alla tua
voglia di viaggiare.
**Rimettiti
al volante!**



MARDEA **bility** 240

CE



Completo di
specchietti retrovisori



MOTORE
1100W*



VELOCITÀ MAX
15 KM/H



AUTONOMIA
>49 KM



PORTATA MAX
180 KG



BATTERIA
12V 2X75AH



USCITA
USB

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione larghezza braccioli



Regolazione inclinazione braccioli



Sedile girevole, ribaltabile e regolabile in profondità

immagini a scopo illustrativo



Specchietti retrovisori



Selettore modalità di guida, presa per alimentazione e porta USB



Kit luci anteriori con indicatori di direzione LED



Kit luci posteriori con indicatori di direzione LED



Sospensioni anteriori e posteriori

Specifiche prodotto

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata	140 cm
Massima pendenza stimata superabile**	12° - 21%
Gradino max	12 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller	PG S-140A
Freno	Elettromeccanico e di stazionamento

* 4 poli ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - **Per gli accessori consultare le pagine del catalogo**



Cambia musica.
**Fai strada
al tuo stile.**



MARDEA **mobility 250**

CE



Completo di
specchietti retrovisori



MOTORE
1650W*



VELOCITÀ MAX
15 KM/H



AUTONOMIA
>45 KM



PORTATA MAX
203 KG



BATTERIA
12V 2X100AH



USCITA
USB

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione inclinazione manubrio



Regolazione larghezza braccioli



Regolazione inclinazione braccioli



Sedile girevole, ribaltabile e regolabile in profondità

Immagini a scopo illustrativo



Cruscotto LCD e specchietti retrovisori (non illustrati)



Selettore modalità di guida, presa per alimentazione e porta USB



Kit luci anteriori con indicatori di direzione LED



Kit luci posteriori con indicatori di direzione LED



Sospensioni anteriori e posteriori

Specifiche prodotto

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata	175 cm
Massima pendenza stimata superabile**	12° - 21%
Gradino max	12 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller	PG S-200A
Freno	Elettromeccanico e di stazionamento

* 4 poli ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - **Per gli accessori consultare le pagine del catalogo**



Meglio del cinema.
**Farai viaggi
incredibili.**



MARDEA **mobility 260**

CE



Completo di
specchietti retrovisori



MOTORE
1650W*



VELOCITÀ MAX
15 KM/H



AUTONOMIA
>54 KM



PORTATA MAX
203 KG



BATTERIA
12V 2X120AH



USCITA
USB

Dettagli prodotto



Regolazione inclinazione sterzo



Regolazione inclinazione manubrio



Regolazione larghezza braccioli



Regolazione inclinazione braccioli



Sedile girevole, ribaltabile e regolabile in profondità



Specchietti retrovisori e cruscotto con schermo LCD e selettore modalità di guida



Presa per alimentazione e porta USB



Kit luci anteriori con indicatori di direzione LED



Kit luci posteriori con indicatori di direzione LED



Tettuccio removibile di serie



Sospensioni anteriori e posteriori

Immagini a scopo illustrativo



Specifiche prodotto

PRESTAZIONI

Raggio di sterzata	166 cm
Massima pendenza stimata superabile**	12° - 21%
Gradino max	12 cm

DATI TECNICI

Tipo caricabatteria	8Amp, Off Board, 220V, 50HZ
Elettronica Controller	PG S-200A
Freno	Elettromeccanico e di stazionamento

* 4 poli ** Il termine pendenza stimata (rated slope) è definito nella norma EN 12184:2014 - **Per gli accessori consultare le pagine del catalogo**



NUOVA GAMMA SCOOTER ARDEA MOBILITY 2022 BY MORETTI



www.morettispa.com

