




Cuscini e posizionatori

Una gamma completa, a sostegno
di una corretta postura.

opera sinfonia



I cuscini posizionatori costituiscono un valido alleato al mantenimento di una postura corretta, a **beneficio del nostro benessere quotidiano** e della qualità del nostro riposo.

CHE COS'È UN CUSCINO POSIZIONATORE?

UN CUSCINO POSIZIONATORE È UN CUSCINO SPECIFICAMENTE PENSATO PER SOSTENERE UNA O PIÙ PARTI DEL NOSTRO CORPO, CONSENTENDO IL MANTENIMENTO DI UNA CORRETTA POSTURA IN STATO DI VEGLIA O RIPOSO.

Mediante il ricorso ad un cuscino posizionatore è ad esempio possibile alleviare la zona lombare, migliorare la circolazione degli arti inferiori, permettere un corretto allineamento tra bacino, ginocchia e colonna vertebrale o tra collo, spalle e zona lombare.

Cuscino gambe-ginocchia sagomato

SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLE GAMBE

fornendo un allineamento ideale per bacino - ginocchia - colonna vertebrale migliorando sia la postura che la circolazione sanguigna durante il sonno. Allevia la pressione sulla parte bassa della schiena e si adatta comodamente alle curve delle gambe. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST382

L: 27 cm P: 12 cm H: 28 cm

MATERIALE

Interno:

Memory Foam stampata

Rivestimento:

100% poliestere



DIMENSIONE

ST381

L: 24,5 cm P: 20 cm H: 15/9 cm

MATERIALE

Interno:

Memory Foam sagomata

Rivestimento:

100% poliestere



Cuscino gambe-ginocchia

SI ADATTA PERFETTAMENTE ALLE GAMBE

fornendo un allineamento ideale per bacino - ginocchia - colonna vertebrale migliorando sia la postura che la circolazione sanguigna durante il sonno.

Allevia la pressione sulla parte bassa della schiena e si adatta comodamente alle curve delle gambe.

Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.





Mezzi cilindri

IDEALI PER DARE SOLLIEVO ALLE GAMBE, MIGLIORARE IL SONNO E LA CIRCOLAZIONE.

Favoriscono l'allineamento della schiena. Ottimi come sostegno lombare per una comoda postura della seduta. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST350S L: 35 cm P: 20 cm H: 10 cm
ST350L L: 50 cm P: 20 cm H: 10 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano
Rivestimento: 100% poliestere



DIMENSIONE

ST352 L: 63 cm H: Ø 11,5 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano espanso
Rivestimento: 100% poliestere



Cilindro Twist

MASSIMA ADATTABILITÀ GRAZIE ALL'ANIMA IN PLASTICA.

Ideale per dare sollievo alle gambe, migliorare il sonno e la circolazione. Favorisce l'allineamento della schiena. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.

Posizionatore semicilindrico

IDEALE PER DARE SOLLIEVO ALLE GAMBE, MIGLIORARE IL SONNO E LA CIRCOLAZIONE.

Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST383-1

L: 50 cm P: 24,5 cm H: 9,5 cm

Rivestimento in spalmato di poliuretano

A ritardo di fiamma, traspirante, impermeabile, bielastico, atossico, anallergico.

MATERIALE

Interno: poliuretano tagliato D28
Rivestimento: 100% poliuretano

DIMENSIONE

ST383-2

L: 50 cm P: 24,5 cm H: 9,5 cm

Rivestimento in poliester

MATERIALE

Interno: poliuretano tagliato D28
Rivestimento: 100% poliester



Posizionatore per gambe e per schiena

A DOPPIA ONDA ERGONOMICO.

Favorisce una migliore circolazione sanguigna degli arti inferiori. Ideale per il rilassamento degli arti post trauma e in tutti quei casi che richiedono l'elevazione rispetto al busto, gambe affaticate e/o gonfie, dolori alle gambe, problemi di circolazione, pre e post gravidanza, flebiti, crampi ai polpacci. Ideale per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST386-1

L: 67 cm P: 54 cm H: 20 cm

Rivestimento in spalmato di poliuretano

A ritardo di fiamma, traspirante, impermeabile, bielastico, atossico, anallergico.

MATERIALE

Interno: base in poliuretano tagliato, parte superiore 2 cm memory foam

Rivestimento: 100% poliuretano



DIMENSIONE

ST386-2

L: 67 cm P: 54 cm H: 20 cm

Rivestimento in poliesteri

MATERIALE

Interno: base in poliuretano tagliato, parte superiore 2 cm memory foam

Rivestimento: 100% poliesteri

Posizionatore per gambe e per schiena

ERGONOMICO MULTIFUNZIONE.

Versatile adatto ad essere utilizzato in molte combinazioni diverse. Ideale per il rilassamento degli arti post trauma e in tutti quei casi che richiedono l'elevazione rispetto al busto, gambe affaticate e/o gonfie, dolori alle gambe, problemi di circolazione, pre e post gravidanza, flebiti, crampi ai polpacci. Ideale per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST387-1

L: 50 cm P: 61 cm H: 1/27 cm

Rivestimento in spalmato di poliuretano

A ritardo di fiamma, traspirante, impermeabile, bielastico, atossico, anallergico.

MATERIALE

Interno: poliuretano tagliato D36
Rivestimento: 100% poliuretano



DIMENSIONE

ST387-2

L: 50 cm P: 61 cm H: 1/27 cm

Rivestimento in poliester

MATERIALE


Interno: poliuretano tagliato D36
Rivestimento: 100% poliester



Schienale ortopedico multiuso

PER LEGGERE, MANGIARE E GUARDARE LA TV
COMODAMENTE DA LETTO.

Indicato per soggetti costretti a letto per lunghi periodi, durante l'allattamento e per anziani. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST388-1

L: 60 cm P: 60 cm H: 45 cm

Rivestimento in spalmato di poliuretano

A ritardo di fiamma, traspirante, impermeabile, bielastico, atossico, anallergico.

MATERIALE

Interno: poliuretano tagliato D27

Rivestimento: 100% poliuretano

DIMENSIONE

ST388-2

L: 60 cm P: 60 cm H: 45 cm

Rivestimento in poliesteri

MATERIALE

Interno: poliuretano tagliato D27

Rivestimento: 100% poliesteri

**DIMENSIONE****ST385-1**

L: 60 cm P: 25 cm H: 20 cm

Rivestimento in spalmato di poliuretano

A ritardo di fiamma, traspirante, impermeabile, bielastico, atossico, anallergico.

MATERIALE

Interno: poliuretano tagliato D36

Rivestimento: 100% poliuretano

**DIMENSIONE****ST385-2**

L: 60 cm P: 25 cm H: 20 cm

Rivestimento in poliester**MATERIALE**

Interno: poliuretano tagliato D36

Rivestimento: 100% poliester



Posizionatore ergonomico triangolare

IDEALE PER IL POSIZIONAMENTO LATERALE DEL CORPO DURANTE IL SONNO.

Indicato per decorsi post-operatori, per assistenza medica domiciliare o fisioterapia. Ideale per evitare il rotolamento durante il sonno. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°

Supporto lombare

IDEALE PER VIAGGIARE O LAVORARE.

Si utilizza tra lo schienale della seduta e la zona lombare per dare supporto alla schiena e contribuire a mantenere una corretta postura. Utile per ridurre il mal di schiena quando si sta seduti o alla guida per un lungo periodo. Completo di cinturino regolabile. Sfoderabile.



DIMENSIONE

ST346

L: 33 cm P: 35 cm H: 9/3 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliestere



DIMENSIONE

ST340

L: 44 cm P: 44 cm H: 4 cm

MATERIALE

Interno: 100% cotone

Rivestimento: 100% poliestere

Cuscino girevole

PER AIUTARE LE PERSONE CON DIFFICOLTÀ NEL MUOVERE LE GAMBE.

Per scendere dall'auto, dal proprio letto o alzarsi dalla sedia. Base antiscivolo, seduta imbottita, ruotante su supporto rigido interno riducendo lo sforzo da parte di chi lo utilizza.



Cuscino antiprostata

FORMA ANATOMICA CON FORO.

Indicato per lungodegenti, decorsi post-operatori, automobilisti e persone sedentarie come ausilio di prevenzione della prostata e per i casi dove è consigliato un cuscino con opportune scariche ischiatiche. Utilizzabile su qualunque superficie piana. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 30°.



DIMENSIONE

ST355

L: 44 cm P: 37,5 cm H: 7,5 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliestere



DIMENSIONE

ST356

L: 42 cm P: 38,5 cm H: 2,5/8,5 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliestere

Cuscino anatomico

FORMA ANATOMICA CON FORO.

Indicato per lungodegenti, decorsi post-operatori, automobilisti e persone sedentarie. Ideale per i casi dove è consigliato un cuscino con opportune scariche ischiatiche. Forma anatomica con foro. Utilizzabile su qualunque superficie piana. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 30°.



Cuscino a cuneo

MIGLIORA IL CONFORT DURANTE LA SEDUTA.

La forma particolare a cuneo spinge il bacino in avanti favorendo la distribuzione uniforme del peso su tutta la superficie di seduta. Contribuisce a mantenere la curva naturale della colonna così da ottenere un a posizione di seduta più confortevole tale da contribuire a ridurre fatica e stress. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 30°.



DIMENSIONE

ST345

L: 41 cm P: 41 cm H: 7,5/3 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliestere



DIMENSIONE

ST336

L: 41 cm P: 51 cm H: 8 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliestere



Cuscino a ferro di cavallo

INDICATO PER DARE SOLLIEVO, PER DECORSI POST-OPERATORI, PIAGHE DA DECUBITO, EMORROIDI E PROSTATA.

Utilizzabile su qualunque superficie piana e adatto a lunghi viaggi in auto. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 30°.

Cuscino rotondo

INDICATO PER DARE SOLLIEVO, PER DECORSI POST-OPERATORI, PIAGHE DA DECUBITO, EMORROIDI E PROSTATA.

Utilizzabile su qualunque superficie piana e adatto a lunghi viaggi in auto. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 30°.



DIMENSIONE

ST332-44 L: ø 44 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliuretano



DIMENSIONE

ST335-41 L: 41 cm P: 32 cm H: 8 cm

ST335-48 L: 48 cm P: 38 cm H: 8 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliuretano

Cuscino ovale

INDICATO PER DARE SOLLIEVO, PER DECORSI POST-OPERATORI, PIAGHE DA DECUBITO, EMORROIDI E PROSTATA.

Utilizzabile su qualunque superficie piana e adatto a lunghi viaggi in auto. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 30°.

Cuscino cervicale da viaggio

SOSTEGNO PER IL COLLO.

Grazie alla forma rotonda fornisce un sostegno supplementare al collo. Ideale in presenza di patologie cervicali neurologiche, procura sollievo alle tensioni muscolari della zona cervicale. Ideale in auto, aereo, treno, ma anche in poltrona. Rivestimento asportabile e lavabile a mano a 40°.



DIMENSIONE

ST343

L: 30 cm P: 35 cm H: 9 cm

MATERIALE

Interno: poliuretano stampato

Rivestimento: 100% poliestere



DIMENSIONE

ST380

L: 36 cm P: 27 cm H: 10 cm

MATERIALE

Interno: 100% polyfoam - 110 g






















Rivestimento: 100% poliestere





Cuscino cervicale da viaggio

COMODO SOSTEGNO 2 IN 1.

Grazie alla sua morbidezza si adatta perfettamente al collo. Da collare si trasforma in cilindro. Ideale in auto, aereo, treno, ma anche in poltrona. Lavabile a mano a 40°.

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	RDM	MISURE	MATERIALE INTERNO	MATERIALE RIVESTIMENTO
	Per gambe e ginocchia sagomato	ST382	2030025	L: 27 cm P: 12 cm H: 28 cm	Memory Foam stampata	100% poliesteri
	Per gambe e ginocchia	ST381	2030023	L: 24,5 cm P: 20 cm H: 15/9 cm	Memory Foam stampata	100% poliesteri
	Mezzi cilindri	ST350S	1209378	L: 35 cm P: 20 cm H: 10 cm	Poliuretano	100% poliesteri
	Mezzi cilindri	ST350L	1209378	L: 50 cm P: 20 cm H: 10 cm	Poliuretano	100% poliesteri
	Cilindro Twist	ST352	1442402	L: 63 cm H: Ø 11,5 cm	Poliuretano	100% poliesteri
	Semicilindrico per gambe	ST383-1	2030027	L: 50 cm P: 24,5 cm H: 9,5 cm	Poliuretano tagliato d28	100% poliuretano
	Semicilindrico per gambe	ST383-2	2030027	L: 50 cm P: 24,5 cm H: 9,5 cm	Poliuretano tagliato d28	100% poliesteri
	A doppia onda, ergonomico per gambe	ST386-1	2030038	L: 67 cm P: 54 cm H: 20 cm	Base in poliuretano tagliato, parte superiore 2 cm memory foam	100% poliuretano
	A doppia onda, ergonomico per gambe	ST386-2	2030038	L: 67 cm P: 54 cm H: 20 cm	Base in poliuretano tagliato, parte superiore 2 cm memory foam	100% poliesteri
	Ergonomico multifunzione	ST387-1	2030028	L: 50 cm P: 61 cm H: 1/27 cm	Poliuretano tagliato d36	100% poliuretano
	Ergonomico multifunzione	ST387-2	2030028	L: 50 cm P: 61 cm H: 1/27 cm	Poliuretano tagliato d36	100% poliesteri
	Schienale ortopedico multiuso	ST388-1	2030049	L: 60 cm P: 60 cm H: 45 cm	Poliuretano tagliato d27	100% poliuretano
	Schienale ortopedico multiuso	ST388-2	2030049	L: 60 cm P: 60 cm H: 45 cm	Poliuretano tagliato d27	100% poliesteri
	Ergonomico triangolare	ST385-1	2030028	L: 60 cm P: 25 cm H: 20 cm	Poliuretano tagliato d36	100% poliuretano
	Ergonomico triangolare	ST385-2	2030028	L: 60 cm P: 25 cm H: 20 cm	Poliuretano tagliato d36	100% poliesteri
	Supporto lombare	ST346	1209381	L: 33 cm P: 35 cm H: 9/3 cm	Poliuretano stampato	100% poliesteri
	Girevole	ST340	1209384	L: 44 cm P: 44 cm H: 4 cm	100% Cotone	100% poliesteri
	Antiprostata	ST355	1470658	L: 44 cm P: 37,5 cm H: 7,5 cm	Poliuretano stampato	100% poliesteri
	Anatomico	ST356	2030015	L: 42 cm P: 38,5 cm H: 2,5/8,5 cm	Poliuretano stampato	100% poliesteri
	Cuneo	ST345	1209383	L: 41 cm P: 41 cm H: 7,5/3 cm	Poliuretano stampato	100% poliesteri
	Ad "U"	ST336	1167564	L: 41 cm P: 51 cm H: 8 cm	Poliuretano stampato	100% poliesteri
	Rotondo	ST332-44	1167556	L: ø 44 cm	Poliuretano stampato	100% poliuretano
	Ovale	ST335-41	1167561	L: 41 cm P: 32 cm H: 8 cm	Poliuretano stampato	100% poliuretano
	Ovale	ST335-48	1167561	L: 48 cm P: 38 cm H: 8 cm	Poliuretano stampato	100% poliuretano

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	RDM	MISURE	MATERIALE INTERNO	MATERIALE RIVESTIMENTO
	Cervicale da viaggio	ST343	1209376	L: 30 cm P: 35 cm H: 9 cm	Poliuretano stampato	100% poliesteri
	Cervicale da viaggio, 2 in 1	ST380	2030021	L: 36 cm P: 27 cm H: 10 cm	100% Polyfoam - 110 g	100% poliesteri

Cuscini
e posizionatori

opera
sinfonia



www.morettispa.com

Seguici su



CE Conformi al nuovo regolamento
MDR 2017/745 EU