

SCHEDA TECNICA N° 16

NOME PRODOTTO MILLENIUM HD

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina bariatrica ad autospinta con telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato. Struttura in doppia crociera, forcella anteriore rinforzata. Braccioli 4 in 1 regolabili in altezza, estraibili e ribaltabili. I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato. Pedane rinforzate indipendentemente, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza. Freno accompagnatore poste sulle maniglie posteriori.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15200020HD	Carr. EXCEL PLUS 20" 50X40 CM
15200022HD	Carr. EXCEL PLUS 20" 56X40 CM
15200024HD	Carr. EXCEL PLUS 20" 60X40 CM
COD.ISO 12.21.06.039	
COD.ISO 12.24.03.118	
COD.ISO 12.24.06.175	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 50/ 55/ 60 cm Ingombro: +20 cm Larghezza trasporto chiusa: 30 cm Profondità seduta: 47 cm Altezza posteriore: 98 cm Profondità massima: 117 cm Distanza bracciolo seduta: 22-29 cm Altezza seduta da terra: 53 cm
Peso	24,5 KG
Portata massima	160 KG
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio