



La bariatrica ultrarinforsata a 6 ruote
Ultra-reinforced version with 6 wheels



Sedie imbottite Padded chairs



ALLEGRA SIX

Standard: Wc igienizzabile. Super imbottiture anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi. Schienale regolabile con pistoni a gas. Appoggiagambe contenitivi maggiorati, girevoli e regolabili. Pedane regolabili ed estraibili. Fianchi estraibili con paravesti. Gomme soft. 6 ruote con forcelle rinforzate. Maniglione e maniglie singole di spinta allo schienale.



ALLEGRA SIX

Standard: Easily cleanable WC. Super Anatomical padding. Fire-retardant padding and upholsteries. Adjustable with gas springs backrest. Plus containing, swinging and adjustable in height legrests. Adjustable and removable footrests. Removable sides with clothes guards. Soft wheels. Six wheels with reinforced forks. Big push handle and single push handles at the back.

Codice LEA 12.22.18.015

Iso Class 12.21.03.006

