



Paperina Passeggino articolato e basculante per bambini

Standard: Sedile basculante con molla a gas. Schienale regolabile. Appoggiamambe regolabile ed estraibile. Pedana regolabile ed estraibile. Divaricatore. Freni. Alette regolabili allo schienale.

Optional: W.C. Tavolino con incavo. Cintura di sicurezza. Cuscinetti tronco.

Paperina Articulated and rocking chair for children

Standard: Reclining seat with gas spring. Adjustable backrest. Adjustable, removable legrests. Adjustable and removable footrest. Thigh divider. Brakes. Adjustable headrests.

Optionals: W.C. Table with recess. Seat belt. Trunk supports.

Classificazione ISO
12.27.03.006

