

Cod. **N29R24**

COD.ISO 12.22.03.006

- Carrozzina pieghevole in alluminio
- Ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Ruote per passaggi stretti.

- *Folding wheelchair in varnished steel.*
- *Removable rear wheels quickrelease 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Wheels for narrow passages.*

Cod. **N3229**

- Coppia pedane elevabil
- Couple elevating footrest

Cod. **E41**

COD.ISO 12.22.18.003

- Carrozzina compatta da viaggio
- Carrozzina pieghevole in Alluminio
- Telaio a doppia crociera
- Ruote posteriori 8" in PU.
- Ruote anteriori 5" in PU.
- Pedane ribaltabili verticalmente.
- Tappezzeria in nylon.
- Braccioli ribaltabili
- Schienale ribaltabile
- Cintura di sicurezza.
- Freni di servizio e di stazionamento a leva sulle manopole di spinta
- Seduta cm 36,5

- *Compact travel wheelchair*
- *Folding wheelchair Aluminum frame*
- *Double cross*
- *8 "rear wheels in PU.*
- *5 "front wheels in PU.*
- *Vertically folding footboards.*
- *Nylon upholstery.*
- *Folding armrests*
- *Folding backrest*
- *Security belt.*
- *Service and parking brakes with lever on the knobs*
- *Seat 36.5 cm*

