

SCHEDA TECNICA N° WI.10005

NOME PRODOTTO MILLENIUM 3 LIGHT

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina leggera ad autospinta.
Telaio pieghevole stabilizzante in alluminio verniciato verde.
Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo.
Occhiello per facilitare l'alzata del paziente.
appoggiagambe ribaltabili e estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile. Forma esagonale anti rotazione della pedana.
ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza.
rivestimento in nylon lavabile
ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
Telo seduta completo di copertura viti.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15530016	MILLENIUM 3 LIGHT 16"/40 CM RDM: 1663858 CND: Y122106
15530017	MILLENIUM 3 LIGHT 17"/43 CM RDM: 1663862 CND: Y122106
15530018	MILLENIUM 3 LIGHT 18"/46 CM RDM: 1663866 CND: Y122106
15530020	MILLENIUM 3 LIGHT 20"/50 CM RDM: 1663870 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore Verde

Dimensioni
Larghezza seduta: 40-43-46-50 cm
ingombro: +17 cm
larghezza chiusa: 28,5 cm
Profondità seduta: 40 cm
profondità totale: 104 cm
altezza schienale: 42 cm
altezza seduta posteriore: 48 cm
altezza seduta anteriore: 50 cm
braccioli regolabili da 22 a 29 cm

Peso 16 kg

Portata massima 130 KG

Accessori e Ricambi

Ruote posteriori da 12" cod. 15992019
poggiatesta cod. 159940xx
pedane ad inclinazione variabile cod. 15992018
tavolino cod. 15991000
cintura pettorale cod. 5301
cintura a corpetto cod. 5303
cintura a scudo 5304

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio