

SCHEDA TECNICA N° 3

NOME PRODOTTO EXCEL PLUS

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina standart ad autospinta con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Ruote anteriori da 8" (Ø 200mm) regolabili in 2 posizioni (2 cm per foro), e ruote posteriori estraibili da 24" (Ø 600mm) Piene. Corrimano in alluminio.
I rivestimenti sono in Nylon lavabile.
Braccioli estraibili e ribaltabili per permettere la traslazione dell'utilizzatore.
Pedane indipendenti, regolabili in altezza e estraibili con ferma tallone.
Predisposta per l'inserimento delle ruote posteriori da 12" (Ø 300 mm) disponibile come accessorio, per trasformazione in transito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15200014	Carrozzina Excel Plus 14" 36 cm
15200016	Carrozzina Excel Plus 16" 40 cm
15200017	Carrozzina Excel Plus 17" 43 cm
15200018	Carrozzina Excel Plus 18" 46 cm
15200020	Carrozzina Excel Plus 20" 50 cm
COD. ISO 12.21.06.039 misure 40,43,46,50 cm	
COD. ISO 12.24.06.160 bracciolo regolabile in altezza	
COD. ISO 12.24.06.172 in caso di bracciolo ridotto. Tutte le misure	
COD. ISO 12.24.03.109 pedane regolabili in inclinazione - ACCESSORIO -	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
COD. ISO 12.24.15.112 tavolino con incavo - ACCESSORIO -	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro: +18 cm rispetto alla seduta Larghezza trasporto (chiusa): 29 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza posteriore: 90 cm Distanza bracciolo seduta: 20 cm Altezza massima seduta da terra: 48 cm Profondità massima: 110 cm
Peso	17,4 Kg
Portata massima	130 Kg

Accessori e Ricambi

COD. 15992019
Pz - Ruote posteriori da 12" Transitò
COD. 15992018
Pedane ad inclinazione variabile
COD. 15991000
Tavolino per carrozzina Excel Plus
COD. 151090xx
Sedile WC per carrozzina Excel
COD. 15992040
Braccioli lunghi per Excel Plus - paio -
COD. 15992017
Ruote ascensore - coppia -

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio