

SCHEDA TECNICA N° 5

NOME PRODOTTO WINNER TWO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina standard pieghevole ad autospinta con telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato blu. Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm), mentre le ruote posteriori sono piene da 24" (Ø 600 mm). Corrimano in alluminio.
Rivestimento in Nylon lavabile.
Bracciolo ribaltabile.
Pedane indipendenti, estraibili e regolabili in altezza con ferma tallone regolabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15100016	Carrozzina Winner Two 16" 40 cm
15100017	Carrozzina Winner Two 17" 43 cm
15100018	Carrozzina Winner Two 18" 46 cm
15100020	Carrozzina Winner Two 20" 50 cm
COD.ISO 12.21.06.039 misure 40, 43, 46, 50 cm	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm Ingombro: + 18 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza posteriore: 95 cm Larghezza trasporto: 29 cm Profondità massima: 105 cm con pedane Altezza seduta da terra: 50 cm
Peso	17,4 Kg
Portata massima	120 Kg

Accessori e Ricambi

COD. 15992018
Alza gambe per Winner Two
COD. 15991000
Tavolino Universale per Winner Two
COD. 15991018
Braccioli lunghi per Winner Two

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio