

Basketball

by **OFFCARR**

Per soddisfare le esigenze di atleti di fama internazionale, **OFF CARR** ha progettato **ASSIST 2** e **WIND**. Costruite su misura in alluminio, sono leader indiscusse sui campi da gioco di tutto il mondo per resistenza, leggerezza, scorrevolezza e sensibilità nei cambi di direzione.



WIND TITANIO SPINERGY



ASSIST 2 SPINERGY
CON ARCO



WIND SPINERGY

ASSIST 2 & WIND



ANDREA SARACINO



Fascia lega-cosce
in PVC






Asse regolabile
in profondità
(ASSIST 2)


Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Possibilità di spostamento asse in più posizioni per ricercare il giusto baricentro dell'atleta sulla carrozzina (ASSIST 2).
- Tela schienale regolabile ed imbottita.
- Schienale regolabile in altezza.
- Schienale abbattibile per altezze superiori a 30 cm (solo ASSIST 2).
- Ruote grandi da 24", 26" o 28" ad estrazione rapida, montate su tubolari o copertoncini, con corrimano in titanio o acciaio inox.
- Ruotine anteriori diam. 80 mm.
- Pedana regolabile in altezza e profondità.
- Antiribaltamento doppio o singolo.
- Campanatura ruote grandi 16° o 18°.
- Peso: Assist 2 11,3 kg
Wind 12,4 kg
Wind Titanio 11 kg
(carrozzina in assetto standard e ruote da 24")

DISTANZA
BANDINELLA-
CENTRO COPERTURA
3,6 MISURA STD



ARCO SAGOMATO




ARCO STANDARD

Scheda d'ordine

☐ ASSIST 2 ☐ ASSIST 2 SPINERGY

☐ WIND ☐ WIND SPINERGY
☐ TITANIO ☐ WIND SPINERGY
☐ TITANIO

- Lunghezza telaio: A ☐ 57 cm ☐ 60 cm ☐ 67 cm
- Larghezza sedile: L ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
- Profondità sedile: P ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
- Altezza anteriore della carrozzina: B ☐ 50 cm ☐ 53 cm
- Altezza posteriore della carrozzina: C ☐ 37 cm ☐ 41 cm ☐ 45 cm ☐ 49 cm ☐ 53 cm
- Altezza schienale: H cm ☐ abbattibile (solo Assist 2) ☐ fisso
- Ruote grandi: ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 700c
- Campanatura ruote grandi: ☐ 16° ☐ 18°
- Antiribaltamento: ☐ singolo ☐ doppio
- Sedile: ☐ in tela ☐ rigido in alluminio
- Colore tele: ☐ nero ☐ bluette ☐ rosso
- Colore telaio: (vedere catalogo "Colori")
- Distanza sedile - pedana regolabile: R cm
- Profondità pedana: T cm
- Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa
- Distanza fra centro mozzo e posteriore schienale: D cm
- Apertura telaio anteriore: F cm (misura interno tubi)
- Altezza spondina: E cm
- Arco: ☐ standard ☐ sagomato



PEDANA
CHIUSA

Optional

- Copriraggi: ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**
- Cuscino in poliuretano (dens. 75Shore) foderato, h: ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 7 cm ☐ 10 cm
- Cinghia cosce in PVC : lunghezza cm e larghezzacm



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____