





Caratteristiche tecniche


- Telaio in alluminio.
- Possibilità di spostamento asse in più posizioni per ricercare il giusto baricentro dell'atleta sulla carrozzina (ASSIST 2).
- Tela schienale regolabile ed imbottita.
- Schienale regolabile in altezza.
- Schienale abbattibile per altezze superiori a 30 cm (solo ASSIST 2).
- Ruote grandi da 24", 26" o 28" ad estrazione rapida, montate su tubolari o copertoncini, con corrimano in titanio o acciaio inox.
- Ruotine anteriori diam. 80 mm.
- Pedana regolabile in altezza e profondità.
- Antiribaltamento doppio o singolo.
- Campanatura ruote grandi 16° o 18°.
- Peso: Assist 2 11,3 kg
Wind 12,4 kg
Wind Titanio 11 kg
(carrozzina in assetto standard e ruote da 24")

DISTANZA
BANDINELLA-
CENTRO COPERTURA

3,6 MISURA STD



ARCO SAGOMATO



ARCO STANDARD

Scheda d'ordine

☐ ASSIST 2 ☐ ASSIST 2 SPINERGY

☐ WIND ☐ WIND SPINERGY
☐ TITANIO ☐ WIND SPINERGY
☐ TITANIO

- Lunghezza telaio: A ☐ 57 cm ☐ 60 cm ☐ 67 cm ☐ WIND SPINERGY
-Larghezza sedile: L ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm ☐ WIND SPINERGY
-Profondità sedile: P ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm ☐ TITANIO
-Altezza anteriore della carrozzina: B ☐ 50 cm ☐ 53 cm
-Altezza posteriore della carrozzina: C ☐ 37 cm ☐ 41 cm ☐ 45 cm ☐ 49 cm ☐ 53 cm
-Altezza schienale: H cm ☐ abbattibile (solo Assist 2) ☐ fisso
-Ruote grandi: ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 700c
-Campanatura ruote grandi: ☐ 16° ☐ 18°
-Antiribaltamento: ☐ singolo ☐ doppio
-Sedile: ☐ in tela ☐ rigido in alluminio
-Colore tele: ☐ nero ☐ bluette ☐ rosso
-Colore telaio: (vedere catalogo "Colori")

-Distanza sedile - pedana regolabile: R cm

-Profondità pedana: T cm


-Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa

-Distanza fra centro mozzo e posteriore schienale: D cm

-Apertura telaio anteriore: F cm (misura interno tubi)

-Altezza spondina: E cm

-Arco: ☐ standard ☐ sagomato



PEDANA CHIUSA

PEDANA APERTA

Optional

Copriraggi: ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**

Cuscino in poliuretano (dens. 75Shore) foderato, h: ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 7 cm ☐ 10 cm

Cinghia cosce in PVC: lunghezza cm e larghezza cm



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____