

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Tela schienale in nylon, tensionabile ed imbottito..
- Schienale TOP SPIN 1 , 3 e 4 regolabile in altezza.
- Schienale TOP SPIN 1 e 3 abbattibile (solo per altezze superiori a 30 cm).
- Sedile regolabile in più posizioni: in inclinazione, altezza, avanti ed indietro per ricercare il giusto assetto (TOP SPIN 1 e 3).
- Ruote grandi da 24", 25" e 26" ad estrazione rapida, con corrimano in alluminio, gommato o titanio.
- Ruotine anteriori diam. 80 mm.
- Ruotina posteriore regolabile in altezza diam. 80 mm.
- Pedana regolabile in altezza e profondità.
- Campanatura ruote grandi 18°.


• Peso: Top Spin 1 10,6 kg
Top Spin 4 10 kg
Top Spin 3 11,3 kg.
(in assetto standard)




Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - officarr@offcarr.com



Sedile regolabile in più posizioni
(TOP SPIN 1 e 3)



CARROZZINA IN ASSETTO STANDARD TOP SPIN 4



CARROZZINA IN ASSETTO STANDARD TOP SPIN 1 e 3

Timbro Rivenditore

Scheda d'ordine

☐ TOP SPIN 1 ☐ TOP SPIN 3 ☐ TOP SPIN 4

-Lunghezza telaio(solo TOP SPIN1): **(A)** ☐ 58 cm ☐ 64 cm (TOP SPIN 4 e 3 solo 51 cm)
-Larghezza sedile : ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
-Profondità sedile : ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm

-Altezza anteriore della carrozzina: **(B)** da 34 cm a 54 cm: cm

-Altezza posteriore della carrozzina: **(C)** da 30 cm a 40 cm: cm

-Altezza schienale :cm
☐ abbattibile ☐ fisso ☐ regolabile in inclinazione

(Top spin 1 e 3)

-Dist.sedile pedana: **(D)**cm

-Colore tele : ☐ nero ☐ bluette ☐ rosso

-Colore telaio :
(vedere catalogo "Colori")

Ruote grandi con corrimano in alluminio : ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26"

Distanza fra centro mozzo ruota e posteriore schienale variabile

fra 8 cm a 18 cm **(E)**cm (indicazione obbligatoria per TOP SPIN 4)

Optional

Ruote Spinergy Sport (24raggi): ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26"

Copriraggi in policarbonato : ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**

Cuscino foderato in poliuretano di densità 75 Shore, altezza: ☐ 3cm ☐ 5cm

Fascia lega - bacino in PVC : lunghezza cm e larghezzacm

Corrimano gommati : ☐ Corrimano in titanio : ☐

Maniglia anteriore di presa : ☐ Estraiabile ☐ Fissa

☐ Destra ☐ Sinistra

Data: _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Note: _____