

Ausili bagno

Bath aids



N35/R05 N35/R24

Carrozzina da doccia

- Telaio in alluminio verniciato.
- Pedane e braccioli estraibili regolabili in altezza.
- Schienale estraibile.
- Telaio facilmente smontabile.
- Sedile in poliuretano espanso autopellante con foro WC.
- Con 4 ruote Ø 5" di cui le posteriori con freno (versione N 35/R05).
- Con 2 ruote piroettanti Ø 5" con freno + 2 ruote di autospinta da 24" con freno (versione N 35/R24).

Shower wheelchair

- Shower wheelchair made of painted aluminium.
- Removable footrests and armrests, adjustable in height.
- Removable backrest.
- Frame easy to remove.
- Seat in self skinning PU foam, with commode.
- 4 wheels (Ø 5") with brake (model N35/R05).
- 2 swivel wheels (Ø 5") with brake and 2 self-propelled wheels (Ø 24") (model N35/R24).

N35/R05 Descrizione / Description	Con seduta da 46.5 cm With seat 46.5 cm	Con seduta da 40 cm With seat 40 cm
Altezza sedile terra/ Height seat from ground	52 cm	
Altezza impugnatura terra/ Height handle from ground	89.5 cm	
Altezza braccioli sedile Height armrests/seat	12,5 - 23,0 cm	
Larghezza totale/ Overall width	55,5 cm	49 cm
Lunghezza Totale/ Total length	86 cm	
Peso / Weight	15 kg	
Portata / Capacity	115 kg	

N35/R24 Descrizione / Description	Con seduta da 46.5 cm With seat 46.5 cm	Con seduta da 40 cm With seat 40 cm
Altezza sedile terra Height seat/ground	52 cm	
Altezza impugnatura terra Height handle/ground	89.5 cm	
Altezza braccioli sedile Height armrests/seat	12.5 - 23.0 cm	
Larghezza totale Overall width	64 cm	57.5 cm
Lunghezza Totale Total length	106 cm	
Peso / Weight	15.8 kg	
Portata / Capacity	115 cm	



KSP®

tutto più semplice