

SCHEDA TECNICA N° 108

NOME PRODOTTO

CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 3

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

La carrozzina ROCKET 3, è una carrozzina elettronica da esterni/ interni di ultima generazione, che grazie alla sua modularità, offre differenti possibilità di regolazione e adattamento dell'utente.

Le carrozzine elettroniche ROCKET sono ideali per chi, pur avendo limitazioni fisiche, non rinuncia a muoversi in autonomia.

La sua dimensione compatta la rende idonea all'utilizzo sia in ambienti domestici che all'esterno.

Regolazione larghezza della seduta e dello schienale.

Schienale tensionabile.

Pedane regolabili in profondità, estraibili, regolabili in altezza e intraruotabili per ridurre gli ingombri.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000010	ROCKET 3
COD. ISO 12.21.27.009	
COD. ISO 12.24.06.163	
COD. ISO 18.09.39.103	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
COD. ISO 12.24.06.172	
COD. ISO 12.24.03.115	
COD. ISO 18.09.39.163	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX
Dimensioni	Larghezza seduta: da 40 cm a 46 cm Ingombro max: 65 cm Profondità seduta: 42 cm Profondità totale: 108 cm Altezza totale: 101 cm Altezza seduta da terra: 48 cm Altezza seduta- bracciolo: da 28 a 34 cm Velocità max: 6 km/h Autonomia: 25 km Basculamento 16° Reclinazione schienale manuale da 90° a 120°
Peso	Peso con batteria: 100 Kg Peso senza batteria: 60 Kg
Portata massima	135 Kg
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 x 12V 50 Ah Caricabatterie: HP 24V 5Ah

Altre informazioni tecniche

Velocità massima: 6 Km/h

Autonomia Batterie: 25 Km (variabile in base alla velocità e alla pendenza di utilizzo)

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio