

SCHEDA TECNICA N° 111

NOME PRODOTTO ROCKET PLUS

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rocket Plus è l'ultima evoluzione della carrozzina Rocket.
Molteplici regolazioni come altezza e larghezza braccioli.
Basculamento e reclinazione dello schienale regolabili elettricamente.
Pedane regolabili elettronicamente.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000012	ROCKET PLUS
COD.ISO 12.21.27.009	
COD.ISO 18.09.39.103	
COD.ISO 12.24.03.115	
COD.ISO 12.24.06.172	
COD.ISO 18.09.39.163	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	VERDE
Dimensioni	Larghezza seduta: 40 cm Ingombro max: 61 cm Profondità seduta: 41,5 cm Profondità massima: 108 cm
Peso	100 KG
Portata massima	135 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 x 50 Ah Caricabatterie: HP 24V 5 Ah
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio