

POLTRONA GERIATRICA PER INTERNI INTEGRA



INTEGRA M

Codice	Descrizione
M10806500-M39	Misura 39 colore cioccolato/beige
M10806500-M45	Misura 45 colore cioccolato/beige
M10806500-M51	Misura 51 colore cioccolato/beige



INTEGRA MT

Codice	Descrizione
M10806600MT39	Misura 39 colore cioccolato/beige
M10806600MT45	Misura 45 colore cioccolato/beige
M10806600MT51	Misura 51 colore cioccolato/beige



INTEGRA ET

Codice	Descrizione
M10806700ET39	Misura 39 colore cioccolato/beige
M10806700ET45	Misura 45 colore cioccolato/beige
M10806700ET51	Misura 51 colore cioccolato/beige



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

POLTRONA GERIATRICA PER INTERNI INTEGRA

Rev 00

Settembre 2013

Descrizione

INTEGRA M

- **Basculamento meccanico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata sulla barra di spinta posteriore con inclinazione della seduta di -3° per agevolare il trasferimento.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Quattro ruote con diametro di 125 mm. Tre ruote sono integralmente piroettanti e sono dotate di freno di stazionamento. La quarta ruota è direzionata per facilitare le traiettorie rettilinee.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

INTEGRA MT

- **Basculamento meccanico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata sulla barra di spinta posteriore.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- **Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta** azionabile tramite telecomando per facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di trasferimento (-3°).
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Quattro ruote con diametro di 125 mm. Tre ruote sono integralmente piroettanti e sono dotate di freno di stazionamento. La quarta ruota è direzionata per facilitare le traiettorie rettilinee.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

INTEGRA ET

- **Basculamento elettrico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite telecomando.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- **Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta** azionabile tramite telecomando per facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di trasferimento (-3°).
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Quattro ruote con diametro di 125 mm. Tre ruote sono integralmente piroettanti e sono dotate di freno di stazionamento. La quarta ruota è direzionata per facilitare le traiettorie rettilinee.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

Dati tecnici

	Integra M2	Integra M3
Larghezza massima scocca	66 cm	72 cm
Larghezza massima base	67 / 72 cm	67 / 72 cm
Profondità massima base	82 cm	82 cm
Altezza braccioli	21 cm	21 cm
Inclinazione scocca	-3° / $+26^\circ$	-3° / $+26^\circ$
Peso	da 33 kg	da 33 kg
Portata	120 kg	120 kg

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEMA TECNICA POLTRONA GERIATRICA PER INTERNI INTEGRA	Rev 00 Settembre 2013
---	--	--

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Accessori disponibili

	Integra M	Integra MT	Integra ET
M70822500 - Pedana unica regolabile in altezza	X		
M70821301 - Tavolino laterale destro	X	X	X
M70821302 - Tavolino laterale sinistro	X	X	X
M70822700 - Tavolino con incavo	X	X	X
M70822600 - Cintura pelvica	X	X	X
M30826900 - Cuscino anatomico per poggia-gambe	X	X	X
M70821400-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico	X		
M70822300-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico		X	X

Altre opzioni

Per i modelli Integra MT ed Integra ET è prevista la possibilità di alimentazione elettrica con batteria. L'accessorio, pensato per garantire una più ampia versatilità d'utilizzo ed una maggiore autonomia al paziente, comprende la batteria, il caricabatteria ed il cavo di collegamento alla rete.

A richiesta, infine, sono disponibili per tutti e tre i modelli i seguenti colori



Cioccolato/cioccolato



Cioccolato/pistacchio

Produttore

DUPONT MEDICAL - Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE