

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 10.07.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP785	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS DYNE
-------	---

*Destinazione d'uso*

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.

**Immagine prodotto**




















**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND	Y122106
Numero RDM	1838293
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
<b>Struttura</b>						<i>Alluminio</i>											
<b>Seduta</b>						<i>Nylon</i>											
<b>Ruote anteriori</b>						<i>PU</i>											
<b>Ruote posteriori</b>						<i>PU Tubeless</i>											
<b>Freni</b>						<i>Alluminio</i>											
<b>Maniglie di spinta</b>						<i>PVC</i>											
VARIANTI																	
<b>CP785-40: Seduta 40 Cm</b>									<b>CP785-43: Seduta 43 Cm</b>								
<b>CP785-46: Seduta 46 Cm</b>									<b>CP785-48: Seduta 48 Cm</b>								
<b>CP785-50: Seduta 50 Cm</b>																	
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
<b>CP785-40</b>								40			61						
<b>CP785-43</b>								43			64						
<b>CP785-46</b>	106	80	41	94,5	73+80	51,5	40+52	46	44	67	33	16 kg	60	20 x3,2	optional	7	130 kg
<b>CP785-48</b>								48		70							
<b>CP785-50</b>								50		73							

(\*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA778	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO