

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 10.07.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP775	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS SMART GO
-------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in plastica, con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili ed estraibili con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE


















Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND	Y122103
Numero RDM	1838297
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003 (Riconducibile)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon
Ruote anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI																		
CP775-40: Seduta 40 Cm									CP775-43: Seduta 43 Cm									
CP775-46: Seduta 46 Cm									CP775-48: Seduta 48 Cm									
CP775-50: Seduta 50 Cm																		
DIMENSIONI																		
Misure in CM*																	 Portata MAX	
CP775-40								40			55							
CP775-43								43			58							
CP775-46	101	76	41	90,5	72,5	51	40+52	46	44	60	29	13 kg	24	20 x2,54	optional	-	120 kg	
CP775-48								48		63								
CP775-50								50		65								

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA771	PEDANE ELEVABILI
CPA775	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE