



CARRR<sup>®</sup>

*Mizar*



# Mizar

## Carrozzina standard leggera



Nuova standard leggera pieghevole con telaio in alluminio e crociera in acciaio. E' fornita di serie con predellini regolabili completi di fermatalloni.

Lo schienale è regolabile in altezza ed i braccioli sono ribaltabili ed estraibili. La carrozzina può essere arricchita con vari accessori tra cui: braccioli regolabili in altezza e ruote posteriori ad estrazione rapida.



Pedane estraibili



Pedalini di sbilanciamento



Braccioli ridotti per tavolo, chiusi, ribaltabili ed estraibili



Predellini regolabili in inclinazione completi di fermatalloni



Schienale regolabile in altezza



Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili (scelta opzionale)

|                            |                            |                      |                      |                |                 |    |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----|--|
|                            |                            |                      |                      |                |                 |    |  |
| 40<br>42<br>44<br>46<br>48 | 59<br>61<br>63<br>65<br>67 | 38<br>40<br>42<br>44 | 37<br>39<br>41<br>43 | A: 47<br>B: 50 | C: 100<br>D: 77 | 30 | 15,6 Kg<br>con<br>seduta<br>40 x 40 cm |



Garanzia del telaio 3 anni

Per l'ordinazione della carrozzina e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine



Via dell'Artigianato II, 29 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy  
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734  
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  
=UNI EN ISO 9001:2008=  
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITA' CERTIFICATO  
=UNI EN ISO 13485:2004=