




Schienale reclinabile
Reclining back-rest



Monoguida
Single drive



Schienale regolabile in altezza
Height adjustable back-rest



Spinte laterali
Lateral supports



Divaricatore
Abductor



Sedile WC
WC seat



Pedane elevabili
Elevating foot-rests

PREDELLINI Foot-plates:



Separati in plastica
Plastic separate



Separati in alluminio, chiusi e snodabili
Aluminium closed hinged separate



Separati chiusi in alluminio, regolabili in inclinazione
Aluminium closed separate, tilt adjustable



Unico in plastica ribaltabile
Plastic single, tip-up



Unico in alluminio, regolabile in inclinazione
Aluminium single, tilt adjustable

BRACCIOLI Arm-rests:



Modello a "U"
"U" model



Modello desk
Desk model



Modello sport
Sport model



Modello regolabile in altezza
Height adjustable model

Edizione 2007 - L'azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso
Edition 2007 - The company reserved the right to modify or to improve the product without notice



MINISTAR ELEGANT



Via dell'Artigianato II, 29 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com



MINISTAR ed **ELEGANT** sono delle carrozzine a struttura leggera, pieghevoli, dalla linea piacevole, agile ed elegante. Possono essere personalizzate grazie alle varie regolazioni ed ai numerosi accessori disponibili. Testate nel tempo sono tra le carrozzine più sicure ed apprezzate nel mercato.

MINISTAR



MINISTAR and **ELEGANT** are lightweight and folding wheelchairs with an attractive design. They are smooth running, smart and can be personalised with various available adjustments and a wide range of accessories. They have been extensively tested over the years and they are among the safest and most appreciated wheelchairs on the market.


ELEGANT



cm	cm	cm	cm	A cm B cm	C cm D cm	cm	16 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56	52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74	36 38 40 42 44 46 48 50	29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51	A : da 38 a 50 B : da 42 a 54	C : 100 D : 83	25	



Colori di serie Standard colours



Nero
Black



Blu metallizzato
Metallic blue



Grigio metallizzato
Metallic grey



Rosso perlato
Pearl red

Per altri colori vedere il catalogo "Colori ed accessori"
See "Colours and accessories" catalogue for other frame colours

cm	cm	cm	cm	A cm B cm	C cm D cm	cm	16 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56	52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74	36 38 40 42 44 46 48 50	29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51	A : da 38 a 50 B : da 42 a 54	C : 102 D : 77	29	

Garanzia telaio: 3 anni
3 year frame warranty